





Aida®

ic
implantcast

KURZSCHAFTSYSTEM



Aida® - zementfreies Kurzschaftsystem



CCD-Winkel:
130° (standard)
125° (lateralisiert)

Material:
implatan® TiAlV₄

**unbeschichtete Prothesenspitze
zur intramedullären Führung**

proximale Beschichtung:
implaFix® Duo cpTi + HA

Größenspektrum:
jeweils neun Größen standard und lateralisiert

Schichtdicke:
cpTi 250±50µm
HA 90±30µm



Kombination mit ic-Hüftkopf	CoCrMo	Titan mit TiN- Beschichtung	BIOLOX® forte	BIOLOX® delta
Ø 22mm K, M, L	x			
Ø 28, 32, 36mm K, M, L, XL	x	x	x*	x**
Ø 28, 32, 36mm XXL, XXXL	x	x		
Ø 40mm K, M, L, XL				x

*BIOLOX® forte nicht verfügbar in XL

**BIOLOX® delta nicht verfügbar in Ø 28mm XL

**metaphysäre
Verankerung**

**Schaftgeometrie:
konisches Design in zwei Ebenen,
trapezförmiger Querschnitt**

schenkelhals-teilerhaltend

**minimalinvasives
Instrumentarium erhältlich**



implantcast GmbH
Lüneburger Schanze 26
21614 Buxtehude
Germany

Tel: +49 4161 744-0

Fax: +49 4161 744-200

E-Mail: info@implantcast.de

Internet: www.implantcast.de

CE 0482



AIDAFlyD-260618

