

Kenmak®



www.kenmak.com.tr

Product
catalogue
2017

1984'den beri

Bizim için başarı dünü bugüne getirmek bugünü yarına taşımaktır. 1984 yılından bugüne gelişen teknoloji ve çağdaş yönetim anlayışı ile geleceğe ışık tutmayı amaçlayan firmamız geçmişten aldığı değerleri yeniliklerle birleştirerek sektörümüzün lider firması olmayı başarmıştır.

Kendini gelişime ve yeniliğe adanmış firmamız hasta karyolası, tüm metal ve ahşap hastane donanımları ve bunların yanında büro mobilyaları üretiminde hep daha iyiyi hedefleyip, bir adım önde olmayı ilke edinmiştir. Kenmak Hastane Malzemeleri olarak konusunda uzman mühendislerimiz ve deneyimli personelimiz ile satış öncesi ve sonrası mükemmeliyetçi hizmet politikamız sayesinde müşteri memnuniyetini en yüksek seviyeye çıkarmayı amaç edinmiş ve kurduğumuz mükemmel üretim ve dağıtım ağı ile yurtiçi ve yurtdışında sayısız başarılarla imza atmıştır.

Türkiye de geliştirip imal ettiğimiz ürünlerimizi yurtiçinde tüm hastanelerin yanı sıra; Orta Asyadan Kuzey Amerika'ya, Avrupadan Orta Doğu Afrika'ya, 4 kıtada 70 ten fazla ülkeye ihracat yoluyla ulaştırmanın haklı gururunu taşıyoruz.

Dünya standartıyla ürettiğimiz ve kalitesiyle övündüğümüz ürünlerimiz birçok katile belgeleriyle onaylanmıştır. Kalite ve hizmetin birleşimiyle geçmişten bugüne değerlerine bağlı, yenilikçi ve zamanın bir adım ötesinde yer almayı hedefleyen firmamız yılların deneyimini geleceğe taşımaktan gurur duyar.

Since 1984

The success is to bring the past to the present and carry today to future. Our company, which aims at aspiring to offer an insight to the future by its developing technology and modern management mentality since 1984, has achieved to be the leader of the sector by combining values coming from the past with innovations.

Our company aims to be one step ahead in manufacturing hospital beds, metal and wooden equipments and office furniture while always dedicating itself to constant development and innovation.

We, as Kenmak Hospital Furniture, seek to take the customer satisfaction to the highest level by providing perfectionistic service policy with our engineers who are experts on their subjects and experienced personnel. Thanks to our excellent production capability and distribution network, our company has finalised numerous of projects in domestic and international area .

We are feeling justified proud of supplying our "Developed and Made in Turkey" products to all of local hospitals in Turkey as well as more than 70 countries all over the world which covers Middle East, North America, Europe, Middle East and Africa.

Quality of our products which we produced with international standards have been approved by various quality certificates. Our company, whose goal is to be one step ahead of its time, is proud of




06.syf-page / Guess 503/K	Yoğun Bakım Karyolası (5 Motorlu) Intensive Care Hospital Bed (Five Motors)
07.syf-page / K012/ES-5M	Yoğun Bakım Karyolası (5 Motorlu) Intensive Care Bed With five Motors
08.syf-page / Guess 402/K	4 Motorlu Yoğun Bakım Karyolası Intensive Care Hospital Bed (4 Motors)
09.syf-page / Guess 402/KM	4 Motorlu Yoğun Bakım Karyolası Intensive Care Hospital Bed (4 Motors)
10.syf-page / K012/ET-2K	4 Motorlu Yoğun Bakım Karyolası Intensive Care Hospital Bed (4 Motors)
11.syf-page / K012/ET-4M-1K	4 Motorlu Yoğun Bakım Karyolası Intensive Care Hospital Bed (4 Motors)
12.syf-page / K012/EA-4M	Absap Korkuluklu Yoğun Bakım Karyolası Intensive Care Hospital Bed With Wooden Side Rails
13.syf-page / Guess 402	Yoğun Bakım Karyolası 4 Motorlu Intensive Care Hospital Bed With (4 Motors)
14.syf-page / Guess 401	Yoğun Bakım Karyolası 4 Motorlu Intensive Care Hospital Bed With (4 Motors)
15.syf-page / K012/ES-4M	Yoğun Bakım Karyolası 4 Motorlu Intensive Care Hospital Bed (4 Motors)
16.syf-page / K012/ET-4M	Yoğun Bakım Karyolası 4 Motorlu Intensive Care Hospital Bed (4 Motors)
17.syf-page / K012/EP-4M	4 Motorlu Hasta Karyolası Intensive Care Hospital Bed With Four Motors
18.syf-page / Guess 303	3 Motorlu Hasta Bakım Karyolası Intensive Care Hospital Bed With (3 Motors)
19.syf-page / Guess 301	3 Motorlu Hasta Bakım Karyolası Intensive Care Hospital Bed (3 Motors)
20.syf-page / K012/ES-3M	3 Motorlu Hasta Bakım Karyolası Intensive Care Bed With (3 Motors)
21.syf-page / K012/EP-3M	3 Motorlu Hasta Bakım Karyolası Intensive Care Hospital Bed (3 Motors)
22.syf-page / K012/ED	3 Motorlu Hasta Diyaliz Karyolası Electrically Operated Dialysis Bed (3 Motors)
23.syf-page / K012/ET	3 Motorlu Hasta Bakım Karyolası Electrically Operated Hospital Bed (3 Motors)
24.syf-page / K012/EP	3 Motorlu Hasta Bakım Karyolası Electrically Operated Hospital Bed (3 Motors)
25.syf-page / K012/E	Electrically Operated Hospital Bed (3 Motors) 3 Motorlu Hasta Bakım Karyolası
26.syf-page / Guess 201	2 Motorlu Hasta Bakım Karyolası Electrically Operated Hospital Bed (2 Motors)
27.syf-page / K012/ET-2M	2 Motorlu Hasta Bakım Karyolası Electrically Operated Hospital Bed (2 Motors)
28.syf-page / K012/ES-2M	2 Motorlu Hasta Bakım Karyolası Electrically Operated Hospital Bed (2 Motors)
29.syf-page / K012/EP-2M	2 Motorlu Hasta Bakım Karyolası Electrically Operated Hospital Bed (2 Motors)
30.syf-page / K012/E-2M	2 Motorlu Elektrik Kumandalı Hasta Karyolası Electrically Controlled Hospital Bed With (2 Motors)
31.syf-page / K006/EK	Elektrik Kumandalı Absap Hasta Karyolası(2 Motorlu) Electrically Operated Wooden Hospital Bed (2 Motors)
32.syf-page / K006/E	Elektrik Kumandalı Absap Özel Oda Karyolası(2 Motorlu) Electrically Operated Laminated Special Room Bed (2 Motors)
33.syf-page / K012 / HP	4 Hareketli Hasta Karyolası(Hidrolik Yükseklik) Hospital Bed with Hydraulic Height Adjustment



34.syf-page / K012/H	4 Hareketli Hasta Karyolası (Hidrolik Yükseklik) Hospital Bed With Hydraulic Height Adjustment
35.syf-page / K012/SP	4 Hareketli Hasta Karyolası Hospital Bed
36.syf-page / K012	3 Hareketli Hasta Karyolası Hospital Bed With Three Adjustments
37.syf-page / K011/T	3 Hareketli Hasta Karyolası Hospital Bed With Three Adjustments
38.syf-page / K008/A	Tek Ayarlı Hasta Karyolası (Amortisörlü) Hospital Bed With Single Adjustment
39.syf-page / K007/T	Tek Ayarlı Hasta Karyolası Hospital Bed with Single Adjustment
40.syf-page / K007	Tek Ayarlı Hasta Karyolası Hospital Bed with Single Adjustment
41.syf-page / K091/V	Antidekübit Visco Yatak Antidecubit Visco Intensive Care Mattress
41.syf-page / K091	Antidekübit Hasta Yatak Antidecubit Mattress
42.syf-page / K024/E-3M	3 Motorlu Çocuk Karyolası (4 Parça Korkuluklu) Electrically Operated Child Bed (3 Motors)(4 Sprated Side Rails)
43.syf-page / K024/SP	Tek Ayarlı Çocuk Karyolası (ABS Kaplamalı) Head Rest Adjustable Child Bed (ABS Headboards)
44.syf-page / K025	Refakatçili Çocuk Karyolası Child Cot With Accompanier Bed
45.syf-page / K024/T	Tek Ayarlı Çocuk Karyolası Child Cot With Single Adjustment
46.syf-page / K024	Çocuk Karyolası Child Bed
47.syf-page / K022	Bebek Kodu Baby Cot (Plexiglass)
48.syf-page / K023	Bebek Karyolası Baby Cot
48.syf-page / K023/K	Bebek Kundaklama Masası Baby Swaddle Table
49.syf-page / K057	Hasta Önü Yemek Servis Masası Overcouch Patient Dining table
49.syf-page / K059	Hasta Önü Servis Masası (Mekanik Kontrollü) Overcouch Patient Dining Table (Simon's Type)
50.syf-page / K058	Hasta Önü Yemek Masası (Amortisör Kontrollü) Overcouch Patient Dining Table (With Gas Spring)
50.syf-page / K058/K	Hasta Önü Yemek Masası (Amortisör Kontrollü) Overcouch Patient Dining Table (With Gas Spring)
50.syf-page / K058/T	Hasta Önü Yemek Masası (TİTLİ) Overcouch patient dinning Table (TOP TILTING)
51.syf-page / K076	Hasta Komidini (Absap) Laminated Shelves
51.syf-page / K076/B	Hasta Komidini (Absap) (Büyük) Laminated Shelves (Big)
51.syf-page / K076/S	Hasta Komidini (ABS) Laminated Shelves (ABS)
51.syf-page / K076/AB	Hasta Komidini (ABS - Büyük) Laminated shelves (ABS - BIG)
52.syf-page / K076/A	Hasta Komidini Laminated Shelves
52.syf-page / K076/K	Hasta Komidini (Kompak Lamine) Laminated Shelves (Compact Lamine)







52.syf-page / K077/M	Minibarlı Etajer Mini-Bar Melamine Shelves	
53.syf-page / K075	Hasta Komidini (Metal) Sheet Metal Shelves	
53.syf-page / K075/B	Hasta Komidini (Metal) (Büyük) Sheet Metal Shelves (Big)	
53.syf-page / K077	Hasta Komidini (Aşap, Kombine Yemek Masalı) Overcouch Patient Dining Table	
54.syf-page / K019/OPTA 20	Genel Amaçlı Elektro Mekanik Ameliyat Masası General Purpose Operated Table	
55.syf-page / K033/E	Elektrikli Hasta Sedyesi (Akülü) Electrically Operated General Purpose Stretcher	
56.syf-page / K034/2K	Acil Müdahale Sedyesi (İki Hidrolik Kolonlu) Emergency Stretcher (Hydraulic with two Columns)	
57.syf-page / K034/T-2K	Acil Müdahale Sedyesi (İki Hidrolik Kolonlu) Emergency Stretcher (Hydraulic with two Columns)	
58.syf-page / K034/T	Hidrolik Kontrollü Sedye (X-Ray Geçirgen Platformlu) Hydraulic Trauma Stretcher (X-Ray Translucent Platform)	
59.syf-page / K034/K	Hidrolik Yükseklik Ayarlı Paslanmaz Çelik Sedye Chrome-Nickel Stretcher With Hydraulic Height Adjustment	
60.syf-page / K034/A	Hidrolik Acil Müdahale Sedyesi First Aid Stretcher with Hydraulic Height Adjustment	
61.syf-page / K034	Hidrolik Yükseklik Ayarlı Sedye Stretcher with Hydraulic Height Adjustment	
62.syf-page / K031	Acil Müdahale Sedyesi First Aid Stretcher	
63.syf-page / K033	Genel Amaçlı Sedye General Purpose Stretcher	
64.syf-page / K035/K	Ameliyathane Transfer Sedyesi (Paslanmaz Çelik) Patient Transfer Stretcher For Operating Rooms Stainless Steel	
65.syf-page / K035/B	Ameliyathane Hasta Transfer Sedyesi (Plastik) Patient Transfer Stretcher	
66.syf-page / K035	Ameliyathane Hasta Transfer Sedyesi Patient Transfer Stretcher	
67.syf-page / K035/A	Ameliyathane Hasta Transfer Sedyesi Patient Transfer Stretcher	
68.syf-page / K035/C	Ameliyathane Transfer Sedyesi(Klasik) Patient Transfer Stretcher(Classic)	
69.syf-page / K037	Arabalı Sedye Stretcher On Trolley	
69.syf-page / K032	Kırmalı Sedye Folding Portable Stretcher	
70.syf-page / K065	3 Motorlu Kulak –Burun-Boğaz Koltuğu Electrically Operated Aurbinolaryngologic Examination Chair	
71.syf-page / K067	3 Motorlu Diyaliz Koltuğu Electrically Operated Dialysis chair/bed	
72.syf-page / K018/E	3 Motorlu Hasta Doğum Karyolası Electrically Operated Delivery Bed with Three Motors	
73.syf-page / K015/ES	3 Motorlu Jinekolojik Muayene Masası (Teleskopik Motorlu) Electrically operated gynecological chair (Telescopic Motor)	
74.syf-page / K015/H	Manuel Jinekolojik Muayene Masası Manually Operated Gynecological Examination table	
75.syf-page / K016	Amortisör Konum Ayarlı Jinekolojik Muayene Divanı Gynecological Chair with Gas-Spring Adjustment	
76.syf-page / K018	3 Parçalı Jinekolojik Muayene Masası Gynecological Examination Couch With 3 Parts	



77.syf-page / K016/P	Amortisörlü Proktoloji Masası Proctology Table (With Gas-Spring Adjustment)	
78.syf-page / K015	Jinekolojik Muayene Masası Gynecological Examination Chair	
79.syf-page / K017	Doğum Masası (İki Parçalı) Gynecological Table (Couch & Trolley)	
80.syf-page / K019/A	Kan Alma Koltuğu Amortisörlü Blood Transfusion Chair (Gas Spring)	
81.syf-page / K014/D	Aşap Dolaplı Muayene Masası Laminated Examination Couch With Cabinet	
82.syf-page / K014	Çekmeceli Muayene Masası (Aşap) Laminated Examination Couch (Aşap)	
83.syf-page / K013/A	Amortisörlü Muayene Divanı Examination Couch With Gas-Spring Adjustment	
83.syf-page / K043/A	Üç Kanatlı Aşap Paravan Ward Screen (3 Parts)	
84.syf-page / K013	Katlanabilir Muayene Masası Examination Couch	
84.syf-page / K043	3'lü Paravan Three - Panel Folding Curtain Screen	
84.syf-page / K038	Eskabo Couch Steps	
85.syf-page / K040/E	Yoğun Bakım Arabası Intensive Care Trolley	
86.syf-page / K040/S	Acil Müdahale İlaç Arabası First Aid Medicine Trolley	
86.syf-page / K040	Genel Amaçlı İlaç Arabası General Purpose Medicine Trolley	
86.syf-page / K041	İlaç Arabası General Purpose Medicine Trolley	
87.syf-page / K028/PP	Pansuman Arabası (Paslanmaz Çelik) Dressing Trolley (Stainless Steel Shelves)	
87.syf-page / K028/PB	Pansuman Arabası (Boyalı) Dressing Trolley (Powder Coated)	
88.syf-page / K020/A	Amortisörlü Krom - Nikel Ameliyathane Masası Instrument Table With Gas-spring (Stainless Top)	
88.syf-page / K020	Mekanik Mayo Masası Surgery Trolley (Stainless Steel Top)	
89.syf-page / K029	Aşap Malzeme Arabası Laminated Equipment Trolley	
89.syf-page / K030	Aşap Alet Masası Laminated Instrument Trolley	
90.syf-page / K028	Saclı Alet Masası Instrument Trolley (Sheet Metal Top)	
90.syf-page / K028/A	Krom Nikel Alet Masası Instrument Trolley (Stainless Steel Top)	
91.syf-page / K001	Kromajlı Katlanır Tekerelekli Sandalye Chrome Plated Foldable Wheel-Chair	
91.syf-page / K001/Ç	Çocuk Tipi Katlanır Tekerelekli Sandalye Foldable Wheel-chair For Children	
91.syf-page / K001/P	MR Uyumlu Tekerelekli Plastik Sandalye Non-Magnetic Wheelchair (MR-compatible)	
92.syf-page / K002	Lüks Katlanır Tekerelekli Sandalye Luxury Foldable Wheel-Chair	
92.syf-page / K003	Sabit Tekerelekli Sandalye Wheel - Chair	



92.syf-page / K005	Lazımlıklı Hasta Arabası Wheel-Chair With Pot-Hole	
93.syf-page / K021/TT	Çamaşır Arabası (Temiz - Kirlî) Laundry Trolley (Clean - Dirty)	
93.syf-page / K021/T	Çamaşır Arabası (Temiz - Kirlî) Laundry Trolley (Clean-dirty)	
94.syf-page / K021/S	Sabit Çamaşır Arabası Laundry Trolley	
94.syf-page / K021/K	Çamaşır Arabası (Katlanır) Laundry Trolley (Foldable)	
95.syf-page / K074	Çift Kapılı Yarım Camlı Çekmeceli İlaç Dolabı Medicine Storage Cabinet (Half Glass)	
95.syf-page / K074/K	4 Çekmeceli İlaç Dolabı Anesthesis Medicine Storage Cabinet	
96.syf-page / K072	Çift Kapılı Camlı İlaç Dolabı Two Doors Medicine Storage Cabinet (Glass Shelves)	
96.syf-page / K070	Tek Kapılı İlaç Dolabı Medicine Storage Cabinet (One Door)	
97.syf-page / K078/AL	Tek Kişilik Ahsap Soyunma Dolabı (Lüks) Laminated Wardrobe For One Person (Lux)	
97.syf-page / K077/B	Minibar Dolaplı Etajer Mini-bar Melamine Shelves	
97.syf-page / K077/M	Minibarlı Etajer Mini-Bar Melamine Shelves	
98.syf-page / K083/M	Ahsap Soyunma Dolabı (6 Kişilik) Wooden Wardrobe (Six Persons)	
98.syf-page / K081/A	Ahsap Soyunma Dolabı (3 Kişilik) Wooden Wardrobe (Three Persons)	
99.syf-page / K078/A	Tek Kişilik Ahsap Soyunma Dolabı Laminated Wardrobe For One Person	
99.syf-page / K079/A	Çift Kişilik Ahsap Soyunma Dolabı Laminated Wardrobe For Two Persons	
99.syf-page / K082/A	Ahsap Soyunma Dolabı (4 Kişilik) Wooden Wardrobe (Four Persons)	
100.syf-page / K039	Elektrik Kumandalı Hasta Nakil Lifti Electrically Operated Patient Lift	
101.syf-page / K092/E	Bebek Isıtıcı Açık Yatak Infant Warmer	
101.syf-page / K066/E	Fetoterapi Cihazı Phototherapy Appliance	
102.syf-page / K056/K	Çiftli Portküvet (Kr-Ni) Dual Port Basin (Cr-Ni)	
102.syf-page / K055/K	Tekli Portküvet (Kr-Ni) Single Port Basin (Cr-Ni)	
102.syf-page / K055	Tekli Portküvet Single Port Basin	
102.syf-page / K056	Çiftli Portküvet Dual Port Basin	
103.syf-page / K047	Serum Askısı Serum Holder	
103.syf-page / K047/K	Serum Askısı Serum Holder	
103.syf-page / K048/P	Plastik Ayaklı Serum Askısı Serum Holder (Pp Base)	
103.syf-page / K048	Metal Ayaklı Serum Askısı (Alüminyum Döküm) Serum Holder (Die-cast Metal Base)	



104.syf-page / K045/L	Seyyar Lamba (Led) Portable Lamp (Led)		
104.syf-page / K045	Seyyar Lamba Portable Lamp		
104.syf-page / K050	Büyük Tüp Arabası Big Tube Holder-Cart		
104.syf-page / K049	Küçük Tüp Arabası Small Tube Holder-Cart		
104.syf-page / K068	Büyük Çöp Torbası Askısı Big Waste Bag Support		
104.syf-page / K069	Küçük Çöp Torbası Askısı Small Waste Bag Support		
105.syf-page / K060	Göz Eşeli Illuminated Optotype		
105.syf-page / K061	Tekli Negatostop Viewer (Negatoscope)		
105.syf-page / K062	Çiftli Negatostop Horizontal Viewer (Negatoscope)		
105.syf-page / K061/L	Tekli Negatostop (Led) Viewer (Negatoscope) (Led)		
105.syf-page / K062/L	Çiftli Negatostop (Led) Horizontal Viewer (Negatoscope) (Led)		
106.syf-page / K097	Sandalyeler Chairs		
106.syf-page / K054/AA	Arkalıklı Amortisörlü Tabure Stool With Back Rest (Gas Spring Height Adjustment)		
106.syf-page / K054/A	Amortisörlü Tabure Gas-spring Height Adjusted Swivel Stool		
107.syf-page / K097	Sandalyeler Chairs		
108.syf-page / K099/840	Üçlü Metal Oturma Grubu (Kolçaklı - Minderli) Metal Long Waiting Chair (3 Seats)		
108.syf-page / K099/830	Üçlü Metal Oturma Grubu Metal Long Waiting Chair (3 Seats)		
108.syf-page / K099/860	İkili Oturma Grubu Waitign Chair (2 Seats)		
108.syf-page / K099/850	Tekli Oturma Grubu Waitign Chair (1 seat)		
109.syf-page / K084	Hasta Refakatçi Koltuğu (Tek Kişilik, Kollu) Couch For One Person		
109.syf-page / K084/A	Hasta Refakatçi Koltuğu (Tek Kişilik, Kollu) Couch For One Person		
109.syf-page / K085	Hasta Refakatçi Koltuğu (Tek Kişilik, Kolsuz) Couch For One Person (Without Armrest)		
110.syf-page / K098	Doktor Odası Doctor Furniture		
111.syf-page / K101/M3	Yönetici Masa Takımları VENUS		
112.syf-page / K098/Efes	Çalışma Masaları Working Table		
112.syf-page / K098/Etna	Çalışma Masaları Working Table		
112.syf-page / K098/Eko	Çalışma Masaları Working Table		
112.syf-page / 01-02-03	Karşılama Bankoları Receptions		





Sağ Tilt Pozisyonu



Sol Tilt Pozisyonu



Uzun Açı Ölçerli Korkuluk (Opsiyonel)



El Kumandası




Başucu - Ayakucu (Opsiyonel)




Serum Askısı




Dokümatik Hemşire Kumandası



Akülü




5 Motorlu



Boyutlar / Dimensions / الأبعاد

Diştan dışı uzunluk ve genişlik/ External length and width	: 218 x 102 cm	أبعاد الكامنه
Yatak Platformu / Mattress Platform	: 195 x 92 cm	أبعاد مكان الفراش
Yükseklik Aralığı / Height Range	: 52 - 90 cm	الارتفاع
Ambalaj Ölçüsü / Package Dims	: 220 x 104 x 54 cm	أبعاد التغليف
Ağırlık / Weight	: 185 kg	الوزن
Trendelenburg Angle	: 10° - 10°	زاوية ترندلنبورغ
Sağ-Sol Tilt / Lateral Tilt (Right-Left)	: 18° - 18°	امالة جانبية يمين - يسار



Yoğun Bakım Karyolası (5 Motorlu) (Sağ -Sol Lateral Tiltli)

- Karyolanın baş ucu, ayak ucu, yükseklik, trendelenburg, ters trendelenburg ve sağ-sol tilt pozisyonları elektrik motorları ile sağlanır.
- Elektrik sistemi 220 Volt, 50 Hz şebeke gerilimli olup 24 V çıkışıdır.
- Elektrik kesintilerine karşı şarj edilebilir batarya sistemi mevcuttur.
- Merkezi kilit sistemli tekerlere sahiptir.
- Karyolada ayrı olarak el kumandası ve hemşire kumandası mevcuttur.
- CPR pozisyonu verilir.
- Hemşire kontrol paneli kullanılmadığı zamanda veya izinsiz kullanımları engellemek amacıyla aktivasyonunu otomatik olarak kapatır.
- Yatak platformu röntgen ışınlarını geçirebilme özelliğine sahip ABS kaplamadır.

Intensive Care Hospital Bed (Five Motors)(Lateral tilt)(Column Motors)

- The patient bed backrest, legrest, height, trendelenburg-reverse trendelenburg and lateral tilt functions are adjustable by electrical motors.
- The electrical motors are 220V, 50Hz, line voltage, 24V, is output
- It has self-chargable battery system for the electric cut off
- The bed has central locking castors.
- The bed has separately remote control panel and nurse control panel
- It has a CPR button
- When nurse control panel is not used or panel used without permission it can automatically turn-off itself.
- The mattress surface is X-Ray translucent and covered with ABS material.

سرير عناية مركزة بجمعة محركات (امالة جانبية يمين - يسار)

يتم التحكم في وضعية رأسية السرير، ومؤخرته، وارتفاع، وضعية ترندلنبورغ و ترندلنبورغ عكس و امالة جانبية يمين - يسار بطريق محركات كهربائية.

تعمل المحركات بقوة 220 فولت، مع 50 هرتز، والإخراج 24

يوجد نظام بطارية قابل للشحن للاستعمال في حال انقطاع التيار الكهربائي.


يوجد دوال بنظام قفل مركزي.

يوجد لوحة تحكم للممرضة و لوحة تحكم ليليد.

يمكن إعطاء وضعية الانعاش القلبي الرئوي.

لوحة تحكم للممرضة تقوم بإغلاق الفعالية بشكل في حال عدم استخدامها أو لمنع استخدامها من دون إذن مسبق.

منصة السرير مغلقة بنظام اكريلونتريل بوتادين ستايرين الذي يمرير الأشعة السينية.



Yoğun Bakım Karyolası (5 Motorlu) (Sağ –Sol Lateral Tiltli)

- Karyolanın baş ucu, ayak ucu, yükseklik , trendelenburg, ters trendelenburg ve sağ-sol tilt pozisyonları elektrik motorları ile sağlanır .
- Elektrik sistemi 220 Volt ,50 Hz şebeke gerilimli olup 24 V çıkışlıdır .
- Elektrik kesintilerine karşı şarj edilebilir batarya sistemi mevcuttur.
- Merkezi kilit sistemli tekerlere sabittir.
- Karyolada ayrı olarak el kumandası ve hemşire kumandası mevcuttur.
- CPR pozisyonu verilir.
- Hemşire kontrol paneli kullanılmadığı zamanda veya izinsiz kullanımları engellemek amacıyla aktivasyonunu otomatik olarak kapatır.
- Yatak platformu röntgen ışınlarını geçirebilme özelliğine sahip ABS kaplamadır.

سرير عناية مركزة بخمسة محركات (امالة جانبية يمين – يسار)

يتم التحكم في وضعيات رأسية السرير، وموخرته، و ارتفاع، و وضعية ترندلنبورغ و ترندلنبورغ عكس و امالة جانبية يمين – يسار بطريق محركات كهربائية.

تعمل المحركات بقوة 220 فولت، مع 50 هرتز، و الإخراج 24

يوجد نظام بطارية قابل للشحن للاستعمال في حال انقطاع التيار الكهربائي.

يوجد دولاب بنظام قفل مركزي.

يوجد لوحة تحكم للمرضى و لوحة تحكم لنيليد.

يمكن إعطاء وضعية الانعاش القلبي الرئوي.

لوحة تحكم للمرضى تقوم بإغلاق المغناطيس بشكل في حال عدم استخدامها أو لمنع استخدامها من دون إذن مسبق.

منصة السرير مغطاة بنظام أكريلونتريل بوتادين ستايرين الذي يحمي الأشعة السينية

Intensive Care Bed With five Motors (Lateral Tilt)

- The patient bed backrest, legrest, height , trendelenburg-reverse trendelenburg and lateral tilt functions are adjustable by electrical motors.
- The electrical system is 220V, 50Hz, line voltage , 24V is output
- It has self-chargable battery system for the electric cut off
- The bed has central locking castors.
- The bed has separately remote control panel and nurse control panel
- It has a CPR button
- When nurse control panel is not used or panel used without permission it can automatically turn-off itself.
- The mattress surface is X-Ray translucent and covered with ABS material.



Sag Tilt Pozisyonu



Sol Tilt Pozisyonu



El Kumandası



Ayak Kumandası (Opsiyonel)



Serum Askısı




Dokümatik Hemşire Kumandası



Merkezi Kilit



5 Motorlu



Akülü

Boyutlar / Dimensions / الأبعاد

Diştan dışa uzunluk ve genişlik/ External length and width	: 218 x 102 cm	أبعاد الكامله
Yatak Platformu / Mattress Platform	: 195x92 cm	أبعاد مكان الفراش
Yükseklik Aralığı / Height Range	: 52 - 90 cm	الارتفاع
Ambalaj Ölçüsü / Package Dims.	: 220 x 104 x 54 cm	أبعاد التخزين
Ağırlık / Weight	: 185 kg	الوزن
Trendelenburg Angle	: 10° - 10°	زاوية ترندلنبورغ
Tilt(sag-sol) / Tilt(right-left)	: 18° - 18°	امالة جانبية يمين – يسار



El Kumandası



Dokümatik Hemşire Kumandası




Serum Askısı




Merkezi Kilit



Akülü



4 Motorlu



Boyutlar / Dimensions / الأبعاد

Diştan dışa uzunluk ve genişlik/ External length and width	: 213 x 99 cm	أبعاد الكا مله
Yatak Platformu / Mattress Platform	: 195x85 cm	أبعاد مكان الفراش
Yükseklik Aralığı / Height Range	: 48 - 88 cm	الارتفاع
Ambalaj Ölçüsü / Package Dims.	: 215 x 101 x 50 cm	أبعاد التغليف
Ağırlık / Weight	: 150 kg	الوزن
Trendelenburg Angle	: 16° - 16°	زاوية ترندلنبورغ

4 Motorlu Yoğun Bakım Karyolası (Kolon Motor)

- Karyolanın baş ucu, ayak ucu, yükseklik, trendelenburg, ters trendelenburg pozisyonları elektrik motorları ile sağlanır.
- Elektrik sistemi 220 Volt, 50 Hz şebeke gerilimli olup 24 V çıkışıdır.
- Elektrik kesintilerine karşı şarj edilebilir batarya sistemi mevcuttur.
- Merkezi kilit sistemli tekerlere sahiptir.
- Karyolada ayrı olarak el kumandası ve hemşire kumandası mevcuttur.
- CPR pozisyonu verilir.
- Yatak platformu röntgen ışınlarını geçirebilme özelliğine sahip ABS kaplamadır.

Intensive Care Hospital Bed (4 Motors) (Column Motors)

- The patient bed backrest, legrest, height, trendelenburg-reverse trendelenburg functions are adjustable by electrical motors.
- The electrical motors are 220V, 50Hz, line voltage, 24V. Is output
- It has self-chargable battery system for the electric cut off
- The bed has central locking castors.
- The bed has separately remote control panel and nurse control panel
- It has a CPR button
- The mattress surface is X-Ray translucent and covered with ABS material.

سرير عناية مركزة بأربعة محركات


يتم التحكم في وضعية رأسية السرير، وموخرته، وارتفاع، ووضعيت ترندلنبورغ و ترندلنبورغ عكسى بطريق محركات كهربائية. تعمل المحركات بقوة 220 فولت، مع 50 هرتز، والإخراج 24 V. يوجد نظام بطارية قابل للشحن للاستعمل في حال انقطاع التيار الكهربائي. يوجد دوالب بنظام قفل مركزي. يوجد لوحة تحكم للممرضة ولوحة تحكم ليليد. يمكن إعطاء وضعية الانعاش القلبي الرئوي. متصلة السرير مغلفة بنظام أكريلونتريل بوتادين ستايرين الذي يمرير الأشعة السينية.



Serum Askısı




Korkuluk Kumandası



Akülü



4 Motorlu



4 Motorlu Yoğun Bakım Karyolası (Korkuluktan Kumandalı) (Kolon Motor)

- Karyolanın başucu, ayakucu, yükseklik, trendelenburg, ters trendelenburg pozisyonları elektrik motorları ile sağlanır.
- Elektrik sistemi 220 Volt, 50 Hz şebeke gerilimli olup 24 V çıkışıdır .
- Elektrik kesintilerine karşı şarj edilebilir batarya sistemi mevcuttur.
- Merkezi kilit sistemli tekerlere sahiptir.
- Tüm karyola bareketlerini kontrol edebilecek, korkulukların iç ve dış yüzeylerinde toplam 4 adet kumanda paneli bulunmaktadır.
- CPR pozisyonu verilir.
- Yatak platformu röntgen ışınlarını geçirebilme özelliğine sahip ABS kaplamadır.

Intensive Care Hospital Bed (4 Motors) (Column Motors) (Side Rail Embedded Control Panel)

- The patient bed backrest, legrest, height, trendelenburg-reverse trendelenburg functions are adjustable by electrical motors.
- The electrical motors are 220Volt, 50Hz, line voltage, 24V. Is output
- It has self-chargable battery system for the electric cut off
- The bed has central locking castors.
- On the side rails (internal and external) are four control panels for adjusts all the functions that the bed can act.
- It has a CPR button
- The mattress surface is X-Ray translucent and covered with ABS material.

سرير مرضى بأربعة محركات

يتم التحكم في وضعيات رأسية السرير، ومؤخرته، و ارتفاع، و وضعية ترندلنبورغ و ترندلنبورغ عكسي بطريق محركات كهربائية.

تعمل المحركات بقوة 220 فولت، مع 50 هرتز، و الإخراج 24 V.

يوجد نظام بطارية قابل للشحن للاستعمال في حال انقطاع التيار الكهربائي.

يوجد دوابل بنظام قفل مركزي.

توجد أربعة لوحة تحكم في الوجه الداخلي والخارجي للحاجز حيث تتحكم بكافة حركات السرير.

يمكن إعطاء وضعية الانعاش القلبي الرعوي.

منصة السرير مغطاة بنظام أكريلونتريل بوتادين ستايرين الذي يحمي الأشعة السينية.

Boyutlar / Dimensions / الأبعاد

Dişarıya dışı uzunluk ve genişlik/ External length and width	: 213 x 99 cm	أبعاد الكاملة
Yatak Platformu / Mattress Platform	: 195x85 cm	أبعاد مكان الفراش
Yükseklik Aralığı / Height Range	: 48 - 88 cm	الارتفاع
Ambalaj Ölçüsü / Package Dims.	: 215 x 101 x 50 cm	أبعاد التغليف
Ağırlık / Weight	: 150 kg	الوزن
Trendelenburg Angle	: 16° - 16°	زاوية ترندلنبورغ



El Kumandasi



Merkezi Kilit



Serum Askısı




Dokümanatik Hemşire Kumandasi



Akülü



4 Motorlu



Boyutlar / Dimensions / الأبعاد

Dişan dışı uzunluk ve genişlik / External length and width	214x103 cm	أبعاد الكا مله
Yatak platformu / Mattress platform	195x92 cm	أبعاد مكان الفراش
Yükseklik aralığı / Height range:	50-90 cm	الارتفاع
Ambalaj ölçüsü / Package Dims:	216x105x52 cm	أبعاد التغليف
Ağırlık / Weight	150 kg	الوزن
Trendelenburg Açısı / Trendelenburg Angle	15°/15°	زاوية ترندلنبورغ

4 Motorlu Yoğun Bakım Karyolası (Kolon Motor)

- Karyolanın başucu, ayakucu, yükseklik, trendelenburg, ters trendelenburg pozisyonları elektrik motorları ile sağlanır.
- Elektrik sistemi 220 Volt, 50 Hz şebeke gerilimli olup 24 V çıkışlıdır.
- Elektrik kesintilerine karşı şarj edilebilir batarya sistemi mevcuttur.
- Merkezi kilit sistemli tekerlere sahiptir.
- Karyolada El Kumandasi ve Hemşire Kumandasi Mevcuttur.
- CPR pozisyonu verilir.
- Yatak platformu röntgen ışınlarını geçirebilme özelliğine sahip ABS kaplamadır.

Intensive Care Hospital Bed (4 Motors)(Column motors)

- The patient bed backrest, legrest, height, trendelenburg-reverse trendelenburg functions are adjustable by electrical motors.
- The electrical motors are 220V, 50Hz, line voltage, 24V is output.
- It has self-chargable battery system for the electric cut off.
- The bed has central locking castors.
- The bed has remote control panel and nurse control panel.
- It has a CPR button.
- The mattress surface is X-Ray translucent and covered with ABS material.

سرير مرضى بأربعة محركات

التحكم في وضعيات رأسية السرير، وموخرته، وارتفاع، ووضعيت ترندلنبورغ و ترندلنبورغ عكسي بطريق محركات كهربائية. تعمل المحركات بقوة 220 فولت، مع 50 هرتز، والإخراج 24 V. يوجد نظام بطارية قابل للشحن للاستعمال في حال انقطاع التيار الكهربائي. يوجد دواليب بنظام قفل مركزي. توجد لوحة تحكم للممرضة و لوحة تحكم لتحكم ليليد. يمكن إعطاء وضعيات الانعاش القلبي الرعوي. منصة السرير مغطاة بنظام أكريلونترنيل بوتادين ستايرين الذي يحمي الأشعة السينية.



4 Motorlu Yoğun Bakım Karyolası (Kolon Motor)

- Karyolanın başucu, ayakucu, yükseklik, trendelenburg, ters trendelenburg pozisyonları elektrik motorları ile sağlanır .
- Elektrik sistemi 220 Volt, 50 Hz şebeke gerilimli olup 24 V çıkışıdır.
- Elektrik kesintilerine karşı şarj edilebilir batarya sistemi mevcuttur.
- Merkezi kilit sistemli tekerlere sahiptir.
- Karyolada el kumandası ve hemşire kumandası mevcuttur.
- CPR pozisyonu verilir.
- Yatak platformu röntgen ışınlarını geçirebilen özelliğine sahip ABS kaplamadır.

Intensive Care Hospital Bed (4 Motors)(Column Motors)

- The patient bed backrest, legrest, height, trendelenburg-reverse trendelenburg functions are adjustable by electrical motors.
- The electrical motors are 220Volt, 50Hz, line voltage, 24V, is output.
- It has self-chargable battery system for the electric cut off.
- The bed has central locking castors.
- The bed has remote control panel and nurse control panel.
- It has a CPR button.
- The mattress surface is X-Ray translucent and covered with ABS material.

سرير عناية مركزة بأربعة محركات

يتم التحكم في وضعية رأسية السرير، ومؤخرته، وارتفاع، وضعية ترندلنبورغ و ترندلنبورغ عكس بطريق محركات كهربائية. تعمل المحركات بقوة 220 فولت، مع 50 هرتز، والإخراج 24 V. يوجد نظام بطارية قابل للشحن للاستعمال في حال انقطاع التيار الكهربائي. يوجد دواليب بنظام قفل مركزي. يوجد لوحة تحكم للممرضة ولوحة تحكم للمريض. يمكن إعطاء وضعية الاعتاش القلبي الرئوي. منصة السرير مغلقة بنظام أكريلونتريل بوتادين ستايرين الذي يحمي الأشعة السينية.



Uzun Açık Ölçerli Korkuluk (Opsiyonel)



Başucu - Ayakucu (Opsiyonel)



Merkezi Kilit




El Kumandası



Dokümatik Hemşire Kumandası




Serum Askısı



4 Motorlu



Akülü



Boyutlar / Dimensions / الأبعاد

Dişan dışı uzunluk ve genişlik / External length and width	: 210x102 cm	أبعاد الكا مله
Yatak platformu / Mattress platform	: 195x92 cm	أبعاد مكان الفراش
Yükseklik aralığı / Height range	: 51-90 cm	الارتفاع
Ambalaj ölçüsü / Package Dims	: 212x104x54 cm	أبعاد لتغليف
Ağırlık / Weight	: 150 kg	الوزن
Trendelenburg Açısı / Trendelenburg Angle	: 15°/15°	زاوية ترندلنبورغ



El Kumandası



Merkezi Kilit



Serum Askısı




Dokümatik Hemşire Kumandası



Akülü



4 Motorlu



Boyutlar / Dimensions / الأبعاد

Dıştan Dışa / External length and width	: 208 x 103 cm	أبعاد الكامنه
Yatak Platformu / Bed platform	: 190 x 82 cm	أبعاد مكان الفراش
Yükseklik (Platform) / Height(Platform)	: 51 - 90 cm.	الارتفاع
Ambalajlı Ölçü / Package Dims.	: 214 x 108 x 106 cm.	أبعاد التغليف
Ağırlık / Weight	: 141 kg	الوزن
Trendelenburg-Ters Trendelenburg / Reverse trendelenburg	: 16°/13°	زاوية ترندلنبورغ

Kolon Motorlu Ahşap Korkuluklu Yoğun Bakım Karyolası (4 Motorlu) (Kolon Motor)




- Karyolanın başucu, ayakucu, yükseklik , trendelenburg, ters trendelenburg pozisyonları elektrik motorları ile sağlanır .
- Elektrik sistemi 220 Volt, 50 Hz şebeke gerilimli olup 24 V çıkışıdır.
- Elektrik kesintilerine karşı şarj edilebilir batarya sistemi mevcuttur.
- Merkezi kilit sistemli tekerlere sahiptir.
- Karyolada el kumandası ve hemşire kumandası mevcuttur.
- CPR pozisyonu verilir.
- Yatak platformu röntgen ışınlarını geçirebilme özelliğine sahip ABS kaplamadır.

Intensive Care Hospital Bed With Wooden Side Rails (4 Motors) (Column Motors)

- The patient bed backrest, legrest, height , trendelenburg-reverse trendelenburg functions are adjustable by electrical motors.
- The electrical system 220Volt , 50Hz, line voltage , 24V. is output.
- It has self-chargable battery system for the electric cut off.
- The bed has central locking castors.
- The bed has remote control panel and nurse control panel.
- It has a CPR button.
- The mattress surface is X-Ray translucent and covered with ABS material.

سرير عناية مركزة بأربعة محركات العمود الجانبي الخشبية.

يتم التحكم في وضعية رأسية السرير، وموخرته، و ارتفاع، و وضعية ترندلنبورغ و ترندلنبورغ عكس بطريق محركات كهربائية. تعمل المحركات بقوة 220 فولت، مع 50 هرتز، والإخراج 24 V. يوجد نظام بطارية قابل للشحن للاستعمال في حال انقطاع التيار الكهربائي. يوجد دوابل بنظام قفل مركزي. يوجد لوحة تحكم للممرضة و لوحة تحكم ليليد. يمكن إعطاء وضعية الانعاش القلبي الرئوي. منصة السرير مغلقة بنظام أكريلونتريل بوتادين ستايرين الذي يمرر الأشعة السينية.



Yoğun Bakım Karyolası 4 Motorlu

- Karyolanın başucu, ayakucu, yükseklik, trendelenburg, ters trendelenburg pozisyonları elektrik motorları ile sağlanır.
- Elektrik Sistemi 220 Volt, 50 Hz şebeke gerilimli olup 24 V çıkışıdır.
- Elektrik kesintilerine karşı şarj edilebilir batarya sistemi mevcuttur.
- Merkezi kilit sistemine sahiptir.
- Karyolada el kumandası ve hemşire kumandası mevcuttur.
- CPR pozisyonu verilir.
- Yatak platformu röntgen ışınlarını geçirebilme özelliğine sahip ABS kaplamadır.

Intensive Care Hospital Bed (4 Motors)



- The patient bed backrest, legrest, height, trendelenburg-reverse trendelenburg functions are adjustable by electrical motors.
- The electrical motors are 220V, 50Hz, line voltage, 24V, is output
- It has self-chargable battery system for the electric cut off
- The bed has central locking castors.
- The bed has remote control panel and nurse control panel
- It has a CPR button
- The mattress surface is X-Ray translucent and covered with ABS material.

سرير مرضى بأربعة محرك

يتم التحكم في وضعية رأسية السرير، وموخرته، وارتفاع، ووضعية ترندلنبورغ و ترندلنبورغ عكسي بطريق محركات كهربائية. تعمل المحركات بقوة 220 فولت، مع 50 هرتز، والإخراج 24 V يوجد نظام بطارية قابل للشحن للاستعمل في حال انقطاع التيار الكهربائي. يوجد دواليب بنظام قفل مركزي. توجد لوحة تحكم للممرضة تعمل باللمس حيث تتحكم بكافة حركات السرير. يمكن إعطاء وضعية الاعتاش القلبي الزعوي. منصة السرير مغطاة بنظام أكريلونوتريل بوتادين ستايرين الذي يعبر الإشعاع السينية.

Boyutlar / Dimensions / الأبعاد

Dişan dışı uzunluk ve genişlik / External length and width	: 213x99 cm	أبعاد الكماله
Yatak platformu / Mattress platform	: 195x85 cm	أبعاد مكان الفراش
Yükseklik aralığı / Height range	: 38-80 cm	الارتفاع
Ambalaj ölçüsü / Package Dims	: 215x101x40 cm	أبعاد التغليف
Ağırlık / Weight	: 130 kg	الوزن
Trendelenburg Açısı / Trendelenburg Angle	: 16°/16	زاوية ترندلنبورغ



Boyutlar / Dimensions / الأبعاد

Dişan dışı uzunluk ve genişlik / External length and width	: 213x99 cm	أبعاد الكامله
Yatak platformu / Mattress platform	: 195x85 cm	أبعاد الفراش
Yükseklik aralığı / Height range:	38-80 cm	الارتفاع
Ambalaj ölçüsü / Package Dims:	215X101X40 cm	أبعاد التغليف
Ağırlık / Weight	: 130 kg	الوزن
Trendelenburg Açısı / Trendelenburg Angle	: 16°/16°	زاوية ترندلنبورغ

Yoğun Bakım Karyolası 4 Motorlu

- Karyolanın başucu, ayakucu, yükseklik, trendelenburg ve ters trendelenburg pozisyonları elektrik motorları vasıtasıyla el kumandası ile kontrol edilir.
- Elektrik sistemi 220 Volt, 50 Hz şebeke gerilimli olup 24 V çıkışlıdır.
- Elektrik kesintilerine karşı şarj edilebilir batarya sistemi mevcuttur.
- Çapraz kilit sistemli tekerlere sahiptir.
- CPR pozisyonu verilir.
- Yatak platformu röntgen ışınlarını geçirebilme özelliğine sahip ABS kaplamadır.

Intensive Care Hospital Bed With (4 Motors)

- The patient bed backrest, legrest, height, trendelenburg-reverse trendelenburg functions are adjustable by electrical motors.
- The electrical system 220V, 50Hz line voltage, 24V is output
- It has self-chargable battery system for the electric cut off
- The bed has cross locking castors.
- It has a CPR button
- The mattress surface is X-Ray translucent and covered with ABS material.

سرير عناية مركزة بأربعة محركات سرير مريض بأربعة محركة

يتم التحكم في وضعيات رأسية السرير، وموخرته، وارتفاع، ووضعيت ترندلنبورغ و ترندلنبورغ عكسى بطريق محركات كهربائية. تعمل المحركات بقوة 220 فولت، مع 50 هرتز، والإخراج 24 V. يوجد نظام بطارية قابل للشحن للاستعمل في حال انقطاع التيار الكهربائي. يوجد دوالب بنظام قفل متقاطع. يمكن إعطاء وضعية الانعاش القلبي الرعوي. منصة السرير مغلقة بنظام أكريلونتريل بوتادين ستايرين الذي يمرر الأشعة السينية.

The diagrams show four types of sitting postures from top to bottom: 1. Upright sitting with the back straight and feet flat on the floor. 2. Slumped sitting with the back rounded and the head tilted forward. 3. Rounded sitting with the back rounded and the head tilted forward, similar to slumped sitting but with a different spine curvature. 4. Crossed-leg sitting with the legs crossed in front of the person.

15 :



Serum Askısı




Merkezi Kilit (Opsiyonel)



Korkuluk Kumandası




Manuel CPR (Opsiyonel)



4 Motorlu



Akülü



Boyutlar / Dimensions / الأبعاد

Dişan dışı uzunluk ve genişlik/ External length and width	: 214 x 102 cm	أبعاد الكامله
Yatak Platformu / Mattress Platform	: 195x92 cm	أبعاد مكان الفراش
Yükseklik Aralığı / Height Range	: 50 - 78 cm	الارتفاع
Ambalaj Ölçüsü / Package Dims.	: 216 x 104 x 52 cm	أبعاد التغليف
Ağırlık / Weight	: 145 kg	الوزن
Trendelenburg Angle	: 12° - 12°	زاوية ترندلنبورغ

Yoğun Bakım Karyolası 4 Motorlu (Korkuluktan Kumandalı)

- Karyolanın başucu, ayakucu, yükseklik, trendelenburg, ters trendelenburg pozisyonları elektrik motorları ile sağlanır.
- Elektrik sistemi 220 Volt, 50 Hz şebeke gerilimli olup 24 V çıkışıdır.
- Elektrik kesintilerine karşı şarj edilebilir batarya sistemi mevcuttur.
- Merkezi kilit sistemli tekerlere sahiptir.
- Tüm karyola hareketlerini kontrol edebilecek, korkulukların iç ve dış yüzeylerinde toplam 4 adet kumanda paneli bulunmaktadır.
- CPR pozisyonu verilir.
- Yatak platformu röntgen ışınlarını geçirebilme özelliğine sahip ABS kaplamadır.

Intensive Care Hospital Bed (4 Motors) (Side Rail Embedded Control Panel)

- The patient bed backrest, legrest, height, trendelenburg-reverse trendelenburg functions are adjustable by electrical motors.
- The electrical system 220V, 50Hz, line voltage, 24V, is output
- It has self-chargable battery system for the electric cut off
- The bed has central locking castors.
- On the side rails (internal and external) there are four control panels for adjusts all the functions that the bed can act.
- It has a CPR button
- The mattress surface is X-Ray translucent and covered with ABS material.

سریر عناية مركزة بأربعة محركات

يتم التحكم في وضعية رأسية السرير، ومؤخرته، وارتفاع، ووضعيت ترندلنبورغ و ترندلنبورغ عكسى بطريق محركات كهربائية. تعمل المحركات بقوة 220 فولت، مع 50 هرتز، والإخراج 24 V. يوجد نظام بطارية قابل للشحن للاستعمل في حال انقطاع التيار الكهربائي. يوجد دواليب بنظام قفل مركزي. توجد أربعة لوحة تحكم في الوجه الداخلي والخارجي للحاجز حيث تتحكم بكافة حركات السرير. يمكن إعطاء وضعية الانعاش القلبي الرئوي. منصة السرير مغطاة بنظام أكريلونتريل بوتادين ستايرين الذي يعبر الأشعة السينية.



Serum Askısı




Merkezi Kilit (Opsiyonel)



El Kumandası




Manuel CPR (Opsiyonel)



4 Motorlu



Akülü



4 Motorlu Hasta Karyolası

- Karyolanın başucu, ayakucu, yükseklik, trendelenburg, ters trendelenburg pozisyonları elektrik motorları vasıtasıyla el kumandası ile sağlanır.
- Elektrik Sistemi 220 Volt, 50 Hz şebeke gerilimli olup 24 V çıkışlıdır .
- Elektrik kesintilerine karşı şarj edilebilir batarya sistemi mevcuttur.
- Çapraz kilit sistemli tekerlere sahiptir.
- Yatak platformu röntgen ışınlarını geçirebilme özelliğine sahip ABS kaplamadır.

Intensive Care Hospital Bed With Four Motors

- The patient bed backrest, legrest, height, trendelenburg-reverse trendelenburg functions are adjustable by electrical motors with remote control.
- The electrical system 220Volt, 50Hz line voltage, 24V. is output
- It has self-chargable battery system for the electric cut off
- The bed has cross locking castors.
- The mattress surface is X-Ray translucent and covered with ABS material.

سرير مرضى بـاربـع محركات

منطقة رأس السرير، منطقة الأرجل، الارتفاع، وضعية ترندلنبورغ، وضعية ترندلنبورغ العكسية يتم التحكم بها عن طريق محركات كهربائية

المحرك الكهربائي 220 فولت، 50 هيرتز جهد التيار الكهربائي و كمية الكهرباء المولدة 24 فول



يوجد نظام بطارية قابلة للشحن في حالة انقطاع التيار الكهربائي

العجلات تعمل بنظام فرامل مركزية

منصة السرير مغطاة بمادة ABS التي تمتاز بخاصية تنفيذ الأشعة

Boyutlar / Dimensions / الأبعاد

Diştan dışa uzunluk ve genişlik/ External length and width	: 218 x101 cm	أبعاد الكاملا
Yatak Platformu / Mattress Platform	: 190x82 cm	أبعاد مكان الفراش
Yükseklik Aralığı / Height Range:	48 - 76 cm	الارتفاع
Ambalaj Ölçüsü / Package Dims.	: 220 x 103 x 50 cm	أبعاد التغليف
Ağırlık / Weight	: 115 kg	الوزن
Trendelenburg Angle	: 12	زاوية ترندلنبورغ



Boyutlar / Dimensions / الأبعاد

Dişan dışı uzunluk ve genişlik/ External length and width	213 x 99 cm	أبعاد الكامله
Yatak Platformu / Mattress Platform	195x85 cm	أبعاد مكان الفراش
Yükseklik Aralığı / Height Range:	40 - 82 cm	لارتفاع
Ambalaj Ölçüsü / Package Dims.	215 x 101 x 42 cm	أبعاد التغليف
Ağırlık / Weight	130 kg	الوزن
Trendelenburg Angle	12°	زاوية ترندلنبورغ



3 Motorlu Hasta Bakım Karyolası

- Karyolanın başucu, ayakucu, yükseklik pozisyonları elektrik motorları ile sağlanır.
- Trendelenburg hareketleri amortisör yardımıyla yapılır.
- Elektrik sistemi 220 Volt, 50 Hz şebeke gerilimli olup 24 V çıkışıdır.
- Elektrik kesintilerine karşı şarj edilebilir batarya sistemi mevcuttur.
- Merkezi kilit sistemli tekerlere sahiptir.
- Karyolada el kumandası ve hemşire kumandası mevcuttur.
- CPR pozisyonu verilir.
- Yatak platformu röntgen ışınlarını geçirebilme özelliğine sahip ABS kaplamadır.

Intensive Care Hospital Bed With (3 Motors)

- The patient bed backrest, legrest, height functions are adjustable by electrical motors
- Trendelenburg function is adjustable by gas spring.
- The electrical system 220V, 50Hz, line voltage, 24V, is output
- It has self-chargable battery system for the electric cut off
- The bed has central locking castors.
- The bed has remote control panel and nurse control panel
- It has a CPR button
- The mattress surface is X-Ray translucent and covered with ABS material.

سرير مرضى بثلاثة محركة

يتم التحكم في وضعيات رأسية السرير، وموخرته، و ارتفاع بطريق محركات كهربائية. يتم التحكم في وضعية ترندلنبورغ بطريق زنبرك غازي. تعمل المحركات بقوة 220 فولت، مع 50 هرتز، و الإخراج 24 V. يوجد نظام بطارية قابل للاستعمال في حال انقطاع التيار الكهربائي. يوجد دواليب بنظام قفل مركزي. يمكن لوحة تحكم للممرضة و لوحة تحكم ليليد. يمكن إعطاء وضعية الانعاش القلبي الرئوي. منصة السرير مغلقة بنظام أكريلونتريل بوتادين ستايرين الذي يمرير الأشعة السينية.



3 Motorlu Hasta Bakım Karyolası

- Karyolanın başucu, ayakucu, yükseklik pozisyonları EL KUMANDASI ile sağlanır.
- Trend Hareketleri Amortisör yardımıyla yapılır.
- Elektrik Sistemi 220 Volt, 50 Hz şebeke gerilimli olup 24 V çıkışlıdır.
- Elektrik kesintilerine karşı şarj edilebilir batarya sistemi mevcuttur.
- Çapraz kilit sistemli tekerlere sahiptir.
- Yatak platformu röntgen ışınlarını geçirebilme özelliğine sahip ABS kaplamadır.

Intensive Care Hospital Bed (3 Motors)

- The patient bed backrest, legrest, height functions are adjustable with remote control panel.
- Trendelenburg function is adjustable by gas spring.
- The electrical system is 220Volt, 50Hz, line voltage, 24V, is output
- It has self-chargable battery system for the electric cut off
- The bed has cross locking castors.
- The mattress surface is X-Ray translucent and covered with ABS material.

سرير مرضى بثلاثة محركات

يتم التحكم في وضعيات رأسية السرير، ومؤخرته، وارتفاع بطريق محركات كهربائية. يتم التحكم في وضعيات ترندلنبورغ بطريق زنبرك غازي. تعمل المحركات بقوة 220 فولت، مع 50 هرتز، والإخراج 24 V. يوجد نظام بطارية قابل للشحن للاستعمل في حال انقطاع التيار الكهربائي. يوجد دواليب بنظام قفل متقاطع. منصة السرير مغلقة بنظام أكريلونتريل بوتادين ستايرين الذي يحمي الأشعة السينية.



Serum Askısı




El Kumandası



Manuel CPR (Opsiyonel)




Merkezi Kilit (Opsiyonel)



3 Motorlu



Akülü



Boyutlar / Dimensions / الأبعاد

Diştan dışa uzunluk ve genişlik/ External length and width	: 213 x 99 cm	أبعاد الكامه
Yatak Platformu / Mattress Platform	: 195x85 cm	أبعاد مكان الفراش
Yükseklik Aralığı / Height Range	: 49 - 80 cm	الارتفاع
Ambalaj Ölçüsü / Package Dims.	: 215 x 101 x 52 cm	أبعاد التغليف
Ağırlık / Weight	: 132 kg	الوزن
Trendelenburg Angle	: 12°	زاوية ترندلنبورغ



Serum Askısı



Merkezi Kilit (Opsiyonel)



Korkuluk Kumandası




Manuel CPR (Opsiyonel)



4 Motorlu



Akülü



Boyutlar / Dimensions / الأبعاد

Dıştan dışı uzunluk ve genişlik/ External length and width	: 214 x 102 cm	أبعاد الكاملة
Yatak Platformu / Mattress Platform	: 195x92 cm	أبعاد مكان الفراش
Yükseklik Aralığı / Height Range	: 49 - 80 cm	الارتفاع
Ambalaj Ölçüsü / Package Dims.	: 216 x 105 x 53 cm	أبعاد التغليف
Ağırlık / Weight	: 132 kg	الوزن
Trendelenburg Angle	: 12° - 12°	زاوية ترندلنبورغ

3 Motorlu Hasta Bakım Karyolası (Korkuluktan Kumandalı)

- Karyolanın başucu, ayakucu, yükseklik pozisyonları elektrik motorları ile sağlanır.
- Trendelenburg ve ters trendelenburg hareketleri amortisör yardımıyla yapılır.
- Elektrik Sistemi 220 Volt ,50 Hz şebeke gerilimli olup 24 V çıkışlıdır .
- Elektrik kesintilerine karşı şarj edilebilir batarya sistemi mevcuttur.
- Merkezi kilit sistemli tekerlere sahiptir.
- Tüm karyola hareketlerini kontrol edebilecek, korkulukların iç ve dış yüzlerinde toplam 4 adet kumanda paneli bulunmaktadır.
- CPR pozisyonu verilir.
- Yatak platformu röntgen ışınlarını geçirebilen özelliğine sahip ABS kaplamadır.

Intensive Care Bed With (3 Motors)(Side Rail Embedded Control Panel)

- The patient bed backrest, legrest, height functions are adjustable by electrical motors
- Trendelenburg-reverse trendelenburg functions are adjustable by gas spring.
- The electrical system 220V, 50Hz, line voltage, 24V, is output
- It has self-chargable battery system for the electric cut off
- The bed has central locking castors.
- On the side rails (internal and external) there are four control panels for adjusts all the functions that the bed can act.
- It has a CPR button
- The mattress surface is X-Ray translucent and covered with ABS material.

سرير مرضى بثلاثة محركة

يتم التحكم في وضعية رأسية السرير، ومؤخرته، وارتفاع بطريق محركات كهربائية.
يتم التحكم في وضعية ترندلنبورغ بطريق زنبرك غازي.
تعمل المحركات بقوة 220 فولت، مع 50 هرتز، والإخراج 24 V.
يوجد نظام بطارية قابل للشحن للاستعمال في حال انقطاع التيار الكهربائي.
يوجد دواليب بنظام قفل مركزي.
توجد أربعة لوحة تحكم في الوجه الداخلي والخارجي للحاجز حيث تتحكم بكافة حركات السرير.
يمكن إعطاء وضعية الانعاش القلبي الرئوي.
منصة السرير مغلفة بنظام أكريلونتريل بوتادين ستايرين الذي يحمي الإشعاع السينية.



3 Motorlu Hasta Bakım Karyolası

- Karyolanın başucu, ayakucu, yükseklik pozisyonları el kumandası ile sağlanır.
- Trendelenburg ve ters trendelenburg bareketleri amortisör yardımıyla yapılır.
- Elektrik sistemi 220 Volt, 50 Hz şebeke gerilimli olup 24 V çıkışlıdır.
- Elektrik kesintilerine karşı şarj edilebilir batarya sistemi mevcuttur.
- Çapraz kilit sistemli tekerlere sabittir.
- Yatak platformu röntgen ışınlarını geçirebilme özelliğine sahip ABS kaplamadır.

Intensive Care Hospital Bed (3 Motors)

- The patient bed backrest, legrest, height functions are adjustable with remote control.
- Trendelenburg and reverse trendelenburg functions are adjustable by gas spring.
- The electrical system 220Volt, 50Hz line voltage, 24V. is output.
- It has self-chargable battery system for the electric cut off.
- The bed has central locking castors.
- The mattress surface is X-Ray translucent and covered with ABS material.

سرير مرضى بثلاثة محركة

يتم التحكم في وضعيات رأسية السرير، وموخرته، وارتفاع بطريق محركات كهربائية. يتم التحكم في وضعيات ترندلنبورغ و ترندلنبورغ عكسي بطريق زنبرك غازي. تعمل المحركات بقوة 220 فولت، مع 50 هرتز، والإخراج 24 V. يوجد نظام بطارية قابل للشحن للاستعمل في حال انقطاع التيار الكهربائي. يوجد دواليب بنظام قفل متقاطع. يمكن إعطاء وضعيات الاعتاش القلبي الرعوي. منصة السرير متغلطة بنظام أكريلونتريل بوتادين ستايرين الذي يعمرير الأشعة السينية.



El Kumandası




Korkuluk Kumandası (Opsiyonel)




Serum Askısı



Merkezi Kilit (Opsiyonel)



3 Motorlu



Boyutlar / Dimensions / الأبعاد

Diştan dışa uzunluk ve genişlik/ External length and width	214 x 104 cm	أبعاد الكامله
Yatak Platformu / Mattress Platform	195x92 cm	أبعاد مكان الفراش
Yükseklik Aralığı / Height Range	48 - 79 cm	الارتفاع
Ambalaj Ölçüsü / Package Dims.	216 x 105 x 53 cm	أبعاد التغليف
Ağırlık / Weight	132 kg	الوزن
Trendelenburg Angle	12° - 12°	زاوية ترندلنبورغ



Serum Askısı




El Kumandası



Spiralli Lamba



Merkezi Kilit (Opsiyonel)



3 Motorlu



Boyutlar / Dimensions / الأبعاد

Dıştan dışa uzunluk ve genişlik/ External length and width	: 211 x 91 cm	أبعاد الكامله
Yatak Platformu / Mattress Platform	: 190x70 cm	أبعاد مكان الفراش
Yükseklik Aralığı / Height Range	: 50 - 70 cm	الارتفاع
Ambalaj Ölçüsü / Package Dims.	: 212 x 93 x 65 cm	أبعاد التغليف
Ağırlık / Weight	: 113 kg	زاوية ترندلنبورغ



3 Motorlu Hasta Diyaliz Karyolası



- Karyolanın başucu, ayakucu, yükseklik pozisyonları el kumandası ile sağlanır
- Elektrik sistemi 220 Volt , 50 Hz şebeke gerilimli olup 24 V çıkışıdır.
- Çapraz kilit sistemli tekerlere sahiptir.
- Yatak platformu röntgen ışınlarını geçirebilme özelliğine sahip ABS kaplamadır.

Electrically Operated Dialysis Bed (3 Motors)

- The patient bed backrest, legrest, height functions are adjustable with remote control panel.
- The electrical system is 220V, 50Hz, line voltage, 24V, is output
- The bed has cross locking castors.
- The mattress surface is X-Ray translucent and covered with ABS material.

سرير دياليز بثلاثة محركة

يتم التحكم في وضعيات رأسية السرير، ومؤخرته، وارتفاع بطريق محركات كهربائية. تعمل المحركات بقوة 220 فولت، مع 50 هرتز، والإخراج V24. يوجد نظام بطارية قابل للشحن للاستعمل في حال انقطاع التيار الكهربائي. يوجد دواليب بنظام قفل متقاطع. منصة السرير مغلقة بنظام أكريلونتريل بوتادين ستايرين الذي يمرير الأشعة السينية.



3 Motorlu Hasta Bakım Karyolası

- Karyolanın başucu, ayakucu, yükseklik pozisyonları el kumandası ile sağlanır.
- Trendelenburg ve ters trendelenburg hareketleri amortisör yardımıyla yapılır.
- Elektrik sistemi 220 Volt ,50 Hz şebeke gerilimli olup 24 V çıkışıdır .
- Çapraz fren kilit sistemli tekerlere sabittir.
- Yatak platformu röntgen ışınlarını geçirebilme özelliğine sahip ABS kaplamadır.

Electrically Operated Hospital Bed (3 Motors)

- The patient bed backrest, legrest, height functions are adjustable with remote control panel.
- Trendelenburg-reverse trendelenburg functions are adjustable by gas spring.
- The electrical system is 220Volt , 50Hz.line voltage ,24V. is output
- The bed has cross locking castors.
- The mattress surface is X-Ray translucent and covered with ABS material.

سرير مرضى بثلاثة محركات

يتم التحكم في وضعيات رأسية السرير، ومؤخرته، وارتفاع بطريق محركات كهربائية. يتم التحكم في وضعية ترندلنبورغ بطريق زنبورك غازي. تعمل المحركات بقوة 220 فولت، مع 50 هرتز، و الإخراج 24 V . يوجد دواليب بنظام قفل متقاطع . منصة السرير مغلفة بنظام أكريلونتريل بوتادين ستايرين الذي يحمي الأتعة السنية .

Boyutlar / Dimensions / الأبعاد


Diştan dışı uzunluk ve genişlik/ External lenght and width	: 212 x101 cm	أبعاد الكا ملة
Yatak Platformu / Mattress Platform	: 190x82 cm	أبعاد مكان الفراش
Yükseklik Aralığı / Height Range	: 49 - 82 cm	الارتفاع
Ambalaj Ölçüsü / Package Dims.	: 221 x 104 x 56 cm	أبعاد التغليف
Ağırlık / Weight	: 115 kg	الوزن
Trendelenburg Angle	: 12° - 12°	زاوية ترندلنبورغ



Serum Askısı



El Kumandası



3 Motorlu



Merkezi Kilit (Opsiyonel)



Boyutlar / Dimensions / الأبعاد

Dıştan dışa uzunluk ve genişlik/ External length and width	: 212 x 101 cm	أبعاد الكامه
Yatak Platformu / Mattress Platform	: 190x86 cm	أبعاد مكان الفراش
Yükseklik Aralığı / Height Range	: 52 - 70 cm	الارتفاع
Ambalaj Ölçüsü / Package Dims.	: 214 x 104 x 65 cm	أبعاد التغليف
Ağırlık / Weight	: 109 kg	الوزن

3 Motorlu Hasta Bakım Karyolası

- Karyolanın başucu, ayakucu, yükseklik pozisyonları elektrik motorları ile sağlanır.
- Elektrik sistemi 220 volt, 50 Hz şebeke gerilimli olup 24 V çıkışlıdır.
- Çapraz kilit sistemli tekerlere sahiptir.
- Yatak platformu 8x8 cm aralıklı örülmüş 6 mm çapında tel ızgaralıdır.

Electrically Operated Hospital Bed (3 Motors)

- The patient bed backrest, legrest, height functions are adjustable by electrical motors
- The electrical system is 220Volt, 50Hz, line voltage, 24V. is output
- The bed has cross locking castors.
- The mattress platform is made of 6mm diameter wire fence at intervals of 8x8CM

سرير مرضى بثلاثة محركة

يتم التحكم في وضعيات رأسية السرير، ومؤخرته، وارتفاع بطريق محركات كهربائية. تعمل المحركات بقوة 220 فولت، مع 50 هرتز، والإخراج 24 V. يوجد نظام بطارية قابل للشحن للاستعمل في حال انقطاع التيار الكهربائي. يوجد دواليب بنظام قفل متقاطع. سطح السرير يحتوي على شبكة أسلاك بمسافات مربعة 8*8.



3 Motorlu Hasta Bakım Karyolası

- Karyolanın başucu, ayakucu, yükseklik pozisyonları el kumandası ile sağlanır.
- Elektrik sistemi 220 Volt, 50 Hz şebeke gerilimli olup 24 V çıkışıdır.
- ÇAPRAZ kilit sistemli tekerlere sahiptir.
- Yatak platformu 8X8 cm Aralıklı örülmüş 6 Mm Çapında Tel Izgaralıdır.

Electrically Operated Hospital Bed (3 Motors)

- The patient bed backrest, legrest, height functions are adjustable with remote control panel.
- The electrical system is 220Volt, 50Hz line voltage, 24V. is output
- The bed has cross locking castors.
- The mattress platform is made of 6mm diameter wire fence at intervals of 8x8CM

سرير مرضى بثلاثة محركات.

يتم التحكم في وضعيات رأسية السرير، ومؤخرته، وارتفاع بطريق محركات كهربائية. تعمل المحركات بقوة 220 فولت، مع 50 هرتز، و الإخراج 24 V . يوجد نظام بطارية قابل للشحن للاستعمل في حال انقطاع التيار الكهربائي. يوجد دواليب بنظام قفل متقاطع . سطح السرير يحتوي على شبكة أسلاك بمسافات مربعة 8*8، قطر 6 ملليمتر.



Serum Askısı




El Kumandası



Destek Aparatı (Opsiyonel)



Merkezi Kilit (Opsiyonel)



3 Motorlu



Boyutlar / Dimensions / الأبعاد


Diştan dışa uzunluk ve genişlik/ External length and width	: 214 x 102 cm	أبعاد الكا مل
Yatak Platformu / Mattress Platform	: 190x86 cm	أبعاد مكان الفراش
Yükseklik Aralığı / Height Range	: 50 - 70 cm	الارتفاع
Ambalaj Ölçüsü / Package Dims.	: 214 x 104 x 56 cm	أبعاد التغليف
Ağırlık / Weight	: 109 kg	الوزن



Serum Askısı



El Kumandası



2 Motorlu



Merkezi Kilit (Opsiyonel)



Boyutlar / Dimensions / الأبعاد

Dişan dışı uzunluk ve genişlik/ External length and width	: 213 x 99 cm	البعد الكامله
Yatak Platformu / Mattress Platform	: 195x85 cm	ابعاد مكان الفراش
Yükseklik / Height	: 50 cm	الارتفاع
Ambalaj Ölçüsü / Package Dims.	: 215 x 101 x 52 cm	ابعاد التغليف
Ağırlık / Weight	: 92 kg	الوزن
Trendelenburg Angle	: 12°	زاوية ترندلنبورغ



2 Motorlu Hasta Bakım Karyolası

- Karyolanın başucu, ayakucu, pozisyonları elektrik motorları ile sağlanır.
- Trendelenburg hareketi amortisör yardımıyla yapılır.
- Elektrik sistemi 220 Volt, 50 Hz şebeke gerilimli olup 24 V çıkışıdır.
- ÇAPRAZ kilit sistemli tekerlere sahiptir.
- Yatak platformu röntgen ışınlarını geçirebilen özelliğine sahip ABS kaplamadır.

Electrically Operated Hospital Bed (2 Motors)

- The patient bed backrest and legrest functions are adjustable by electrical motors.
- Trendelenburg function is adjustable by gas spring
- The electrical system is 220Volt, 50Hz.line voltage ,24V. is output
- The bed has cross locking castors.
- The mattress surface is X-Ray translucent and covered with ABS material

سرير مرضى بي محريكين

يتم التحكم في وضعيات رأسية السرير، ومؤخرته بطريق محركات كهربائية.
يتم التحكم في وضعيات ترندلنبورغ بطريق محركات زنبرك غازي.
تعمل المحركات بقوة 220 فولت، مع 50 هرتز، و الإخراج V24
يوجد نظام بطارية قابل للشحن للاستعمل في حال انقطاع التيار الكهربائي.
يوجد دواليب بنظام قفل متقاطع .
منصة السرير مغلقة بنظام أكريلونتريل بوتادين ستايرين الذي يعبر الأشعة السينية.



2 Motorlu Hasta Bakım Karyolası (Korkuluktan Kumandalı)

- Karyolanın başucu, ayakucu pozisyonları elektrik motorları ile sağlanır.
- Trendelenburg hareketi amortisör yardımıyla yapılır.
- Elektrik sistemi 220 Volt, 50 Hz şebeke gerilimli olup 24 V çıkışlıdır.
- Elektrik kesintilerine karşı şarj edilebilir batarya sistemi mevcuttur.
- Çapraz kilit sistemli tekerlere sahiptir.
- Tüm karyola hareketlerini kontrol edebilecek, korkulukların iç ve dış yüzeylerinde toplam 4 adet kumanda paneli bulunmaktadır.
- CPR pozisyonu verilir.
- Yatak platformu röntgen ışınlarını geçirebilme özelliğine sahip ABS kaplamadır.

Electrically Operated Hospital Bed (2 Motors) (Side Rail Embedded Control Panel)

- The patient bed backrest and legrest functions are adjustable by electrical motors.
- Trendelenburg function is adjustable by gas spring.
- The electrical system is 220Volt, 50Hz, line voltage, 24V, is output
- It has self-chargable battery system for the electric cut off
- The bed has cross locking castors.
- On the side rails (internal and external) there are four control panels for adjusts all the functions that the bed can act.
- It has a CPR button
- The mattress surface is X-Ray translucent and covered with ABS material.

سرير مرضى بي محركين

يتم التحكم في وضعيات رأسية السرير، ومؤخرته بطريق محركات كهربائية. يتم التحكم في وضعية ترندلنبورغ بطريق محركات زنبرك غازي. تعمل المحركات بقوة 220 فولت، مع 50 هرتز، والإخراج V24. يوجد نظام بطارية قابل للشحن للاستعمال في حال انقطاع التيار الكهربائي. توجد أربعة لوحة تحكم في الوجه الداخلي والخارجي للحاجز حيث تتحكم بكافة حركات السرير. يمكن إعطاء وضعية الانعاش القلبي الرعوي. متصلة السرير مظلة بنظام أكريلونتريل بوتادين ستايرين الذي يحمي الأشعة السينية.



Serum Askısı




Merkezi Kilit (Opsiyonel)



Korkuluk Kumandası



Manuel CPR (Opsiyonel)



2 Motorlu



Akülü



Boyutlar / Dimensions / الأبعاد

Dişan dışı uzunluk ve genişlik/ External lenght and width	: 213 x 102 cm	أبعاد الكاملا
Yatak Platformu / Mattress Platform	: 195x85 cm	أبعاد مكان الفراش
Yükseklik / Height	: 50 cm	الارتفاع
Ambalaj Ölçüsü / Package Dims.	: 215 x 104 x 52 cm	أبعاد التغليف
Ağırlık / Weight	: 92 kg	الوزن
Trendelenburg Angle	: 12°	زاوية ترندلنبورغ



Merkezi Kilit (Opsiyonel)




Ters-Düz Trendelenburg



Serum Askısı



El Kumandası



2 Motorlu



Boyutlar / Dimensions / الأبعاد

Diştan dışa uzunluk ve genişlik/ External lenght and width	: 214 x 102 cm	أبعاد الكا مله
Yatak Platformu / Mattress Platform	: 195x92 cm	أبعاد مكان الفراش
Yükseklik / Height	: 54 cm	الارتفاع
Ambalaj Ölçüsü / Package Dims.	: 216 x 104 x 58 cm	أبعاد التغليف
Ağırlık / Weight	: 92 kg	الوزن
Trendelenburg Angle	: 12°	زاوية ترندلنبورغ



2 Motorlu Hasta Bakım Karyolası

- Karyolanın başucu ve ayakucu pozisyonları elektrik motorları ile sağlanır.
- Trendelenburg bareketi amortisör yardımıyla yapılır.
- Elektrik sistemleri 220 Volt, 50 Hz şebeke gerilimli olup 24 V çıkışıdır.
- ÇAPRAZ kilit sistemli tekerlere sahiptir.
- Yatak platformu röntgen ışınlarını geçirebilme özelliğine sahip ABS kaplamadır.

Electrically Operated Hospital Bed (2 Motors)

- The patient bed backrest and legrest functions are adjustable by electrical motors
- Trendelenburg function is adjustable by gas spring.
- The electrical system is 220Volt , 50Hz.line voltage ,24V. is output
- The bed has cross locking castors.
- The mattress surface is X-Ray translucent and covered with ABS material.

سرير مرضى بي محريكين

يتم التحكم في وضعيات رأسية السرير، وموخرته بطريق محركات كهربائية.
يتم التحكم في وضعيات ترندلنبورغ بطريق محركات زنبرك غازي.
تعمل المحركات بقوة 220 فولت، مع 50 هرتز، والإخراج V24
يوجد نظام بطارية قابل للشحن للاستعمل في حال انقطاع التيار الكهربائي.
يوجد دوابل بنظام قفل متقاطع .
منصة السرير مغلقة بنظام أكريلونتريل بوتادين ستايرين الذي يعمرير الأشعة السينية.



2 Motorlu Hasta Bakım Karyolası

- Karyolanın başucu ve ayakucu pozisyonları elektrik motorları ile sağlanır
- Trendelenburg hareketi amortisör yardımıyla yapılır.
- Elektrik sistemi 220 Volt ,50 Hz şebeke gerilimli olup 24 V çıkışlıdır .
- ÇAPRAZ kilit sistemli tekerlere sabiptir.
- Yatak platformu röntgen ışınlarını geçirebilme özelliğine sahip ABS kaplamadır.

Electrically Operated Hospital Bed (2 Motors)

- The patient bed backrest and legrest functions are adjustable by electrical motors
- Trendelenburg function is adjustable by gas spring.
- The electrical system is 220Volt , 50Hz, line voltage ,24V. is output
- The bed has cross locking castors.
- The mattress surface is X-Ray translucent and covered with ABS material.

سرير مرضى بي محريكين

يتم التحكم في وضعيات رأسية السرير، وموخرته بطريق محركات كهربائية. يتم التحكم في وضعيات ترندلنبورغ طريق محركات زنبرك غازي. تعمل المحركات بقوة 220 فولت، مع 50 هرتز، والإخراج V24 . يوجد نظام بطارية قابل للشحن للاستعمل في حال انقطاع التيار الكهربائي. يوجد دوابل بنظام قفل متقاطع . يمكن إعطاء وضعيات الانعاش القلبي الرعوي. منصة السرير مغلقة بنظام أكريلونتريل بوتادين ستايرين الذي يمرير الاشعة السينية.



Merkezi Kilit (Opsiyonel)




Ters-Düz Trendelenburg



Serum Askısı



El Kumandası



2 Motorlu



Boyutlar / Dimensions / الأبعاد


Diştan dışa uzunluk ve genişlik/ External lenght and width	: 212 x 101 cm	أبعاد الكامله
Yatak Platformu / Mattress Platform	: 190x82 cm	أبعاد مكان الفراش
Yükseklik / Height	: 54 cm	الارتفاع
Ambalaj Ölçüsü / Package Dims.	: 215 x 104 x 57 cm	أبعاد التغليف
Ağırlık / Weight	: 83 kg	الوزن
Trendelenburg Angle	: 12°	زاوية ترندلنبورغ



Serum Askısı



El Kumandası



2 Motorlu



Boyutlar / Dimensions / الأبعاد

Dıştan dışa uzunluk ve genişlik/ External length and width	: 214 x 102 cm	أبعاد الكا مله
Yatak Platformu / Mattress Platform	: 190x86 cm	أبعاد مكان الفراش
Yükseklik / Height	: 54 cm	الارتفاع
Ambalaj Ölçüsü / Package Dims	: 214 x 104 x 56 cm	أبعاد التغليف
Ağırlık / Weight	: 90 kg	الوزن
Trendelenburg Angle	: 12°	زاوية ترندلنبورغ



2 Motorlu Elektrik Kumandalı Hasta Karyolası

- Karyolanın başucu ve ayakucu pozisyonları elektrik motorları ile sağlanır
- Trendelenburg hareketi amortisör yardımıyla yapılır.
- Elektrik sistemi 220 Volt, 50 Hz şebeke gerilimli olup 24 V çıkışlıdır.
- ÇAPRAZ kilit sistemli tekerlere sahiptir.
- Yatak platformu 8x8 cm aralıklı örülmüş 6 mm çapında tel ızgaralıdır.

Electrically Controlled Hospital Bed With (2 Motors)

- The patient bed backrest and legrest functions are adjustable by electrical motors.
- Trendelenburg function is adjustable by gas spring
- The electrical system is 220Volt, 50Hz, line voltage, 24V. is output
- The bed has cross locking castors.
- The mattress platform is made of 6mm diameter wire fence at intervals of 8x8CM

سرير مرضى بي محريكين و مع لوحات تحكم.

يتم التحكم في وضعيات راسية السرير، وموخرته بطريق محركات كهربائية.
يتم التحكم في وضعيت ترندلنبورغ بطريق محركات زنبرك غازي.
تعمل المحركات بقوة 220 فولت، مع 50 هرتز، والإخراج V24 .
يوجد نظام بطارية قابل للشحن للاستعمل في حال انقطاع التيار الكهربائي.
يوجد دواليب بنظام قفل متعكس.
سطح السرير يحتوي على شبكة أسلاك بمسافات مربعة 8*8 قطر 6 ملليمتر.




Serum Askısı



El Kumandası



Tekerlek (Opsiyonel)



2 Motorlu



Elektrik Kumandalı Ahşap Hasta Karyolası(2 Motorlu)

- Karyolanın başucu ve ayakucu pozisyonları elektrik motorları ile sağlanır
- Elektrik sistemi 220 Volt, 50 Hz şebeke gerilimli olup 24 V çıkışlıdır.
- Çapraz kilit sistemli tekerlere sahiptir.
- Yatak platformu röntgen ışınlarını geçirebilme özelliğine sahip ABS ile kaplıdır.

Electrically Operated Wooden Hospital Bed (2 Motors)

- The patient bed backrest, legrest, height functions are adjustable by electrical motors.
- The electrical system is 220Volt, 50Hz. Line voltage, 24V is output.
- The bed has cross locking system castors.
- The mattress surface is X-Ray translucent and covered with ABS material.

سرير مرضى خشبي بجهاز تحكم كهربائي

منطقة رأس السرير و منطقة الأرجل تتحرك بواسطة محركات كهربائية
المحركات الكهربائية 220 فولت , 50 هيرتز جهد التيار الكهربائي و كمية الكهرباء المولدة 24 فولت
العجلات تعمل بنظام فرامل متعكسة
منصة السرير مغطاة بمادة ABS التي تمتاز بخاصية تنفيذ الأشعة

Boyutlar / Dimensions / الأبعاد


Dıştan dışa uzunluk ve genişlik/ External length and width	: 210 x 110 cm	البعد الكامل
Yatak Platformu / Mattress Platform	: 195x90 cm	أبعاد مكان الفراش
Yükseklik / Height	: 49 cm	الارتفاع
Ambalaj Ölçüsü / Package Dims.	: 210 x 100 x 30 cm (package-paket 1)	أبعاد التغليف
Demonte / Disassembled	: 110 x 75 x 15 cm (package-paket 2) 210 x 50 x 15 cm (package-paket 2)	الوزن
Ağırlık / Weight	: 76 kg	زاوية ترندلبنورغ



Serum Askısı



El Kumandası



2 Motorlu



Boyutlar / Dimensions / الأبعاد

Dişan dışı uzunluk ve genişlik/ External lenght and width	: 210 x 110 cm	أبعاد الكا مله
İçten içe / Internal lenght and width	: 100 x 200 cm	أبعاد الداخلي
Yükseklik / Height	: 40 cm	الارتفاع
Ambalaj Ölçüsü / Package Dims.	: 210 x 100 x 30 cm (package-paket 1)	أبعاد التغليف
Demonte / Disassembled	: 210 x 40 x 15 cm (package-paket 2) 110 x 75 x 15 cm (package-paket 2)	أبعاد مفكك
Ağırlık / Weight	: 67 Kkg	الوزن



Elektrik Kumandalı Ahşap Özel Oda Karyolası(2 Motorlu)

- Karyolanın başucu ve ayakucu pozisyonları elektrik motorları ile sağlanır.
- Elektrik sistemi 220 Volt, 50 Hz şebeke gerilimli olup 24 V çıkışıdır.
- Yatak platformu röntgen ışınlarını geçirebilme özelliğine sahip ABS ile kaplıdır.

Electrically Operated Laminated Special Room Bed (2 Motors)

- The patient bed backrest and legrest functions are adjustable by electrical motors.
- The electrical system is 220Volt , 50Hz.Line voltage , 24V is output
- The mattress surface is X-Ray translucent and covered with ABS material.

سرير خشبي لغرفة خاصة مع جهاز تحكم كهربائي

منطقة رأس السرير و منطقة الأرجل تتحرك بواسطة محركات كهربائية
المحركات الكهربائية 220 فولت , 50 هيرتز جهد التيار الكهربائي و كمية الكهرباء المولدة 24 فولت
منصة السرير مغطاة بمادة ABS التي تمتاز بخاصية تنفيذ الأشعة



4 Hareketli Hasta Karyolası(Hidrolik Yükseklik)

- Ayakucu ve başucu hareketleri çevirme kolu ile, yükseklik hareket ayarı ayak pedalı ile kumanda edilen hidrolik pompa ile yapılır.
- Trendelenburg ve terstrendelenburg pozisyonları amortisör ile yapılır
- Çapraz fren sistemi ile çalışmaktadır.
- Yatma yüzeyi ve karyola alt arabası anti bakteriyel ABS kaplıdır.

Hospital Bed with Hydraulic Height Adjustment

- Backrest and legrest are adjustable with crank , height adjustable is made with a hydraulic pump which is controlled by a foot pedal.
- Trendelenburg and reverse trendelenburg functions are adjustable by gas spring
- The bed has cross locking castors.
- The mattress surface and the lower floors trolley covered by anti-bacterial ABS material

سرير مرضى ثلاثي الحركة.

يتم التحكم بوضعية منطقة الرأس ومنطقة الأرجل عن طريق محرك يدوي. يتم التحكم الارتفاع عن طريق مضخة هيدروليكية.

التحكم ووضعية ترندلنبورغ و ترندلنبورغ عكسي يتم عن طريق محرك زنبرك غازي.

يعمل بنظام فرامل متعكسة .

سطح النوم والعربة الناقل للسرير مغلفة بمادة ABS المضادة للبكتيريا.



Serum Askısı



Ayak Pedalı




Ters-Düz Trendelenburg



Çevirme Kolu



Tekerlek (Opsiyonel)



Boyutlar / Dimensions / الأبعاد

Diştan dışa uzunluk ve genişlik/ External lenght and width	: 214x102 cm	أبعاد الكامنه
Yatak Platformu / Mattress Platform	: 195x92 cm	أبعاد مكان الفراش
Yükseklik Aralığı / Height Range	: 50 - 75 cm	الارتفاع
Ambalaj Ölçüsü / Package Dims.	: 216 x 105 x 53 cm	أبعاد التغليف
Ağırlık / Weight	: 120 kg	الوزن
Trendelenburg Angle	: 12° - 12°	ترندلنبورغ زاويت



Serum Askısı




Ayak Pedalı



Ters-Düz Trendelenburg



Çevirme Kolu



Boyutlar / Dimensions / الأبعاد

Diştan dışı uzunluk ve genişlik/ External length and width	: 212 x 101 cm	أبعاد الكامله
Yatak Platformu / Mattress Platform	: 190x82 cm	أبعاد مكان الفراش
Yükseklik Aralığı / Height Range	: 50 - 75 cm	الارتفاع
Ambalaj Ölçüsü / Package Dims.	: 214 x 103 x 55 cm	أبعاد التغليف
Ağırlık / Weight	: 116 kg	الوزن
Trendelenburg Angle	: 12° - 12°	زاوية ترندلنبورغ



4 Hareketli Hasta Karyolası (Hidrolik Yükseklik)

- Ayakucu ve başucu hareketleri çevirme kolu ile, yükseklik hareket ayarı ayak pedalı ile kumanda edilen hidrolik pompa ile yapılır.
- Trendelenburg ve terstrendelenburg pozisyonları amortisör ile yapılır
- Çapraz fren sistemi ile çalışmaktadır.
- Yatma yüzeyi ve karyola alt arabası anti bakteriyel ABS kaplıdır.

Hospital Bed With Hydraulic Height Adjustment

- Backrest and legrest are adjustable with crank , height adjustable is made with a hydraulic pump which is controlled by a foot pedal.
- Trendelenburg and reverse trendelenburg functions are adjustable by gas spring
- The bed has cross locking castors.
- The mattress surface and the lower floors trolley covered by anti-bacterial ABS material

سرير مرضى ثلاثي الحركة.

يتم التحكم بوضعية منطقة الرأس ومنطقة الأرجل عن طريق محرك يدوي، يتم التحكم الارتفاع عن طريق مضخة هيدروليكية.

التحكم و وضعية ترندلنبورغ و ترندلنبورغ عكسي يتم عن طريق محرك زنبرك غازي.

يعمل بنظام فرامل متعكسة.

سطح النوم والعربة الناقلة للسرير مغطاة بمادة ABS المضادة للبكتيريا.



3 Hareketli Hasta Karyolası

- Ayakucu ve başucu hareketleri çevirme kolu ile yapılır.
- Trend. pozisyonU amortisör ile yapılır
- Tekerlekler çapraz fren sistemi ile çalışmaktadır.
- Yatma yüzeyi ve karyola alt arabası anti bakteriyel ABS KAPLIDIR.

Hospital Bed with 3 Adjustments

- Backrest and legrest are adjustable with crank
- Trendelenburg function is adjustable by gas spring
- The bed has cross locking castors.
- The mattress surface and the lower floors trolley covered by anti-bacterial ABS material

سرير مرضى ثلاثي الحركة.

يتم التحكم بوضعية منطقة الرأس ومنطقة الأرجل عن طريق محرك يدوي.
التحكم الوظيفي يتم عن طريق محرك زنبرك غازي.
يعمل بنظام فرامل متعكسة .
سطح النوم والعربة الناقلة للسرير مغلقة بمادة ABS المضادة للبكتيريا.




Serum Askısı



Ters-Düz Trendelenburg



Çevirme Kolu



Boyutlar / Dimensions / الأبعاد

Diştan dışa uzunluk ve genişlik/ External lenght and width	: 212 x101 cm	أبعاد الكامة
Yatak Platformu / Mattress Platform	: 190x82 cm	أبعاد مكان الفراش
Yükseklik / Height	: 54 cm	الارتفاع
Ambalaj Ölçüsü / Package Dims.	: 212 x 104 x 67 cm	أبعاد التغليف
Ağırlık / Weight	: 83 kg	الوزن
Trendelenburg Angle	: 12°	زاوية ترندلنبورغ



Serum Askısı



Tekerlek (Opsiyonel)



Çevirme Kolu



Ters-Düz Trendelenburg



Boyutlar / Dimensions / الأبعاد

Diştan dışı uzunluk ve genişlik/ External length and width	: 214 x 102 cm	أبعاد الكا مله
Yatak Platformu / Mattress Platform	: 190x86 cm	أبعاد مكان الفراش
Yükseklik Aralığı / Height Range	: 54 cm	الارتفاع
Ambalaj Ölçüsü / Package Dims.	: 214 x 104 x 65 cm	أبعاد التغليف
Ağırlık / Weight	: 88 kg	الوزن
Trendelenburg Angle	: 12°	زاوية ترندلنبورغ



3 Hareketli Hasta Karyolası

- Ayakucu ve başucu hareketleri çevirme kolu ile yapılır.
- Trendelenburg pozisyonu amortisör ile yapılır
- Tekerler çapraz fren sistemi ile çalışmaktadır.
- Yatma yüzeyi 8x8 cm aralıklarla örülmüş 6 mm çapında tel ızgaralıdır.

Hospital Bed With Three Adjustments

- Backrest and legrest are adjustable with crank
- Trendelenburg function is adjustable by gas spring
- The bed has cross locking castors.
- The mattress platform is made of 6mm diameter wire fence at intervals of 8x8CM

سرير مرضى ثلاثي الحركة.

يتم التحكم بوضعية منطقة الرأس ومنطقة الأرجل عن طريق محرك بدوي. التحكم ووضعية ترندلنبورغ و ترندلنبورغ عكسي يتم عن طريق محرك زنبرك غازي. يعمل بنظام فرامل متعكسة. سرير يحتوي على شبكة أسلاك بمسافات مربعة 8*8 قطر 6 ملليمتر.



2 Hareketli Hasta Karyolası

- Ayakucu ve başucu hareketleri çevirme kolu ile yapılır.
- Yatma Yüzeyi 8x8 cm Aralıklı örülmüş 6 mm Çapında Tel İzgaralıdır.

Hospital Bed With Two Adjustments

- Backrest and legrest are adjustable with crank
- The mattress platform is made of 6mm diameter wire fence at intervals of 8x8CM

سرير مرضى ثلاثي الحركة.

يتم التحكم بوضعية منطقة الرأس عن طريق محرك يدوي.
سطح النوم عبارة عن اسلاك قطرها 6 ملم محبوكة بمسافات 8×8 سم.



Serum Askısı



Tekerlek (Opsiyonel)



Boyutlar / Dimensions / الأبعاد

Diştan dışa uzunluk ve genişlik/ External lenght and width	: 206 x95 cm	أبعاد الكا مله
Yatak Platformu / Mattress Platform	: 190x86 cm	أبعاد مكان الفراش
Yükseklik Aralığı / Height Range	: 50 cm	الارتفاع
Ambalaj Ölçüsü / Package Dims.	: 210 x 98 x 40 cm (package-paket 1) 100 x 94 x 15 cm (package-paket 2)	أبعاد التغليف
Ağırlık / Weight	: 84 kg	الوزن



Serum Askısı



Tekerlek (Opsiyonel)



Çevirme Kolu



Ters-Düz Trendelenburg



Boyutlar / Dimensions / الأبعاد

Diştan dışı uzunluk ve genişlik/ External length and width	: 214 x 102 cm	أبعاد الكامه
Yatak Platformu / Mattress Platform	: 190x86 cm	أبعاد مكان الفراش
Yükseklik Aralığı / Height Range	: 54 cm	الارتفاع
Ambalaj Ölçüsü / Package Dims.	: 220 x 143 x 58 cm	أبعاد التغليف
Ağırlık / Weight	: 77 kg	الوزن:
Trendelenburg Angle	: 12°	زاوية ترندلنبورغ



Tek Ayarlı Hasta Karyolası (Amortisörlü)

- Başucu hareketleri çevirme kolu ile yapılır.
- Yatma yüzeyi 8x8 cm Aralıkla örülmüş 6 mm Çapında Tel Izgaralıdır.

Hospital Bed With Single Adjustment (Trendelenburg Via Gas Spring)

- Backrest is adjustable with crank
- The mattress platform is made of 6mm diameter wire fence at intervals of 8x8CM

سرير مرضى بعيار احد

يتم حركة طرف الراسي بواسطة محرك يدوي.

سطح السرير يحتوي على شبكة أسلاك بمسافات مربعة 8*8 قطر 6 ملليمتر.



Tek Ayarlı Hasta Karyolası

- Başucu hareketleri çevirme kolu ile yapılır.
- Yatma yüzeyi 8x8 cm aralıkla örülmüş 6mm çapında tel ızgaralıdır.

Hospital Bed with Single Adjustment

- Backrest is adjustable with crank
- The mattress platform is made of 6mm diameter wire fence at intervals of 8x8 cm

سرير مرضي ذو عيار واحد

منطقة الرأس تتحرك عن طريق يد ميكانيكية

سطح النوم عبارة عن شبكة سلكية بقطر 6 ملم محبوكة بمسافة 8x8 سم



Serum Askısı



Tekerlek (Opsiyonel)



Boyutlar / Dimensions / الأبعاد

Dıştan dışa uzunluk ve genişlik/ External length and width	: 206 x 95 cm	أبعاد الكا مله
Yatak Platformu / Mattress Platform	: 190x86 cm	أبعاد مكان الفراش
Sırt Yükseklik /Back Height	: 80 cm	أ لارتفاع مسند الظهر
Yükseklik Aralığı / Height Range	: 50 cm	أ لارتفاع
Ambalaj Ölçüsü / Package Dims.	: 210 x 94 x 40 cm (package-paket 1) 94 x 100 x 15 cm (package-paket 2)	أبعاد التغليف
Ağırlık / Weight	: 70 kg	الوزن



Serum Askısı



Tekerlek (Opsiyonel)



Boyutlar / Dimensions / الأبعاد

Dıştan dışa uzunluk ve genişlik/ External length and width	: 210 x 90 cm	أبعاد الكا ملة
Yatak Platformu / Mattress Platform	: 190x86 cm	أبعاد مكان الفراش
Yükseklik Aralığı / Height Range	: 50 cm	الارتفاع
Ambalaj Ölçüsü / Package Dims.	: 212 x 92 x 20 cm	أبعاد التغليف
Ağırlık / Weight	: 75 kg	الوزن



Tek Ayarlı Hasta Karyolası

- Başucu hareketleri çevirme kolu ile yapılır.
- Yatma yüzeyi 8X8 cm Aralıkla örülmüş 6 mm Çapında Tel ızgaralıdır.

Hospital Bed With Single Adjustment

- Backrest is adjustable with crank
- The mattress platform is made of 6mm diameter wire fence at intervals of 8x8CM

سرير مريض واحد الحركة.

يتم التحكم بوضعية منطقة الرأس عن طريق محرك يدوي.
سطح النوم عبارة عن اسلاك قطرها 6 ملم محبوكة بمسافات 8x8 سم.



Viscoelastik



Sıvı Geçirmez Kılıf



Antidekubitik Visco Yatak

Viscoelastik yatış yüzeyi yüksek hareket kabiliyetli basınç dağılımı sağlayan sağlam köpük malzemesiyle desteklenmiştir. Özel hava kanalı yapısı sayesinde hava sirkülasyonu ile terlemeyi ve dekübitüsü önlemeye yardımcı olur. Üst katman ısı ve ağırlığa duyarlıdır. Ayrıca basınç dengeleyici özelliği vardır. Özel sıvı geçirmez, hava geçirgen antibakteriyel, antialerjik, yıkanabilir, silinebilir PU kılıfı kaplanmıştır.

Antidecubit Visco Intensive Care Mattress

This model is produced as two layers. Upper Visco layer is sensitive against heat and weight. Also combination of two layers equalizes the pressure against patient body for reducing decubitus and sweating. It has water resistant cover, air permeable, antibacterial, antiallergic washable PU cover.

٩١ ك. في فراش مضاد للديكوبيتوس فيسكو العناية المشددة

تم دعم سطح النوم الفيسكو. الإسفنج بمراد الرغوة المثبتة التي توهم توزع الضغط ذات قابلية الحركة العالية. يساعد على منع حصول التعرق أو الجروح الناتجة عن النوم لفترات طويلة (ديكوبيتوس) عن طريق دوران الهواء الناتج عن تركيبة الذي يحتوي على مجرى خاص للهواء. الطبقة العليا حساسة للحرارة والضغط. كما يحتوي على ميزة توازن الضغط. تم تغليفه بغلاف بـ خاص لا يسمح بمرور السوائل، يسمح بمرور الهواء، مضاد للبكتيريا، مضاد للحساسية، قابل للغسل، قابل للمسح.

K091

CNC Kesim
Antidekubitik Şilte

Sıvı Geçirmez Kılıf



Antidekubitik Hasta Yatak

Vücut yapısına uygun dizaynı ile kullanıcı ağırlığının yatağa eşit düzeyde dağılması sağlanır. Elastik yapısı sayesinde soyma ve hasta karyolarına kusursuz bir şekilde uyum sağlar.. CNC kesimiyle oluşturulan, özel hava kanallı yapısı sayesinde terlemeyi engeller. Dekübitüsü önleyici özel yapısı sayesinde vücut basıncını dengeler. Fermuarlı özel kumaşı, alevlendirmeyi geciktirici, su geçirgenliği minimum ve antialerjiktir.

Antidecubit Mattress

This model produced with a special laser cut shape for reducing decubitus ulcer possibility. The flexi shepa also enables air circulation against sweating while the mattress is in use. It is possible to use it with every type of hospital bed. It has also a cover which is antiallergic flame defer and water resisant

٩١ ك. فراش المريض المضاد للديكوبيتوس


يؤمن توزع نقل المستخدم على الفراش بشكل متساوي المستويات من خلال تركيبة المناسب لبناء الجسم. يؤمن التناوب التام لامرأة المرضى عن طريق تركيبة المرن. يمنع التعرق عن طريق تركيبة الذي يحتوي على مجرى خاص للهواء والمكون من قطع سي إن سي. يوازن ضغط الجسم من خلال تركيبة الخاص الذي يمنع حدوث الجروح الناتجة عن النوم لفترات طويلة (ديكوبيتوس). قماشه الخاص ذات السحب يوتر الاشتعال، تمريره للماء قليل جدا ومضاد للحساسية.



Serum Askısı



Merkezi Kilit (Opsiyonel)



3 Motorlu



El Kumandası



Boyutlar / Dimensions / الأبعاد

Dıştan dışı uzunluk ve genişlik/ External length and width	: 202 x 82 cm	أبعاد الكا مله
Yatak Platformu / Mattress Platform	: 180x70 cm	أبعاد مكان الفراش
Yükseklik Aralığı / Height Range	: 50 - 64 cm	الارتفاع
Ambalaj Ölçüsü / Package Dims.	: 204 x 83 x 65 cm	أبعاد التغليف
Ağırlık / Weight	: 110 kg	الوزن



3 Motorlu Çocuk Karyolası (4 Parça Korkuluklu)

- Karyolanın baş ucu, ayak ucu, yükseklik pozisyonları elektrik motorları ile sağlanır
- Elektrik sistemi 220 Volt ,50 Hz şebeke gerilimli olup 24 V çıkışıdır .
- Elektrik kesintilerine karşı şarj edilebilir batarya sistemi mevcuttur.
- ÇAPRAZ kilit sistemli tekerlere sahiptir.
- Yatak platformu Antibakteriyel ABS den imal Edilmiştir.

Electrically Operated Child Bed (3 Motors)(4 Spered Side Rails)

- The patient bed backrest,legrest,height functions are adjustable by electrical motors
- The electrical system is 220Volt , 50Hz.Line voltage , 24V.is output
- It has self-chargable battery system for the electric cut off
- The bed has central locking castors.
- The bed platform made of anti bacterial ABS material.

سرير اطفال بثلاثة محركات

رأس السرير بموضع الأرجل و الارتفاع يتم التحكم بها عن طريق محركات كهربائي
المحركات الكهربائية 220 فولت , 50 هيرتز جهد التيار الكهربائي و كمية الكهرباء المولدة 24 فول
يحتوي على عجلات ذات نظام فرامل متعاكس
منصة السرير مصنعة من مادة ABS المضادة



Tek Ayarlı Çocuk Karyolası (ABS Kaplamalı)

- Başucu hareketini çevirme kolu ile yapılır.
- Trendelenburg pozisyonu amortisör ile yapılır.
- Tekerler çapraz fren sistemi ile çalışmaktadır.
- Yatma yüzeyi ve karyola alt arabası anti bakteriyel ABS kaplıdır.

Head Rest Adjustable Child Bed (ABS Headboards)

- Backrest and legrest are adjustable with crank
- Trendelenburg function is adjustable by gas spring
- The bed has cross locking castors.
- The mattress surface and the lower floors trolley covered by anti-bacterial ABS material

سرير الاطفال ذو عيار واحد

منطقة رأس السرير تتحرك بواسطة اليد الميكانيكية
الحركات الوظيفية تتم بواسطة زنبرك غازي
العجلات تعمل بواسطة نظام فرامل متعكسة
سطح النوم و عربة السرير السفلى مغطى بطبقة من مادة ABS المضادة للبكتيريا



Serum Askısı




Trendelenburg



Merkezi Kilit (Opsiyonel)



Çevirme Kolu



Boyutlar / Dimensions / الأبعاد

Dıştan dışa uzunluk ve genişlik/ External length and width	: 205 x 90 cm	أبعاد الكامله
Yatak Platformu / Mattress Platform	: 180x70 cm	أبعاد مكان الفراش
Yükseklik Aralığı / Height Range	: 54 cm	الارتفاع:
Başlık Yüksekliği / Headboard height	: 105 cm	الارتفاع اللوح الامامي
Korkuluğun yataktan yüksekliği / Side rail height	: 32 cm	الارتفاع القضبان الجانبين
Ambalaj Ölçüsü / Package Dims.	: 205 x 94 x 58 cm	أبعاد التغليف
Ağırlık / Weight	: 82 kg	الوزن
Trendelenburg Angle	: 11°	زاوية ترندلنبورغ



Serum Askısı



Tekerlek (Opsiyonel)



Dolap



Boyutlar / Dimensions / الأبعاد

Dıştan Dışa / External length and width	: 220 X 78 cm	أبعاد الكاملة
Çocuk Karyolası / Child's cot	: 70 X 165 X 65 (h) cm	سرير طفل
Refakatçi yatağı / Accompanier bed	: 70 X 165 X 24(h) cm	سرير مرافق
Dolap / Cabinet	: 71 X 36 X 72(h) cm.	خزانة
Ambalaj Ölçü / Package Dims.:	183 X 77 X 40 (paket 1)	أبعاد التغليف
	: 114 X 84 X 46 (paket 2)	
Ağırlık / Weight	: 118 kg.	الوزن



Refakatçi Yataklı Çocuk Karyolası

- Çocuk yatağı, refakatçi yatağı ve çekmeceli bir dolaptan oluşmaktadır.
- Refakatçi yatağı kullanılmadığı zamanlar çocuk yatağının altına gizlenebilir.

Child Cot With Accompanier Bed

- Combination of child's cot, accompanier bed and a cabinet with drawer.
- Accompanier bed can be put under child's bed when not used

سرير طفل مع مرافق

يتكون من سرير للطفل و سرير للمرافق ودولاب ذو جوارير.
يمكن اخفاء سرير المرافق تحت سرير الطفل عند عدم الاستعمال.



Tek Ayarlı Çocuk Karyolası

- Başucu bareketi kreyner vasıtası ile sağlanır .
- Trendelenburg pozisyonu amortisör ile yapılır
- Yatma yüzeyi Aralıklarla örülmüş Tel Izgaralıdır.

Child Cot With Single Adjustment

- Backrest is adjustable with crank
- Trendelenburg function is adjustable by gas spring
- The mattress platform is made of wire fence at intervals.

سرير الاطفال ذو عيار واحد

منطقة رأس السرير تتحرك بواسطة اليد الميكانيكية
الحركات ترندلنبورغ تتم بواسطة زنبرك غازي
سطح السرير يحتوي على شبكة أسلاك



Serum Askısı



Trendelenburg



Boyutlar / Dimensions / الأبعاد

Dıştan dışa uzunluk ve genişlik/ External length and width	: 158 x 85 cm	أبعاد الكا منه
Yükseklik / Height	: 115 cm	الارتفاع
Ambalaj Ölçüsü / Package Dims.	: 100 x 120 x 35 cm (package-paket 1) 170 x 100 x 35 cm (Package-paket 2)	أبعاد التغليف
Ağırlık / Weight	: 54 kg	الوزن
Trendelenburg Angle	: 10° - 10°	زاوية ترندلنبورغ



Boyutlar / Dimensions / الأبعاد

Dıştan dışı uzunluk ve genişlik/ External length and width	: 170 x 80 cm	أبعاد الكاملة
Yatak Platformu / Mattress Platform	: 140x70 cm	أبعاد مكان الفراش
Yükseklik Aralığı / Height Range	: 55 cm	الارتفاع
Ambalaj Ölçüsü / Package Dims.	: 142 x 82 x 25 cm	أبعاد التغليف
Ağırlık / Weight	: 45 kg	الوزن

Çocuk Karyolası

Child bed

سرير للأطفال



Bebek Kodu

- Altında küçük bir dolap bulunan araba ve ondan bağımsız bir kod dan oluşmaktadır.
- Bebek taşıyıcı kod, 5 mm şeffaf pleksiglasdan özel form verilerek imal edilmiştir.
- Yataklıdır.

Baby Cot (Plexiglass)

- Combination with a cabinet on a trolley and a separate cot.
- Made of transparent plexiglass in 5mm thickness in special form.
- Mattress included.

سرير طفل حديث الولادة

يتكون من دولاب صغير متببط بعربة وفي الاعلى سرير للمولود منفصل.
سرير الطفل الوليد؛ يتكون من مادة بليكس كلاس بلاستيك بلوري شفاف بسماكة 5 ملم مصنع بشكل خاص.
يحتوي على فراش.



Trendelenburg



Yataklı



Dolaplı

Boyutlar / Dimensions / الأبعاد

Dıştan dışa uzunluk ve genişlik/ External lenght and width	: 74 X 40 cm	أبعاد الكاملة
Yükseklik Aralığı / Height Range	: 99 cm	ارتفاع
Ambalaj Ölçüsü / Package Dims.	: 76 X 45 X 102 cm	أبعاد التغليف
Ağırlık / Weight	: 26 kg	الوزن

Boyutlar / Dimensions / الأبعاد

Boyutlar / Dimensions	: 56 X 81 X 112 cm.	أبعاد الكاملة
Ambalajlı Ölçü (demonte)/ Package Dims.	: 105 X 78 X 15 cm.	أبعاد التغليف
Ağırlık / Weight	: 21 kg.	الوزن

Bebek Karyolası**Baby Cot****سرير الطفل****K023 / K****Bebek Kundaklama Masası****Baby Swaddle Table****طاولة تقييط/لف الطفل****Boyutlar / Dimensions / الأبعاد**

Boyutlar / Dimensions	: 65 X 100 X 101 (h) cm.	أبعاد الكاملة
Ambalajlı Ölçü (demonte)/ Package Dims.	: 67 x 102 x 103 cm.	أبعاد التغليف
Ağırlık / Weight	: 20 kg.	الوزن

Hasta Önü Yemek Servis Masası

- Üst tabla 38x82 cm ebatlarında mdf lam dan olup kenarları pvc kaplıdır.
- Yükseklik ayarı 3/8 kelebek vida ile sabitlenir.

Overcouch Patient Dining table

- Top serving board in size of 38x82 cm made of laminated MDF, edges covered with PVC foil.
- Height can be adjusted by a 3/8 hand screw.

طاولة للاكل على سرير المريض


الطبقة العليا مصنوعة من خشب MDF بأبعاد 82x38 سم و اطرافها مغطاة بطبقة بي.في.سي. بلاستيكية. يثبت عيار الارتفاع ببرغي فراهة 8/3.



Ayarlanabilir Üst Tabla



Tekerlek (Opsiyonel)



ABS Kaplama (Opsiyonel)

Boyutlar / Dimensions / الأبعاد

Diştan dışa uzunluk ve genişlik/ External lenght and width	: 83 X 39 cm	أبعاد الكا ملة
Yükseklik Aralığı / Height Range	: 81 cm	لارتفاع
Ambalaj Ölçüsü / Package Dims.	: 80-110 cm	أبعاد التغليف
Ağırlık / Weight	: 13 kg	الوزن



Hasta Önü Servis Masası (Mekanik Kontrollü)

- Üst tabla 38x82 cm ebatlarında 18 mm mdf lam malzemeden yapılmıştır.
- Tabla yüksekliği kaldırma koluna bağlı krika dişlisi ile ayarlanabilmektedir.

Overcouch Patient Dining Table (Simon's Type)

- Top serving board in size of 38x82 cm made of 18mm thick laminated MDF.
- Table's height can be adjusted by a screw lever.

طاولة للاكل على سرير المريض (بتحكم ميكانيكي)

القسم العلوي مصنوع من خشب MDF بسماكة 18 ملم و بأبعاد 82x38 سم. يمكن التحكم بارتفاع الطاولة عن طريق ذراع مرتبطة بمسننات داخلية.




Yükseklik Ayarı



ABS Kaplama (Opsiyonel)

Boyutlar / Dimensions / الأبعاد

Diştan dışa uzunluk ve genişlik/ External lenght and width	: 82 - 38 cm	أبعاد الكا ملة
Yükseklik Aralığı / Height Range	: 82 - 106 cm	لارتفاع
Ambalaj Ölçüsü / Package Dims.	: 41X102X84 cm	أبعاد التغليف
Ağırlık / Weight	: 37 kg	الوزن



Boyutlar / Dimensions / الأبعاد

Dişan dışa uzunluk ve genişlik/ External length and width : 82 - 38 cm	أبعاد الكا مله
Yükseklik Aralığı / Height Range : 88 - 107 cm	لارتفاع
Ambalaj Ölçüsü / Package Dims. : 90X48X108 cm	أبعاد التغليف
Ağırlık / Weight : 21 kg	الوزن



Hasta Önü Yemek Masası (Amortisör Kontrollü)

- Üst tabla 38x82 cm ebatlarında mdf lam dan olup kenarları pvc kaplıdır.
- Servis masasının yüksekliği amortisör yardımıyla istenilen yükseklikte sabitlenebilir.

Overcouch Patient Dining Table (With Gas Spring)

- Top serving board in size of 38x82 cm made of laminated MDF, edges covered with PVC foil.
- Height can be adjusted by a 140 N. powered gas-spring and can be fixed.

طاولة للاكل على سرير المريض (التحكم بواسطة زنبرك غازي)

الطبقة العليا مصنوعة من خشب MDF بأبعاد 82×38 سم و اطرافها مغطاة بطبقة بي.في.سي. بلاستيكية. يمكن تثبيت ارتفاع الطاولة للمستوى المطلوب بواسطة زنبرك غازي.



Boyutlar / Dimensions / الأبعاد

Dişan dışa uzunluk ve genişlik/ External length and width : 82 - 38 cm	أبعاد الكا مله
Yükseklik Aralığı / Height Range : 88 - 107 cm	لارتفاع
Ambalaj Ölçüsü / Package Dims. : 41X102X84 cm	أبعاد التغليف
Ağırlık / Weight : 21 kg	الوزن



Boyutlar / Dimensions / الأبعاد

Dişan dışa uzunluk ve genişlik/ External length and width : 82 x 38 cm	أبعاد الكا مله
Yükseklik aralığı / Height range : 88 - 107 cm	الارتفاع
Ağırlık / Weight : 23 kg	الوزن
Tilt Angle : 45° - 45°	زاوية ذات ميلان



Hasta Önü Yemek Masası (Amortisör Kontrollü) (Kompakt Laminat)

- Üst tabla 8mm kalınlığında ve 38x82 cm ebatlarında kompakt lamine malzemeden imal edilmiştir.
- Servis masasının yüksekliği amortisör yardımıyla istenilen yükseklikte sabitlenebilir.

Overcouch Patient Dining Table (With Gas Spring) (Laminated Top Surface)

- Top serving board in size of 38x82 cm and 8mm thickness made of compact laminated material.
- Height can be adjusted by a 140 N powered gas-spring and can be fixed.

طاولة للاكل على سرير المريض (التحكم بواسطة زنبرك غازي)

اللوحة العليا مصنوعة من الخشب المضغوط بسمكة 8 ملم و أبعاد 82×38 سم. يمكن تثبيت ارتفاع الطاولة للمستوى المطلوب بواسطة زنبرك غازي.

Hasta Önü Yemek Masası (TİLTİLİ)

- Üst tabla MDF Lamdan imal edilmiş olup iki tarafı pervazlıdır.
- Yükseklik amortisör yardımı ile yapılır.
- İki yöne tilt bareketini yaptırnan mekanizma vardır.

Overcouch patient dinning table (TOP TILTING)

- Top serving table is made of laminated MDF and two-side-raised top table.
- Height function is adjustable by gas spring
- It has lateral tilt mechanism

طاولة للاكل على سرير المريض (ذات ميلان)

القسم العلوي مصنوع من خشب MDF و يحتوي على بروز من الجهتين التحكم بالارتفاع عن طريق زنبرك غازي تحتوي على تقنية التحكم بالميلان الى جهتين



Boyutlar / Dimensions / الأبعاد

Diştan dışa uzunluk ve genişlik/ External length and width	: 49 x 48 cm	أبعاد الكا مله
Yükseklik / Height	: 79 cm	الارتفاع
Ağırlık / Weight	: 19 kg	أبعاد التغليف

Hasta Komidini (ABS)

- Ön yüz ve üst tabla ABS kaplıdır.
- Üst tablanın üç tarafı pervazlıdır.
- İç tarafta bir adet çekmece vardır.

Laminated Shelves (ABS)

- Front and upper plate covered by ABS material.
- Three-side-raised top table.
- It has a drawer in the shelves.

رفوف أكريلونتريل بوتادين ستايرين

الصنّج و الطرف الاسامي مصنع من اكريلونتريل بوتادين ستايرين
ثلاثة الطرف الطويلة تتعير.
يوجد جارور في دخل الرفف.



Boyutlar / Dimensions / الأبعاد

Diştan dışa uzunluk ve genişlik/ External length and width	: 49,5 x 48 cm	أبعاد الكا مله
Yükseklik / Height	: 98 cm	الارتفاع
Ambalaj Ölçüsü / Package Dims.	: 52 x 50 x 100 cm	أبعاد التغليف
Ağırlık / Weight	: 26 kg	الوزن

Hasta Komidini (ABS-Büyük)

- Ön yüz ve üst tabla ABS kaplıdır.
- Üst Tablanın üç tarafı pervazlıdır.

Laminated shelves (ABS-BIG)

- Front and upper plate covered by ABS material.
- Three-side-raised top table.

رفوف أكريلونتريل بوتادين ستايرين (كبیر)

الصنّج و الطرف الاسامي مصنع من اكريلونتريل بوتادين ستايرين
ثلاثة الطرف الطويلة تتعير.

Hasta Komidini (Ahşap)

Laminated Shelves

رفوف خشبية

Boyutlar / Dimensions / الأبعاد

Boyutlar / Dimensions	: 38X42X71 cm	أبعاد الكا مله
Ağırlık / Weight	: 23 kg	الوزن



Hasta Komidini (Ahşap) (Büyük)

Laminated Shelves (Big)

بي رفوف خشبية (كبيرة)

Boyutlar / Dimensions / الأبعاد

Boyutlar / Dimensions	: 41X49X81 cm	أبعاد الكا مله
Ağırlık / Weight	: 28 kg	الوزن



K076 / A



Hasta Komidini

Laminated Shelves

رفوف مصفحة

Boyutlar / Dimensions / الأبعاد

Dıştan dışa uzunluk ve genişlik/ External lenght and width	: 50 x 41 cm	الأبعاد الكاملة
Yükseklik / Height	: 81	الارتفاع
Ağırlık / Weight	: 30 kg	الوزن

K076 / K



Hasta Komidini (Kompak Lamine)

Laminated Shelves (Compact Lamine)

رفوف مصفحة (صفح المدمجة)

Boyutlar / Dimensions / الأبعاد

Dıştan dışa uzunluk ve genişlik/ External lenght and width	: 50 x 40 cm	الأبعاد الكاملة
Yükseklik / Height	: 79 cm	الارتفاع
Ağırlık / Weight	: 30 kg	الوزن

K077 - M



Minibar Dolaplı Etajer

Mini-Bar Melamine Shelves

رفوف من الميلامين مع مكنون لي ثلاجة صغيرة.

Boyutlar / Dimensions / الأبعاد

Dıştan dışa uzunluk ve genişlik/ External lenght and width	: 54 x 51 cm	الأبعاد الكاملة
Yükseklik / Height	: 84 cm	الارتفاع



Hasta Komidini

(Ahşap, Kombi Yemek Masalı)

- Komidin ve yemek masası aynı üründe kombine edilmiştir.
- Yemek masasının yüksekliği 5 kademede ayarlanabilir ve kullanılmadığı zaman katlanarak komidin yanına gizlenebilir.

Overcouch Patient Dining Table

- Combination of bedside table and lateral serving board.
- Five adjustable levels for serving board.
- Foldable when not in use.



Boyutlar / Dimensions / الأبعاد

Dıştan dışa uzunluk ve genişlik/

External length and width : 41X60X87 cm

أبعاد الكا مله

Ambalaj Ölçüsü /

Package Dims.

: 43X62X89 cm

أبعاد التغليف

Ağırlık / Weight

: 37 kg

الوزن

K075



Hasta Komidini (Metal)

Sheet Metal Shelves

رفوف معدنية

Boyutlar / Dimensions / الأبعاد

Boyutlar /

Dimensions : 40X34X59 cm

أبعاد الكا مله

Ağırlık / Weight: 13 kg

الوزن



K075 / B



Hasta Komidini (Metal) (Büyük)

Sheet Metal Shelves (Big)

رفوف معدنية (كبيرة)

Boyutlar / Dimensions / الأبعاد

Boyutlar /

Dimensions : 42X36X80 cm

أبعاد الكا مله

Ağırlık / Weight: 15 kg

الوزن

Paslanmaz Çelik
Üro-jinekolojik Küvet

Tekerlek Sabitleme Kolu



İleri - Geri Sliding



Acil Durdurma Butonu



Serum Askısı (Çelik)



Sabit Kumanda



El Kumandası



Boyutlar / Dimensions / الأبعاد

Yükseklik aralığı / Height range	: 74 - 104 cm	الارتفاع
Masa eni / Width	: 55 cm	عرد الطاولة
Masa Boyu / Length	: 202 cm	طول الطاولة
Sürgülü / Sliding	: 20 cm	انزلاق
Tilt / Tilt	: $\pm 30^\circ$ derece/degree	لاتثناء الى اليمين و اليسار
Sirt / Back	: $+ 70^\circ$, -40° derece/degree	زاويت الظهر
Ayak / Leg	: $+ 35^\circ$, -90° derece/degree	زاويت الرجل
Baş / Head	: $+ 35^\circ$, -90° derece/degree	زاويت الراس
Flex	: 120° derece/degree	زاويت فلكس
Re-flex	: 220° derece/degree	زاويت ري-فلكس
Trendelenburg Angle	: 12°	زاويت ترندلنبورغ

Genel Amaçlı Elektro Mekanik Ameliyat Masası

- Yükseklik, sırt, trendelenburg, ters trendelenburg ve sağ-sol tilt pozisyonlarını elektrik motoru yardımı ile yapar.
- Sliding bareketi motor yardımı ile yapar. (Opsiyonel)
- 1 adet masaya sabit olmak üzere toplam iki adet kumanda mevcuttur.
- Kumandalarda 3 sabit, 3 isteğe bağlı hafızaya alma özelliği vardır.
- Masanın tüm yüzeyinde röntgen kaset yuvası mevcuttur.

General Purposal Operated Table

- Height, backrest, trendelenburg and reverse trendelenburg and lateral tilt position can be adjusted by electrical motor
- Sliding function is adjustable by motor (optional)
- It has one fixed on the table total two control panels are available.
- The controls 3 fixed, 3 optional have features of storing positions.
- X-ray cassette slot on the entire surface of the desk.

طاولة جراحة عامة الاستعمال كهروميكانيكية

الارتفاع , الظهر , الحركات و وضعية ترندلنبورغ و ترندلنبورغ العكسية , حركات الانثناء الى اليمين و اليسار تتم بواسطة محرك كهربائي

حركات الانزلاق تتم بواسطة المحرك الكهربائي (اختياري)

تحتوي الطاولة على جهاز للتحكم بالإضافة الى جهاز للتحكم ثنائي مثبت بالطاولة

جهاز التحكم يحتوي على خاصية حفظ ثلاث الحركات مثبت و ثلاث الحركات اختياري التي تم تطبيقها تحتوي الطاولة على جميع الأماكن حامل أشعة السينية .



Elektrikli Hasta Sedyesi (Akülü)

- Yükseklik başucu pozisyonları elektrik motoru ile kumanda edilir.
- Elektrik motorları akü şarjlıdır.
- Tekerler çapraz fren sistemi ile çalışır.

Electrically Operated General Purpose Stretcher

- Height and backrest functions are adjustable by electrical motors.
- Electrical motors have chargeable battery system.
- The stretcher has cross break castors.

نقالة ذات مرضى كهربائية


الارتفاع و حركات منطقة الرأس يتم التحكم بها بواسطة محرك كهربائي
المحركات الكهربائية ذات بطاريات قابلة للشحن
العجلات تعمل بنظام الفرامل المتعكسة



Serum Askısı



Akülü



2 Motorlu



El Kumandası



Boyutlar / Dimensions / الأبعاد

Dıştan dışa uzunluk ve genişlik/ External length and width	: 205 x 70 cm	أبعاد الكا مله
Yükseklik aralığı / Height range	: 55 - 91 cm	الارتفاع
Ambalaj Ölçüsü / Package Dims.	: 207 x 72 x 72 cm	أبعاد التغليف
Ağırlık / Weight	: 112 kg	الوزن



Katlanabilir Serum Askısı



Merkezi Kilit



Röntgen Kaset Yuvası (Kompakt)



Oksijen Tüpü Yuvası (Açılı)



Tutma - İtme Barları



Sıvı Geçirmez Temizlenebilir Kılıf



Ortopedik Yatma Yüzeyi



Hidrolik Kolonlar



Boyutlar / Dimensions / الأبعاد

Diştan Dışa / External Length and Width	: 77 x 212 cm	أبعاد الكاملة
Yükseklik Aralığı / Height Range	: 63 x 91 cm	الارتفاع
Ambalaj Ölçüsü / Package Dims.	: 86 x 214 x 66 cm	أبعاد التغليف
Ağırlık / Weight	: 130 kg	الوزن
Trendelenburg Angle	: 16° - 16°	زاوية ترندلنبورغ



Acil Müdahale Sedyesi (İki Hidrolik Kolonlu)

- Başucu hareketini amortisör yardımı ile yükseklik, trendelenburg ve ters trendelenburg hareketlerini hidrolik kolonlar sayesinde gerçekleştirir.
- Tekerlerde merkezi Fren sistemi vardır.
- 5.teker özelliği vardır.
- Boydan boya XRay geçirgen özelliği vardır.
- Korkuluklar ve itme kolları metal üzeri poliüretan kaplıdır.

Emergency Stretcher (Hydraulic with two Columns)

- Backrest height function is adjustment by gas spring , trendelenburg and reverse trendelenburg adjustments with hydraulic column motors.
- The bed has central break system.
- It has fifth wheel function.
- Full lenght x-ray translucent function.
- Side rails and push handles are covered with polyurethane over metal.

نقالة حالات الطوارئ متعددة الوظائف

يتم التحكم في وضعيات رأسية السرير بطريق محركات زنبرك غازي ، و وضعية ترندلنبورغ و ترندلنبورغ عكسي. و ارتفاع بطريق محركات هيدروليكي.
يوجد دواليب بنظام قفل مركزي.
يوجد دولاب خامس.
يمرير الاشعة السينية.



Serum Askısı

Hidrolik Yükseklik
Alçaklık Ayak Pedalı

Merkezi Kilit (Opsiyonel)



Röntgen Kaset Yuvası

Kolay Temizlenebilir
Kılıf

Acil Müdahale Sedyesi (İki Hidrolik Kolonlu)

- Baş ucu bareketini amortisör yardımı ile yükseklik trendelenburg ve ters trendelenburg bareketlerini hidrolik kolonlar sayesinde gerçekleştirir.
- Merkezi Fren sistemi vardır.
- Boydan boya XR geçiren özelliği vardır.

Emergency Stretcher (Hydraulic with two Columns)

- Backrest height function is adjustment by gas spring , trendelenburg and reverse trendelenburg adjustments with hydraulic column motors.
- It has central lock system.
- Overall length x-ray translucent function.

نقالة حالات الطوارئ متعددة الوظائف

يتم التحكم في وضعيات رأسية السرير بطريق محركات زنبرك غازي ، و وضعيت ترندلنبورغ و ترندلنبورغ عكسي و ارتفاع بطريق محرك هيدروليكي.
يوجد دوالب بنظام قفل مركزي.
يمرر الأشعة السينية.

Boyutlar / Dimensions / الأبعاد

Diştan dışa uzunluk ve genişlik/ External length and width	: 207 x 72 cm	أبعاد الكا مله
Yükseklik aralığı / Height range	: 68 - 90 cm	ارتفاع
Ambalaj Ölçüsü / Package Dims.	: 210 x 74 x 70 cm	أبعاد التغليف
Ağırlık / Weight	: 120 kg	الوزن
Trendelenburg Angle	: 16° - 16°	زاويت ترندلنبورغ



Serum Askısı



Hidrolik Yükseklik Alçaklık Ayak Pedali




Merkezi Kilit (Opsiyonel)



Röntgen Kaset Yuvası



Kolay Temizlenebilir Kılıf



Boyutlar / Dimensions / الأبعاد

Dişan dışı uzunluk ve genişlik/ External length and width	: 205 x 65 cm	أبعاد الكامله
Yükseklik Aralığı / Height Range	: 60 - 90 cm	لارتفاع
Ambalaj Ölçüsü / Package Dims.	: 207 x 67 x 62 cm	أبعاد التغليف
Ağırlık / Weight	: 122 kg	الوزن
Trendelenburg Angle	: 12° - 12°	زاوية ترندلنبورغ



Hidrolik Kontrollü Sedye (X-Ray Geçirgen Platformlu)


- Baş ucu Trend ve Ters Trend. Hareketlerini Amortisör yardımı ile , yükseklik ayarını ise hidrolik pompa ile yapar.
- Tekerler çapraz fren sistemi ile çalışır.
- Boydan Boya Xr geçirgen özelliği vardır.

Hydraulic Trauma Stretcher (X-Ray Translucent Platform)

- Backrest, Trendelenburg and reverse trendelenburg functions are adjustable by gas spring , Height function is adjustable with hydraulic pump.
- The stretcher has cross-break castors.
- Full length is x-ray translucent function.

نقالة ذات تحكم هيدروليكي

يتم التحكم في وضعيات رأسية السرير بطريق محركات زنبرك غازي ، و وضعية ترندلنبورغ و ترندلنبورغ عكسي. و ارتفاع بطريق محركات هيدروليكي.
يوجد دواليب بنظام قفل متعاكس.
يمرير الاشعة السينية.



Hidrolik Yükseklik Ayarlı Paslanmaz Çelik Sedye

- Başucu, ayakucu, trendelenburg ve ters trendelenburg hareketlerini amortisör yardımı ile yükseklik ayarını ise hidrolik pompa ile yapar.
- Tekerler merkezi fren sistemi ile çalışır.
- Boydan boy XRAY geçirgen özelliği vardır.
- Sedyenin tüm metal aksamı paslanmaz çelik kullanılarak imal edilmiştir.

Chrome-Nickel Stretcher With Hydraulic Height Adjustment

- Backrest, Trendelenburg and reverse trendelenburg functions are adjustable by gas spring, Height function is adjustable with hydraulic pump.
- The stretcher has cross-break castors.
- Overall length is x-ray translucent function.
- All the metal parts of the stretcher made of stainless steel.

نقالة ذات عيار ارتفاع هيدروليكي فولاذية غير قابلة للصدأ

منطقة الرأس و منطقة الأرجل و الحركات الوظيفية و الوظيفية العكسية تتم بواسطة زنبرك غازي , اما عيار الارتفاع يتم بواسطة مضخة هيدروليكية
المجالات تعمل بواسطة نظام فرامل مركزية
بشكل كامل تحتوي على خاصية انفاذ الاشعة السينية (XR)
جميع اقسام النقالة المعدنية مصنعة من مادة غير قابلة للصدأ

Boyutlar / Dimensions / الأبعاد

Diştan dışı uzunluk ve genişlik/ External length and width	: 206 x 70 cm	أبعاد الكامله
Yükseklik Aralığı / Height Range	: 62 - 95 cm	الارتفاع
Ambalaj Ölçüsü / Package Dims.	: 208 x 72 x 64 cm	أبعاد التغليف
Ağırlık / Weight	: 122 kg	الوزن
Trendelenburg Angle	: 12° - 12°	زاوية ترندلنبورغ



Boyutlar / Dimensions / الأبعاد

Dıştan dışa uzunluk ve genişlik/ External length and width	: 205 x 65 cm	أبعاد الكا مله
Yükseklik Aralığı / Height Range	: 55 - 90 cm	الارتفاع
Ambalaj Ölçüsü / Package Dims.	: 207 x 67 x 57 cm	أبعاد التغليف
Ağırlık / Weight	: 110 kg	الوزن
Trendelenburg Angle	: 12° - 12°	زاوي ترندلنبورغ

Hidrolik Acil Müdahale Sedyesi


- Baş ucu trendelenburg ve termidelenburg hareketlerini amortisör yardımı ile, yükseklik ayarını ise hidrolik ile yapar.
- Böbrek cerrahi pozisyonu yapmaktadır.
- Tekerler çapraz fren sistemi ile çalışır.
- Kol desteği mevcuttur.

First Aid Stretcher with Hydraulic Height Adjustment

- Backrest, Trendelenburg and reverse trendelenburg functions are adjustable by gas spring, Height function is adjustable with hydraulic pump.
- It makes flex position.
- The stretcher has cross-break castors.
- It has a armrest.

نقالة ذات طوارئ هيدروليكية

منطقة الرأس والحركات الوظيفية و الوظيفية المعاكسة تتم بواسطة زنبرك غازي , اما عيار الارتفاع يتم بواسطة مضخة هيدروليكية تقوم بحركات و مواقف جراحة الكلى العجلات تعمل بنظام الفرامل المتعاكسة تختوي على دعائم الاربع



Hidrolik Yükseklik Ayarlı Sedye

- Baş ucu trendelenburg ve ters trndelenburg hareketlerini amortisör yardımı ile, yükseklik ayarını is hidroluk pompa ile yapar.
- Tekerler Çapraz Fren sistemi ile çalışır.

Stretcher with Hydraulic Height Adjustment


- Backrest, Trendelenburg and reverse trendelenburg fuctions are adjustable by gas spring , Height function is adjustable with hydraulic pump.
- The stretcher has cross-break castors.

نقالة ذات عيار ارتفاع هيدروليكي

منطقة الرأس والحركات وضعت ترندلنبورغ و ترندلنبورغ المعاكسة تتم بواسطة زنبرك غازي , اما عيار الارتفاع يتم بواسطة مضخة هيدروليكية
العجلات تعمل بنظام الفرامل المتعكسة

Boyutlar / Dimensions / الأبعاد

Dıştan dışa uzunluk ve genişlik/ External lenght and width	: 206 x 66 cm	أبعاد الكامله
Yükseklik aralığı / Height range	: 55 - 90 cm	ارتفاع
Ambalaj Ölçüsü / Package Dims.	: 208 x 68 x 57 cm	أبعاد التغليف
Ağırlık / Weight	: 105 kg	الوزن
Trendelenburg Angle	: 12° - 12°	زاويت ترندلنبورغ



Boyutlar / Dimensions / الأبعاد

Dıştan dışa uzunluk ve genişlik/ External length and width	: 207 x 72 cm	أبعاد الكاملة
Yükseklik Aralığı / Height Range	: 79 cm	الارتفاع
Ambalaj Ölçüsü / Package Dims.	: 209 x 74 x 81 cm	أبعاد التغليف
Ağırlık / Weight	: 73 kg	الوزن
Trendelenburg Angle	: 12°	زاوية ترندلنبورغ

Acil Müdahale Sedyesi

- Baş ucu Trendelenburg Amortisör Yardımı ile yapar.
- Tekerler Çapraz Fren Sistemi ile Çalışır.

First Aid Stretcher

- Backrest Trendelenburg function is adjustable by gas spring
- The Stretcher has cross-break castors.

نقل ذات الطوارئ

يتم التحكم في وضعيات رأسية السرير، ووضعية ترندلنبورغ و ترندلنبورغ عكسي بطريق محركات زنبرك غازي. يوجد دواليب بنظام قفل متقاطع.



Genel Amaçlı Sedye

- Başucu ve trendelenburg hareketlerini amortisör yardımı ile yapar.
- Tekerler çapraz fren sistemi ile çalışır.

General Purpose Stretcher

- Backrest and Trendelenburg functions are adjustable by gas spring
- The Stretcher has cross-break castors.

نقالة ذات لستخدام عامة

يتم التحكم في وضعيات رأسية السرير، وضعيت ترندلنبورغ و ترندلنبورغ عكسى بطريق محركات زنبرك غازي. يوجد دواليب بنظام قفل متقاطع.

Boyutlar / Dimensions / الأبعاد

Diştan dışa uzunluk ve genişlik/ External length and width	: 211 x 72 cm	أبعاد الكا ملة
Yükseklik Aralığı / Height Range	: 80 cm	الارتفاع
Ambalaj Ölçüsü / Package Dims.	: 215 x 95 x 75 cm	أبعاد التغليف
Ağırlık / Weight	: 83 kg	الوزن
Trendelenburg Angle	: 12°	زاويت ترندلنبورغ



Boyutlar / Dimensions / الأبعاد

Dıştan dışa uzunluk ve genişlik/ External lenght and width	: 212 x 72 cm	أبعاد الكا مله
Yükseklik / Height	: 96 cm	لارتفاع
Ambalaj Ölçüsü / Package Dims.	: 215 x 98 x 75 cm	أبعاد التغليف
Ağırlık / Weight	: 130 kg	الوزن
Trendelenburg Angle	: 10°	زاوية ترندلنبورغ

Ameliyathane Transfer Sedyesi (Paslanmaz Çelik)

- Başucu hareketi grin ile trendelenburg amortisör ile yapar.
- Tekerler çapraz fren sistemi ile çalışır
- Tüm metal aksam paslanmaz çelikten imal edilmiştir.

Patient Transfer Stretcher For Operating Rooms Stainless Steel

- Backrest function is adjustable with crank , trendelenburg function is adjustable by gas spring
- The stretcher has cross-break system castors.
- All the metal parts of stretcher made of stainless steel

نقالة توصيل لغرفة العمليات (الفولاذ المقاوم للصدأ)

رأس النقالة، وضعية ترندلنبورغ ووضعية ترندلنبورغ العكسية يتم تحريكها بواسطة زنبرك غازي
العجلات تعمل بنظام فرامل متعكسة
جميع الاقسام المعدنية مصنعة من الفولاذ غير قابل للصدأ



Ameliyathane Hasta Transfer Sedyesi (Plastik)

- Başucu hareketi amortisör ile yükseklik hareketi ise çevirme kolu yardımı ile yapılır.
- Tekerler merkezi fren sistemi ile çalışır.

Patient Transfer Stretcher

- Backrest function is adjustable by gas spring , height adjustable is with crank.
- The stretcher has central-break system castors.

نقالة ذات المريضى (بلاستيك)

يتم التحكم في وضعيات رأسية السرير بطريق محركات زنبرك غازي ، و وضعية ، و ارتفاع بطريق محرك كرنك ماثويل. يوجد دواليب بنظام قفل مركزى.



Serum Askısı



Merkezi Kilit



Yükseklik-Alçaklık



Boyutlar / Dimensions / الأبعاد

Dişan dışı uzunluk ve genişlik/
External length and width : 211 x 81 cm

أبعاد الكاملة

Alt taşıyıcı araba /
Sub-carrier trolley

: 176 – 60 cm

حاملة الفرعى

Sedye + araba /
Stretcher + trolley

: 67 – 92 cm

نقالة + عربة

Ambalaj Ölçüsü /
Package Dims.

: 215 x 75 x 70(h) cm
(package - paket 1)

: 180 x 60 x 51(h) cm
(package - paket 2)

أبعاد التغليف


Ağırlık / Weight

: 114 kg

الوزن



Serum Askısı



Trendelenburg



Merkezi Fren



Boyutlar / Dimensions / الأبعاد

Yükseklik / Height	: 88 cm	الارتفاع
Araba yüksekliği / Trolley height	: 72 cm	ارتفاع العربة
Araba ölçüsü / Trolley dims.	: 2 x (212x72) cm	أبعاد العربة
Ambalaj Ölçüsü / Package Dims.	: 208 x 80 x 100(h) cm	أبعاد التغليف
	: 200 x 80 x 80(h) cm	
Araba ağırlığı / Trolley weight	: 52 kg	وزن العربة
Sedye ağırlığı / Stretcher weight	: 43 kg	الوزن النفاة
Ağırlık / Weight	: (2x52) x 43 = 147 kg	الوزن
Trendelenburg Angle	: 13°	زاوية ترندلنبورغ



Ameliyathane Hasta Transfer Sedyesi

- Başucu hareketi grin ile trendelenburg hareketi amortisör ile yapılır.
- Tekerler merkezi fren sistemi ile çalışır.

Patient Transfer Stretcher

- Backrest function is adjustable with crank , trendelenburg function is adjustable by gas spring.
- The stretcher has central brake system castors.

نقالة ذات لغرفة العمليات

يتم التحكم في وضعيات رأسية السرير بطريق محركات زنبرك غازي ، و وضعيت ، و ارتفاع بطريق محرك كرنك مانويل.
يوجد دواليب بنظام قفل مركزي.



Ameliyathane Hasta Transfer Sedyesi

- Başucu hareketi grin ile trendelenburg hareketi amortisör ile yapılır.
- Tekerler çapraz fren sistemi ile çalışır.

Patient Transfer Stretcher

- Backrest function is adjustable with crank , trendelenburg function is adjustable by gas spring.
- The stretcher has cross brake system castors.

نقالة ذات ليغرفة العمليات

يتم التحكم في وضعيات رأسية السرير بطريق محركات زنبرك غازي ، و وضعيت ، و ارتفاع بطريق محرك كرنك مانيويل. يوجد دوالب بنظام قفل متعكس.



Serum Askısı



Trendelenburg



Boyutlar / Dimensions / الأبعاد

Yükseklik / Height	: 88 cm	الارتفاع
Araba yüksekliği / Trolley height	: 72 cm	ارتفاع العربة
Araba ölçüsü / Trolley dims.	: 2 x (212x72) cm	أبعاد العربة
Ambalaj Ölçüsü / Package Dims.	: 208 x 80 x 100(h) cm 200 x 80 x 80(h) cm	أبعاد التغليف
Araba ağırlığı / Trolley weight	: 52 kg	الوزن العر
Sedye ağırlığı / Stretcher weight	: 43	الوزن النقالة
Ağırlık / Weight	: (2x52) x 43 = 147 kg	الوزن
Trendelenburg Angle	: 13°	زاوية ترندلنبورغ



Boyutlar / Dimensions / الأبعاد

Yükseklik / Height	: 86 cm	أبعاد الكاملة
Araba yüksekliği / Trolley height	: 73 cm	ارتفاع عربة
Araba ölçüsü / Trolley dims.	: 2 x (213x73) cm	أبعاد عربة
Ambalaj Ölçüsü / Package Dims.	: 215 x 75 x 95 cm	أبعاد التغليف
	: 215 x 75 x 75 cm	
Ağırlık / Weight	: 140 kg	الوزن
Trendelenburg Angle	: 30°	زاوية ترندلنبورغ

Ameliyathane Transfer Sedyesi(Klasik)

- Başucu hareketi grin ile trendelenburg hareketi amortisör ile yapılır.
- Tekerler çapraz fren sistemi ile çalışır.

Patient Transfer Stretcher(Classic)

- Backrest function is adjustable with crank , height adjustable by gas spring
- The stretcher has central-break system.

نقالة توصيل لغرفة العمليات

رأس النقالة ووضعية ترندلنبورغ يتم تحريكها بواسطة زنبرك غازي
العجلات تعمل بنظام فرامل متعكسة



Arabalı Sedye

Stretcher On Trolley

ك ٠٣٧ نقالة ذات عربة

Boyutlar / Dimensions / الأبعاد

Diştan dışa uzunluk ve genişlik/
External length
and width : 70 X 200 X 90 (h) cm ارتفاع من الأرض
Ambalaj Ölçüsü /
Package Dims. : 72 X 204 X 92 cm أبعاد الفراش
Ağırlık / Weight : 57 kg




Kırmalı Sedye

Folding Portable Stretcher

ك ٠٣٢ نقالة قابلة للكسر

Boyutlar / Dimensions / الأبعاد

Diştan dışa uzunluk ve genişlik/
External length
and width : 55 X 200 X 25 (h) cm ارتفاع من الأرض
Ambalaj Ölçüsü /
Package Dims. : 122 X 57 X 16 cm أبعاد الفراش
Ağırlık / Weight : 14 kg



Boyutlar / Dimensions / الأبعاد

Yükseklik aralığı / Height range	: 80 – 105 cm	الارتفاع
Sırt bölümü / Backrest	: 55 – 70 cm	مسند الظهر
Oturma bölümü / Seat section	: 55 – 40 cm	المقعد
Ayakucu bölümü / Legrest	: 55 – 50 cm	مكان الأرجل
Ambalajlı Ölçüsü / Package Dims.	: 110 x 77 168(h) cm	أبعاد التغليف
Ağırlık / Weight	: 133 kg	الوزن

3 Motorlu Kulak –Burun-Boğaz Koltuğu

- Koltuğun sırt, yükseklik ve ayakucu pozisyonları masaya sabit desk panel ile sağlanır.
- Elektrik motorları 220 Volt, 50 Hz şebeke gerilimli olup 24 V çıkışlıdır.
- Sırt dayaması manuel olarak 3 farklı konuma ayarlanır.

Electrically Operated Autorhinolarangologic Examination Chair

- The patient chair backrest,height and legrest functions are adjustable with built-in control panel.
- The electrical motors are 220Volt, 50Hz.Line voltage, 24V. Is output
- Backrest is manually adjusted to three different positions.

كرسى فحص الاذن و الانف و الحنجرة بثلاثة محركات.

يتم التحكم مسند الظهر ومنطقة الأرجل والارتفاع عن طريق لوحة تحكم ثابتة.
المحركات الكهربائية 220 فولت , 50 هيرتز جهد التيار الكهربائي و كمية الكهرباء المولدة 24 فولت.
يمكن تحريك مسند الظهر يدويا الى ثلاث مواضع.

3 Motorlu Diyaliz Koltuğu

- Koltuğun sırt, yükseklik ve ayakucu pozisyonları elektrik motorları ile sağlanır.
- Elektrik motorları 220 Volt, 50 Hz şebeke gerilimli olup 24 V çıkışıdır.
- Tekerler çapraz fren sistemi ile çalışır.
- Yatak pozisyonuna getirilebilir.

Electrically Operated Dialysis chair/bed

- The patient chair backrest, height and legrest functions are adjustable by electrical motors
- The electrical motors are 220Volt, 50Hz. Line voltage, 24V. Is output
- The Chair has cross-break castors.
- Chair is adjustable to bed position.

كرسي غسيل الكلى بثلاثة محركات

مسند الظهر و منطقة الأرجل ودرجات الارتفاع يتم التحكم بها بواسطة محرك كهربائي المحركات الكهربائية 220 فولت , 50 هيرتز جهد التيار الكهربائي و كمية الكهرباء المولدة 24 فولت العجلات تعمل بنظام الفرامل المتعكسة يمكن تعديل الكرسي بشكل سرير



Serum Askısı (Çelik)




Tekerlek (Opsiyonel)



El Kumandası



Baş Minderi



3 Motorlu



Boyutlar / Dimensions / الأبعاد

Yükseklik aralığı / Height range	: 58 – 81 cm	الارتفاع
Sırt bölümü / Backrest	: 55 – 83 cm	مسند الظهر
Oturma bölümü / Seat section	: 55 – 40 cm	المقعد
Ayakucu bölümü / Legrest	: 55 – 44 cm	مكان الأرجل
Ambalajlı Ölçüsü / Package Dims.	: 156 x 85 x 65 cm	أبعاد التغليف
Ağırlık / Weight	: 115 kg	الوزن



Serum Askısı



El Kumandası



Paslanmaz Çelik Oro-finekolojik Küvet



Merkezi Kilit (Opsiyonel)



3 Motorlu



Boyutlar / Dimensions / الأبعاد

Dıştan dışa uzunluk ve genişlik/
External length and width : 214 x 96 cm **ابعاد الكاملة**

Sırt bölümü yüksekliği aralığı /
Backrest height range : 130(min.)
150(max) cm **مسند الظهر**

Ambalaj Ölçüsü /
Package Dims. : 220 x 110 x 65 cm **ابعاد التغليف**

Ağırlık / Weight : 130 kg **الوزن**

Trendelenburg Angle : 0° - 13° **زاوية ترندلنبورغ**



3 Motorlu Hasta Doğum Karyolası

- Karyolanın başucu, yükseklik ve trendelenburg pozisyonları el kumandası ile sağlanır.
- Elektrik motorları 220 Volt, 50 Hz şebeke gerilimli olup 24 V çıkışlıdır.
- Tekerler çapraz kilit sistemli tekerlere sahiptir.
- Doğum sonrası karyola olma özelliğine sahiptir.

Electrically Operated Delivery Bed with Three Motors

- The patient bed backrest, height and trendelenburg functions are adjustable by remote control panel.
- The electrical motors are 220V, 50Hz. Line voltage, 24V. Is output
- The bed has cross locking system castors.
- The Bedstead is can be bed position after post-delivery.

سرير لتليد بثلاثة محركات.

يتم التحكم في وضعيات رأسية السرير، ومؤخرته، وارتفاع بطريق محركات كهربائية يدوي.
تعمل المحركات بقوة 220 فولت، مع 50 هرتز، و الإخراج 24v
يوجد دوالب بنظام قفل متعكس .
ياخذ شكل سرير المرضى بعد الولادة.

3 Motorlu Jinekolojik Muayene Masası (Teleskopik Motorlu)

- Karyolanın başucu, yükseklik VE Trend pozisyonları elektrik motorları ile sağlanır
- Elektrik motorları 220 Volt, 50 Hz şebeke gerilimli olup 24 V çıkışlıdır.
- Motorlar ayak kumandası ile kontrol edilir.
- Opsiyonel olarak Proktoloji diz destek aparatı, topuk destek ve kasık desteği aparatı mevcuttur.

Electrically operated gynecological chair (Telescopic Motor)

- The patient bed backrest, height and trendelenburg functions are adjustable by electrical motors
- The electrical motors are 220Volt, 50Hz. Line voltage, 24V. Is output
- Motors controlled by foot pedal
- If necessary proctology knee, inguinal and heel support accessories available.

طاوله فحص الامراض النسائية ثلاثية المحركات

رأس الطاولة ، الارتفاع و الحركات وضعت ترندلنبورغ تتم عن طريق محركات كهربائية
المحركات الكهربائية 220 فولت ، 50 هيرتز جهد التيار الكهربائي و كمية الكهرباء المولدة 24 فولت
يتم التحكم بالمحركات عن طريق لوحة التحكم بالأرجل
لامراض الامعاء ؛ جهاز اسناد الركب ، جهاز اسناد الكعب و جهاز اسناد أعلى الفخذ موجودة كإجهزة اختيارية



Serum Askısı (Çelik)



Kasık Desteği (Opsiyonel)



Diz Desteği (Opsiyonel)



Ayak Uzatma Desteği



Ayak Pedalı



Paslanmaz Çelik Üro-jinekolojik Küvet



3 Motorlu



Boyutlar / Dimensions / الأبعاد

Yükseklik aralığı / Height range	: 70 – 92 cm	أ لارتفاع
Sırt bölümü / Backrest	: 53 – 90cm	مسند الظهر
Oturma bölümü / Seat section	: 50 – 45 cm	المقعد
Ayakucu bölümü / Legrest	: 53 – 50 cm	مكان الأرجل
Ağırlık / Weight	: 160 kg	الوزن
Trendelenburg Angle	: 20°	زاوية ترندلنبورغ



Serum Askısı



Tekerlek (Opsiyonel)



Boyutlar / Dimensions / الأبعاد

Dıştan Dışa / External length and width	: 60 – 190 cm	أبعاد الكا مله
Yükseklik aralığı / Height range	: 52 – 90 cm	لارتفاع
Sırt bölümü / Backrest	: 80 cm	مسند الظهر
Oturma bölümü / Seat section	: 50 cm	المقعد
Ayakucu bölümü / Legrest	: 50 cm	مكان الرجل
Ağırlık / Weight	: 85 kg	الوزن
Trendelenburg Angle	: 30°	زاوية ترندلنبورغ



Manuel Jinekolojik Muayene Masası (Hidrolik yükseklik ayarlı)

- Masanın başucu, trendelenburg ve ters trendelenburg pozisyonları amortisör yardımı ile yapılır.
- Yükseklik ayarı ayak pedalı ile hidrolik pompa vasıtasıyla yapılır.
- Tekerlekler çapraz fren sistemi ile çalışır

Manually Operated Gynecological Examination table (Hydraulic Height Adjustment)

- The patient bed backrest, trendelenburg and reverse trendelenburg functions are adjustable by gas spring.
- Height function is adjustable with foot pedal via hydraulic pump.
- The table has cross-break system castors.

طاوله فحص الامراض النسائية اليدوية.

راس الطاولة , الحركات الوظيفية و الوظيفية العكسية تتم بواسطة زنبرك متحرك غازي.
عيار الارتفاع يتم بواسطة مضخة هيدروليكية عن طريق دواسة القدم.
العجلات تعمل بنظام الفرامل المتعكسة

Amortisör Konum Ayarlı Jinekolojik Muayene Divanı

- Masanın başucu ve yükseklik ve trendelenburg ayarları amortisör ile yapılır.
- Ayakucunda katlanır basamak mevcuttur.

Gynecological Chair with Gas-Spring Adjustment

- Backrest ,height and trendelenburg functions are adjustable with gas spring.
- Foldable step is available.

كرسي فحص الامراض النسائية بتغيير الاتجاهات عن طريق زنبرك غازي
رأس الكرسي و عيار الارتفاع يتم بواسطة زنبرك غازي
من جهة الارجل يوجد درج قابل للثني



Trendelenburg
Ayak Pedali



Katlanır Basamak



Serum Askısı (Çelik)



Boyutlar / Dimensions / الأبعاد

Yükseklik / Height	: 85 cm	الارتفاع
Sırt bölümü / Backrest	: 58 – 80 cm	مسند الظهر
Oturma bölümü / Seat section	: 58 – 40 cm	المقعد
Ayakucu bölümü / Legrest	: 58 – 35 cm	مكان الأرجل
Ambalajlı Ölçüsü / Package Dims.	: 60 x 57 x 138 cm	أبعاد التغليف
Ağırlık / Weight	: 85 kg	الوزن
Trendelenburg Angle	: 60°	زاوية ترندلنبورغ



Serum Askısı

Paslanmaz Çelik
Üro-jinekolojik Küvet

Boyutlar / Dimensions / الأبعاد

Dıştan dışa uzunluk ve genişlik/ External length and width	: 195 x 60 cm	الأبعاد الكاملة
Yükseklik / Height	: 75 cm	الارتفاع
Ambalaj Ölçüsü / Package Dims.	: 200 x 82 x 70 cm	أبعاد التغليف
Ağırlık / Weight	: 53 kg	الوزن



3 Parçalı Jinekolojik Muayene Masası

- Gerekli bulunulması halinde yatak olarak kullanılabilir.
- Tüm fonksiyonlar tutma kolları ile ayarlanabilir.

Gynecological Examination Couch With 3 Parts

- If necessary can be used as examination bed.
- Unit all functions adjustable by cranes.

كرسي فحص الامراض النسائية بثلاث قطع.

يمكن طاحويل الكرسي الء سرير فى الحتياج.
الحراكت بواسطة الكرئك.



Amortisörlü Proktoloji Masası

- Masanın başucu ve yükseklik ve trendelenburg ayarları amortisör ile yapılır.
- Ayakucunda katlanır basamak mevcuttur.

Proctology Table (With Gas-Spring Adjustment)

- Backrest ,height and trendelenburg functions are adjustable by gas spring.
- Foldable step is available.

طاولة البروكتولجي (المستقيم) بي زنبك غازي.

التحكم وضعيات رأسية السرير، وارتفاع وضعيت ترندلنبورغ يتم عن طريق محرك زنبك غازي.

يوجد درجة قابلة للطي عند طرف القدم

Boyutlar / Dimensions / الأبعاد

Yükseklik / Height	: 172 cm	الارتفاع
Sırt bölümü / Backrest	: 80 cm	مسند الظهر
Oturma bölümü / Seat section	: 50 cm	المقعد
Ayakucu bölümü / Legrest	: 50 cm	مكان الأرجل
Ağırlık / Weight	: 85 kg	الوزن
Trendelenburg Angle	: 60°	زاوية ترندلنبورغ



Boyutlar / Dimensions / الأبعاد

Yükseklik / Height : 80 cm.

Sirt Bölümü / Backrest : 53 X 70 cm.

Oturma Bölümü / Seat : 53 X 50 cm.

Ayakucu Bölümü /
Legrest : 53 X 40 cm.

Ambalajlı Ölçüsü /
Package Dims. : 75 X 135 X 95 cm.

Ağırlık / Weight : 63 kg.

الارتفاع

مسند الظهر

المقعد

مكان الرجل

أبعاد التغليف


الوزن



Jinekolojik Muayene Masası

Gynecological Examination Chair

طاولة معاينة الأمراض النسائية



Doğum Masası (İki Parçalı)

Gynecological Table (Couch & Trolley)

ك ١٥ . طاولة معاينة الأمراض النسائية

Boyutlar / Dimensions / الأبعاد

Yükseklik / Height:	80 cm.	الارتفاع
Tekerlekli Kısım / Trolley	: 60 X 60 cm.	ارتفاع العربة
Sabit / Couch	: 60 X 120 cm.	مقاسات العربة
Ambalajlı Ölçüsü / Package Dims.	: 125x78x90 cm.	وضعية الرأس في الأعلى
	62x62x82 cm.	الأبعاد وهي مغلفة

Agırlık / Weight : 65 kg.

الوزن

Boyutlar / Dimensions / الأبعاد

Yükseklik / Height	: 50 cm	الارتفاع
Sirt Bölümü / Backrest	: 55 X 70 cm	مساند الظهر
Oturma Bölümü / Seat	: 55 X 50 cm	المقعد
Ayakucu Bölümü / Legrest	: 55 X 40 cm	مكان الأرجل
Ambalaj Ölçüsü / Package Dims.	: 100 X 76 X 167 cm	أبعاد التغليف
Ağırlık / Weight	: 44 kg	الوزن

**Kan Alma Koltuğu Amortisörlü**

- Kollar her iki tarafta olup içe/dışa aşağı yukarı hareket eder.
- Sirt amortisörü olup, ayakucu kreyin vasıtasıyla fonksiyon alır.
- 6 cm, 28 dansite gri sünger üzerine dikişli vinleks kaplıdır.

Blood Transfusion Chair (Gas Spring)

- Armrests can be adjusted in various positions.
- Backrest adjustable by gas-spring, legrest by crank.
- Top surface is made 6cm. thickness , 28 density grey sponge and covered with imitation leather.

كرسي اخذ الدم ذات زنبرك غازي

الاذرع على الجانبين تتحرك الى الداخل و الخارج الى الاعلى و الاسفل.
خلفية الكرسي مدعم بزنبرك غازي و قسم الارجل مربوط برافعة من خلالها يتم التحكم بالحركة.
السطح الخارجي للكرسي يتكون من طبقة اسفنج رمادي بسماكة 6 ملم و كثافة 28 دنس مغطاة بجلد صناعي ذو خياطة بارزة.



Ahşap Dolaplı Muayene Masası

- Muayene masası 18 mm mdf lam'dan imal edilmiştir.
- Ön yüzünde 2 adet çekmece 2 adet dolap bulunmaktadır.

Laminated Examination Couch With Cabinet

- Medical examination couch made of laminated MDF 18mm thick.
- There are 2 drawers on the front side and 2 cupboards.

طاولة فحص خشبية بدروج

طاولة الفحص مصنوعة من خشب MDF 18 ملم.
تحتوي الطاولة على 2 دروج و 2 خزانة من الامام.

Boyutlar / Dimensions / الأبعاد

Diştan dışa uzunluk ve genişlik/ External length and width	: 183 X 60 cm	أبعاد الكاملة
Yükseklik Aralığı / Height Range	: 78 cm	ارتفاع
Ambalaj Ölçüsü / Package Dims.	: 185 X 62 X 80 cm	أبعاد



Boyutlar / Dimensions / الأبعاد

Dıştan dışa uzunluk ve genişlik/ External length and width	:192 X 65 cm	أبعاد الكاملة
Yükseklik Aralığı / Height Range	:78 cm	لارتفاع
Ambalaj Ölçüsü / Package Dims.	:(paket 1) 190 X 55 X 50 cm (paket 2) 194 X 67 X 45 cm	أبعاد التغليف
Ağırlık / Weight	:73 kg	الوزن

Çekmeceli Muayene Masası (Ahşap)

- Muayene masası 18 mm mdf lam'dan imal edilmiştir.
- Ön yüzünde raylı 3 adet çekmecesini bulunmaktadır.

Laminated Examination Couch

- Medical examination couch made of laminated MDF 18mm thick.
- Equipped with three drawers with rails on the front side.

طاولة فحص خشبية بدروج

طاولة الفحص مصنوعة من خشب 18 MDF ملم.
تحتوي الطاولة على ثلاثة دروج من الامام.



Amortisörlü Muayene Divanı

- Muayene divanın başucu amortisör vasıtasıyla ayarlanır.
- Gerektiğinde baş aşağı pozisyonu da alır.

Examination Couch With Gas-Spring Adjustment

- Headrest adjustable by means of gas-spring.
- If necessary headrest can be adjusted in Down-Revers position.

أريكة فحص ذات زنبرك غازي

يمكن تحريك وتثبيت منطقة رأس الأريكة بواسطة زنبرك غازي. عند الحاجة يمكن أخذ وضعية الرأس الى الأسفل.

Boyutlar / Dimensions / الأبعاد

Dişan dışı uzunluk ve genişlik/ External length and width	: 188 X 60 cm	أبعاد الكاملة
Yükseklik Aralığı / Height Range	: 73 cm	لارتفاع
Ambalaj Ölçüsü / Package Dims.	: 190 X 62 X 76 cm	أبعاد التغليف
Ağırlık / Weight	: 35 kg	الوزن



Üç Kanatlı Ahşap Paravan

- Paravan paneli 8 mm sunta lam olup kenarlar ahşap profildendir.
- Kenar paneller hareketli olup istenildiğinde biri veya ikisi de katlanabilir.

Ward Screen (3 Parts)

- The panels are made of 8mm. chip boards, the edges are wooden profile.
- The edge panels are movable and can be foldable.

واجهة خشبية بثلاثة أجنحة

الأجنحة مصنوعة من خشب حبيبي بسمكة 8 ملم ومحاط ببرواز خشبي من الأطراف. الأجنحة الطرفية متحركة و يمكن ثنيها عند الحاجة.

Boyutlar / Dimensions / الأبعاد

Dişan dışı uzunluk ve genişlik/ External length and width	: 205 X 50 cm	أبعاد الكاملة
Yükseklik Aralığı / Height Range	: 175 cm	لارتفاع
Ambalaj Ölçüsü / Package Dims.	: 72 X 42 X 178 cm	أبعاد التغليف
Ağırlık / Weight	: 17 kg	الوزن

K013

Katlanabilir Muayene Masası
Examination Couch
طاولة المعاينة القابلة للطي

Boyutlar / Dimensions / الأبعاد

Boyutlar / Dimensions	:188 X 61 X 75 (h) cm.	أبعاد الكا مله
Ambalaj Ölçüsü / Package Dims.	:(2 ad. 1 koli) 190 X 63 X 36 (h) cm.	أبعاد التغليف
Ağırlık / Weight	:32 kg	الوزن

K043

3'lü Paravan
Three - Panel Folding Curtain Screen
درجات السرير

Boyutlar / Dimensions / الأبعاد

Boyutlar / Dimensions	:194 X 175 (h) cm.	أبعاد الكا مله
Ambalaj Ölçüsü / Package Dims.	:180 X 42 X 70 (h) cm.	أبعاد التغليف
Ağırlık / Weight	:9 kg	الوزن

K038

ESKABO
COUCH STEPS
درجات السرير

Boyutlar / Dimensions / الأبعاد

Ambalaj Ölçüsü / Package Dims.	:(1 ad. + 8 ad) 190 X 63 X 36 cm.	أبعاد التغليف
Ağırlık / Weight	:4 kg	الوزن



Yoğun Bakım Arabası


- Arabada 2 adet küçük, 2 adet orta boy ve 1 adet büyük çekmece bulunmaktadır.
- Çekmeceler alt panel, çerçeve ve ebadı ayarlanabilir plastik ilaç tablası içermektedir.
- İç kısmı çelikten üretilmiştir.
- Üst tabla paslanmaz çelik materyalden üretilmiştir.
- CPR levhası, oksijen silindiri tutucu, kullanılmış iğne atık kutusu ile donatılmıştır.
- Ayrıca üzerinde 2 adet çöp kutusu, 1 adet şeffaf dosya kutusu, 1 adet sürgülü yan levha, 1 adet metal monitör tutucu ve 1 adet serum askısı bulunmaktadır.

Intensive Care Trolley

- The whole trolley is including 5 layers of drawers, 2 small size, 2 medium size, 1 large size.
- Drawer mainly consists of bottom panel board, frame and size adjustable plastic medicine tray.
- Inner part is made of steel.
- Trolley has stainless steel top plate.
- It is matched with CPR board, oxygen cylinder holder and needle disposal bottle.
- Besides, trolley includes 2pcs garbage bins, 1 pc transparent file box, 1 pc sliding side board, 1 pc metal salver for monitor/computer and 1 pc I.V. Pole.

عربة العناية المركزة

تحتوي العربة على درج اثنين صغيرة واثنين متوسطة و درج واحد كبير.
تحتوي الدروج على لوحة في الاسفل و بربواز و علب للادوية يمكن التحكم بحجمها.
القسم الداخلي مصنوع من الفولاذ.
اللوحة العليا مصنوعة من فولاذ غير قابل للصدأ.
ملحقة ايضا بلوحة CPR، ماسكة اسطوانة الاكسجين وسلة مهملات للحقن المستعملة.
وتحتوي ايضا على سلتين للمهملات و عبة شفافة للملفات و لوحة سحب جانبية وقاعدة معدنية للشاشة و علاقة لكيس المغذي .



Boyutlar / Dimensions / الأبعاد

Diştan dışa uzunluk ve genişlik/ External length and width	: 106 X 85 cm	أبعاد الكا ملة
Yükseklik Aralığı / Height Range	: 106 cm	ارتفاع
Ağırlık / Weight	: 55 kg	الوزن



Boyutlar / Dimensions / الأبعاد

Ambalaj Ölçüsü / Package Dims.	: 94 X 102 X 108 cm	أبعاد التغليف
Ağırlık / Weight	: 52 kg	الوزن

K040

Genel Amaçlı İlaç Arabası

- Ana gövde 25 mm sunta lam alt ve üst tabla 18 mm mdf lam malzemeden yapılmıştır.
- Önlü arkalı 28 adet antibakteriyel polikarbon kutuları vardır.
- Arabanın üzerinde ilaç hazırlama tablası, çekmesi, dosya sepeti ve çöp kutusu mevcuttur.
- Ayrıca arabanın üzerine 360 derece dönebilen monitör sehpası ilave edilebilir.

General Purpose Medicine Trolley

- Main body is made of 25mm chipboard, bottom and top plate is made of 18mm MDF.
- Total 28 Polycarbonate anti-bacterial boxes at both sides.
- Shelf, drawer, file holder and waste bin on trolley.
- 360° turnable monitor base can be put on trolley.

عربة ادوية للاستعمال العام

الهيكل مصنوع من خشب حبيبي بسمكة 25 ملم، الوجه العليا والسفلى مصنوعة من خشب 18MDF ملم. من الامام والخلف تحتوي على 28 علبة بولي كربون مضادة للبكتيريا. تحتوي العربة على صينية في الاعلى لتحضير الادوية، درج، سلة للملفات وسلة مهملات. ويمكن ايضا اضافة قاعدة لشاشة المشاهدة من الاعلى ذات دوران 360 درجة.

Boyutlar / Dimensions / الأبعاد

Dıştan dışa uzunluk ve genişlik/ External length and width	: 101 X 42 cm	أبعاد الكا مله
Yükseklik Aralığı / Height Range	: 107 cm	لارتفاع
Ambalaj Ölçüsü / Package Dims.	: 92 X 48 X 108 cm	أبعاد التغليف
Ağırlık / Weight	: 57 kg	الوزن



Acil Müdahale İlaç Arabası

- Ana gövde 25 mm sunta lam alt ve üst tabla 19 mm mdf lam malzemeden yapılmıştır.
- Önlü arkalı 41 adet antibakteriyel polikarbon kutular vardır.
- Arabanın üst kısmı anti şok ABS malzemeden olup kenarlar korumalıdır.
- Arabanın üzerinde ilaç hazırlama tablası, çekmecesi, dosya sepeti ve çöp kutusu mevcuttur.
- Ayrıca arabanın üzerine 360° derece dönebilen monitör sehpası ilave edilebilir.

First Aid Medicine Trolley

- Main body is made of 25mm chipboard, bottom and top plate is made of 19mm MDF.
- Total 41 Polycarbonate anti-bacterial boxes at both sides.
- Top surface made of antistatic ABS material.
- Shelf, drawer, file holder and waste bin on trolley.
- 360° turnable monitor base can be put on trolley.

عربة ادوية لقسم الطوارئ

الهيكل مصنوع من خشب حبيبي بسمكة 25 ملم اللوحة العليا والسفلى مصنوعة من خشب 19 MDF ملم. من الامام والخلف تحتوي على 41 علبة بولي كربون مضادة للبكتيريا. القسم العلوي للعربة مصنوع من مادة ABS المضادة للصددمات والاطراف مقوية. تحتوي العربة على صينية في الاعلى لتحضير الادوية، درج، سلة للملفات وسلة مهملات. ويمكن ايضا اضافة قاعدة لشاشة المشاهدة من الاعلى ذات دوران 360 درجة.

K041

İlaç Arabası

- Ana gövde 25 mm sunta lam alt ve üst tabla 18 mm mdf lam malzemeden yapılmıştır.
- Önlü arkalı 8 adet antibakteriyel polikarbon kutuları vardır.
- Arabanın üzerinde ilaç hazırlama tablası, çekmecesi, dosya sepeti ve çöp kutusu mevcuttur.
- Ayrıca arabanın üzerine 360° derece dönebilen monitör sehpası ilave edilebilir.

General Purpose Medicine Trolley

- Main body is made of 25mm chipboard, bottom and top plate is made of 18mm MDF.
- Total 8 Polycarbonate anti-bacterial boxes at both sides.
- Shelf, drawer, file holder and waste bin on trolley.
- 360° turnable monitor base can be put on trolley.

عربة ادوية

الهيكل مصنوع من خشب حبيبي بسمكة 25 ملم اللوحة العليا والسفلى مصنوعة من خشب 18MDF ملم. من الامام والخلف تحتوي على 8 علبة بولي كربون مضادة للبكتيريا. تحتوي العربة على صينية في الاعلى لتحضير الادوية، درج، سلة للملفات وسلة مهملات. ويمكن ايضا اضافة قاعدة لشاشة المشاهدة من الاعلى ذات دوران 360 درجة.

Boyutlar / Dimensions / الأبعاد

Ambalaj Ölçüsü / Package Dims.	: 92 X 48 X 108 cm	أبعاد التغليف
Ağırlık / Weight	: 57 kg	الوزن





Pansuman Arabası (Paslanmaz Çelik)

Dressing Trolley (Stainless Steel Shelves)

عربة التضميد (لا تصداً)

Boyutlar / Dimensions / الأبعاد

Boyutlar/Dimensions : 50 X 50 X 91 (h) cm

أبعاد الكاملة

Ambalaj Ölçüsü /

Package Dims. : 100 X 54 X 95 cm

أبعاد التغليف

Ağırlık / Weight : 33 kg

الوزن



Pansuman Arabası (Boyalı)

Dressing Trolley (Powder Coated)

عربة التضميد (مدهونة)

Boyutlar / Dimensions / الأبعاد

Boyutlar/Dimensions : 85 X 50 X 80 (h) cm

أبعاد الكاملة

Ambalaj Ölçüsü /

Package Dims. : 100 X 54 X 95 cm

أبعاد التغليف

Ağırlık / Weight : 31 kg

الوزن



Amortisörlü Krom - Nikel Ameliyathane Masası

Instrument Table With Gas-spring (Stainless Top)

أطاولة غرفة العمليات كروم-نیکل ذات صمام

Boyutlar / Dimensions / الأبعاد

Boyutlar/Dimensions : 65 X 50 X 80 (h) cm	أبعاد الكاملة
Ambalaj Ölçüsü / Package Dims. : 67 X 52 X 80 cm	أبعاد التغليف
Ağırlık / Weight : 13 kg	الوزن



Boyutlar / Dimensions / الأبعاد

Boyutlar/Dimensions : 50 X 65 X 90-120 (h) cm	أبعاد الكاملة
Ambalaj Ölçüsü / Package Dims. : 55 X 70 X 95 cm	أبعاد التغليف
Ağırlık / Weight : 5,5 kg	الوزن



Mekanik Mayo Masası

Surgery Trolley (Stainless Steel Top)

طاولة غرفة العمليات كروم-نیکل (القسم العلوي من فولاذ لا يصدأ)



Ahşap Malzeme Arabası

Laminated Equipment Trolley

عربة المستلزمات الخشبية

Boyutlar / Dimensions / الأبعاد

Boyutlar/Dimensions : 95 X 55 X 80 (h) cm

أبعاد الكا مله

Ambalaj Ölçüsü /

Package Dims. : 125 X 65 X 102 cm

أبعاد التغليف

Ağırlık / Weight : 32 kg

الوزن



Ahşap Alet Masası

Laminated Instrument Trolley

طاولة الأدوات الخشبية

Boyutlar / Dimensions / الأبعاد

Boyutlar/Dimensions : 77 X 45 X 82 (h) cm

أبعاد الكا مله

Ambalaj Ölçüsü /

Package Dims. : 79 X 48 X 84 cm

أبعاد التغليف

Ağırlık / Weight : 19 kg

الوزن

Boyutlar / Dimensions / الأبعاد

Boyutlar/Dimensions : 80 X 45 X 92 (h) cm	أبعاد الكاملة
Ambalaj Ölçüsü / Package Dims. : 82 X 47 X 94 cm	أبعاد التغليف
Ağırlık / Weight : 16 kg	الوزن

Sach Alet Masası**Instrument Trolley (Sheet Metal Top)****طاولة الأدوات الساجية****K028 / A****Boyutlar / Dimensions / الأبعاد**

Boyutlar/Dimensions : 80 X 45 X 92 (h) cm	أبعاد الكاملة
Ambalaj Ölçüsü / Package Dims. : 82 X 47 X 94 cm	أبعاد التغليف
Ağırlık / Weight : 15 kg	الوزن

**Krom Nikel Alet Masası****Instrument Trolley (Stainless Steel Top)****أ طاولة الأدوات كروم نيكل**

K001 / P

MR Uyumlu Tekerlekli Plastik Sandalye

- Hastanın kaldırılması ve taşınması sırasında yaşanan fiziksel zorlanmaları en aza indirir.
- Eşsiz
- Tamamen Plastik
- Katlanabilir
- Metalsiz
- Manyetsiz
- Suyu dayanıklı
- Darbelere Dayanıklı

Non-Magnetic Wheelchair (MR-compatible)

- Significant use in hospital MR room, no magnetism will not affect the results Minimal physical strain from moving and lifting patient
- No metal
- No magnetism
- Foldable
- Complete plastic
- Water resistant
- Moisture resistant

كرسي متحرك غير مغناطيسي متوافق مع تصوير بالرنين المغناطيسي .

إمكانية استعمال في غرفة التصوير بالرنين المغناطيسي، غير مغناطيسي بدون تأثير على النتيجة. أقل جهد البدني من التحرك و رفع المريض.
غير المعدنية.
غير مغناطيسي.
قابلة للطي.
كاملة بلاستيك
مقاوم للمياه
مقاومة للرطوبة

**Kromajlı Katlanır Tekerlekli Sandalye
Chrome Plated Foldable Wheel-Chair
كرسي بـعجلات قابل للطي بالكروم****Boyutlar / Dimensions / الأبعاد**

Ambalaj Ölçüsü /
Package Dims. : 115 X 34 X 88 (h) cm
أبعاد التغليف
Ağırlık / Weight : 20 kg
الوزن

K001 / Ç

**Çocuk Tipi Katlanır Tekerlekli Sandalye
Foldable Wheel-chair For Children
كرسي بـعجلات قابل للطي نوع أطفال****Boyutlar / Dimensions / الأبعاد**

Ambalaj Ölçüsü /
Package Dims. : 80 X 90 X 27 (h) cm
أبعاد التغليف
Ağırlık / Weight : 14,5 kg
الوزن



Lüks Katlanır Tekerlekli Sandalye
Luxury Foldable Wheel-Chair
كرسي بعجلات قابل للطي لوّكس



Boyutlar / Dimensions / الأبعاد

Ambalaj Ölçüsü /
 Package Dims. : 120 X 105 45(h) cm
 Ağırlık / Weight : 27 kg

أبعاد التغليف
 الوزن

Lazımlıklı Hasta Arabası
Wheel-Chair With Pot-Hole
عربة المريض ذات وعاء



Boyutlar / Dimensions / الأبعاد

Oturma Yeri / Seat : 45 X 45 cm.
 Oturma Yeri Yüksekliği /
 Seat Height : 55 cm.
 Ambalajlı Ölçüsü /
 Package Dims. : 97 X 85 X 54 cm.
 Ağırlık / Weight : 19 kg.

مكان الجلوس
 ارتفاع مكان الجلوس
 الأبعاد وهي مغلقة
 الوزن

Sabit Tekerlekli Sandalye
Wheel - Chair
كرسي بعجلات قابل للطي بالكروم

Boyutlar / Dimensions / الأبعاد

Oturma Yeri / Seat : 43 X 45 cm.
 Oturma Yeri Yüksekliği /
 Seat Height : 55 cm.
 Ambalajlı Ölçüsü /
 Package Dims. : 135 X 78 X 90 cm.
 Ağırlık / Weight : 29 kg.

مكان الجلوس
 ارتفاع مكان الجلوس
 الأبعاد وهي مغلقة
 الوزن





Çamaşır Arabası (Temiz - Kirli)

Laundry Trolley (Clean - Dirty)

عربة ملابس الغسيل
(نظيفة متسخة)

Boyutlar / Dimensions / الأبعاد

Boyutlar/Dimensions : 100 x65x109 (h) cm أبعاد الكا ملة

Ahşap Ölçüsü /
Wooden part's Dimension : 47,5X88 cm

Ambalajlı Ölçüsü /
Package Dims. : 112x67x112 (h) cm أبعاد التغليف



Çamaşır Arabası (Temiz - Kirli)

Laundry Trolley (Clean-dirty)

عربة ملابس الغسيل
(نظيفة متسخة)

Boyutlar / Dimensions / الأبعاد

Boyutlar/Dimensions : 152x55x118 (h) cm أبعاد الكا ملة

Ambalajlı Ölçüsü /
Package Dims. : 155x55x123 cm أبعاد التغليف

Ağırlık / Weight : 36 kg الوزن

Boyutlar / Dimensions / الأبعاد

Boyutlar/Dimensions :	8122 X 60 X 95 (h) cm	أبعاد الكاملة
Ambalaj Ölçüsü / Package Dims.	: 124 X 60 X 96 cm	أبعاد التغليف
Ağırlık / Weight	: 26 kg	الوزن

Sabit Çamaşır Arabası**Laundry Trolley****إس عربة ملابس الغسيل الثابتة****Boyutlar / Dimensions / الأبعاد**

Boyutlar/Dimensions :	51 X 55 X 103 (h) cm	أبعاد الكاملة
Ambalaj Ölçüsü / Package Dims.	: 57 X 20 X 105 cm	أبعاد التغليف
Ağırlık / Weight	: 7 kg	الوزن

**Çamaşır Arabası (Katlanır)****Laundry Trolley (Foldable)****كي عربة ملابس الغسيل (قابلة للطي)**

K074



Çift Kapılı Yarım Camlı Çekmeceli İlaç Dolabı
Medicine Storage Cabinet (Half Glass)

خزانة أدوية ذات أدراج نصف زجاجية ذات بابين

Boyutlar / Dimensions / الأبعاد

Boyutlar/Dimensions	: 92 X 37 X 193 (h) cm	أبعاد الكاملة
Ambalaj Ölçüsü / Package Dims.	: 92 X 39 X 198 cm	أبعاد التغليف
Ağırlık / Weight	: 61,5 kg	الوزن

K074 / A



4 Çekmeceli İlaç Dolabı
Anesthesia Medicine Storage Cabinet

أخزانة أدوية بأربعة أدراج

Boyutlar / Dimensions / الأبعاد

Üst dolap / Top unit	: 25 X 90 X 85 cm. (h)	أبعاد التغليف الوزن
Alt dolap / Base unit	: 45 X 90 X 92 cm. (h)	
Ambalajlı Ölçüsü / Package Dims.	: 50 X 92 X 188 cm.	
Ağırlık / Weight	: 60 kg.	

K072



Çift Kapılı Camlı İlaç Dolabı
Two Doors Medicine Storage Cabinet (Glass Shelves)
خزانة أدوية زجاجية ذات بابين

Boyutlar / Dimensions / الأبعاد

Boyutlar/Dimensions	: 92 X 42 X 180 (h) cm
Ambalaj Ölçüsü / Package Dims.	: 92 X 48 X 183 cm
Ağırlık / Weight	: 56 kg

أبعاد الكاملة
أبعاد التغليف
الوزن

K070




Tek Kapılı İlaç Dolabı
Medicine Storage Cabinet (One Door)
خزانة أدوية بباب واحد

Boyutlar / Dimensions / الأبعاد

Boyutlar/Dimensions	: 50 X 42 X 180 (h) cm
Ambalaj Ölçüsü / Package Dims.	: 52 X 48 X 188 cm
Ağırlık / Weight	: 24 kg

أبعاد الكاملة
أبعاد التغليف
الوزن



K078 / AL



Metal Askılık



Metal Ayaklar

Tek Kişilik Ahşap Soyunma Dolabı (Lüx)
Laminated Wardrobe For One Person (Lux)
 خزائنة تغيير الملابس الخشبية شخص واحد (فخم)

Boyutlar / Dimensions / الأبعاد

Dıştan dışa uzunluk ve genişlik/
 External length and width : 50 x 50 x 180 cm الأبعاد الكاملة
 Yükseklik / Height : 45 kg الارتفاع



K077 / B



Metal Ayaklar

Minibar Dolaplı Etajer
Mini-bar Melamine Shelves

Boyutlar / Dimensions / الأبعاد

Boyutlar / Dimensions : 60 X 50 X 88 cm. الأبعاد الكاملة
 Ağırlık / Weight : 30 kg. الوزن

K077 / M



Minibarlı Etajer
Mini-Bar Melamine Shelves

رفوف من الميلامين مع مكن لي تلاجة صغيرة.

Boyutlar / Dimensions / الأبعاد

Dıştan dışa uzunluk ve genişlik/
 External length and width : 54 x 51 cm الأبعاد الكاملة
 Yükseklik / Height : 84 الارتفاع

K083 / A



Boyutlar / Dimensions / الأبعاد

Boyutlar /
Dimensions : 100 X 47,5 X 210 (h) cm
أبعاد الكا مله

Ambalaj Ölçüsü /
Package Dims. : 102 X 50 X 212 cm
أبعاد التغليف

Ağırlık / Weight : 78 kg
الوزن

Ahşap Soyunma Dolabı (6 Kişilik)

- Soyunma dolabının tamamı 18 mm. suntalamdan olup, kenarlar PVC kaplıdır.

Wooden Wardrobe (Six Persons)

- Made of Laminated Hardboard (18 mm). Edges covered by PVC.

خزانة تغيير الملابس الخشبية (٦ أشخاص)

كامل خزانة تغيير الملابس ١٨ مم. مصنوعة من صفائح خشبية، أطرافها مغلفة بالـ بي في سي.

K081 / A



Boyutlar / Dimensions / الأبعاد

Boyutlar /
Dimensions : 100 X 47,5 X 190 (h) cm
أبعاد الكا مله

Ambalaj Ölçüsü /
Package Dims. : 102 X 50 X 192 cm
أبعاد التغليف

Ağırlık / Weight : 76 kg
الوزن

Ahşap Soyunma Dolabı (3 Kişilik)

- Soyunma dolabının tamamı 18 mm. suntalamdan olup, kenarlar PVC kaplıdır.

Wooden Wardrobe (Three Persons)

- Made of Laminated Hardboard (18 mm). Edges covered by PVC.

خزانة تغيير الملابس الخشبية (٣ أشخاص)

كامل خزانة تغيير الملابس ١٨ مم. مصنوعة من صفائح خشبية، أطرافها مغلفة بالـ بي في سي.



K078 / A

Tek Kişilik Ahşap Soyunma Dolabı
Laminated Wardrobe For One Person
خزانة تغيير الملابس الخشبية لشخص واحد

Boyutlar / Dimensions / الأبعاد

Boyutlar/Dimensions	: 50 X 47,5 X 190 (h) cm	أبعاد الكا ملة
Ambalaj Ölçüsü / Package Dims.	: 52 X 50 X 192 cm	أبعاد التغليف
Ağırlık / Weight	: 39 kg	الوزن



K079 / A

Çift Kişilik Ahşap Soyunma Dolabı
Laminated Wardrobe For Two Persons
خزانة تغيير الملابس الخشبية لشخصين اثنين

Boyutlar / Dimensions / الأبعاد

Boyutlar/Dimensions	: 80 X 47,5 X 190 (h) cm	أبعاد الكا ملة
Ambalaj Ölçüsü / Package Dims.	: 82 X 50 X 192 cm	أبعاد التغليف
Ağırlık / Weight	: 54 kg	الوزن



K082 / A

Boyutlar / Dimensions / الأبعاد

Boyutlar / Dimensions	: 80 X 47,5 X 210 (h) cm	أبعاد الكا ملة
Ambalaj Ölçüsü / Package Dims.	: 87 X 50 X 212 cm	أبعاد التغليف
Ağırlık / Weight	: 65 kg	الوزن

Ahşap Soyunma Dolabı (4 Kişilik)

- Soyunma dolabının tamamı 18 mm. suntalamdan olup, kenarlar PVC kaplıdır.

Wooden Wardrobe (Four Persons)

- Made of Laminated Hardboard (18 mm). Edges covered by PVC.

خزانة تغيير الملابس الخشبية (٤ أشخاص)

كامل خزانة تغيير الملابس ١٨ مم. مصنوعة من صفائح خشبية، أطرافها مغلفة بالـ بي في سي.



Boyutlar / Dimensions / الأبعاد

Kaldırma Yüksekliği / Lift Height	: 20 - 150 cm	الارتفاع
Ayak Açıklığı/ Basement width	: 70 - 120 cm	عرض السفلي
Ambalaj Ölçüsü / Package Dims.	: 155 X 75 X 165 cm	أبعاد التغليف
Ağırlık / Weight	: 56 kg	الوزن



Elektrik Kumandalı Hasta Nakil Lifti

- Tamamen ergonomik yapıda olup 24 V motoru akü vasıtası ile şarj edilerek bareket halinde dabi pozisyon değiştirilebilir.
- Hastanın banyo yaptırılması, nakledilmesi ve yataktan kaldırılması durumlarında kullanılır.
- Ön ayaklar içe ve dışa hareket ettirilerek dar alanlarda kolay kullanılır.

Electrically Operated Patient Lift

- Lift for patient transfer, bath and effective standing in ergonomic design. Operates with 24 V electric motor with self-rechargeable batteries.
- it can be used in narrow places by adjusting the base.

مصعد نقل المريض بجهاز تحكم كهربائي

ذو تصميم مريح للغاية، بمحرك 24 فولت يشحن بواسطة بطارية، ويمكن تغيير الوضعية حتى في حالة الحركة. يستعمل في حالات استحمام المريض ونقله و رفعه من السرير. بتحريك الأرجل الامامية للداخل و الخارج يمكن استعماله في الاماكن الضيقة بسهولة.

K092 / E



Bebek Isıtıcı Açık Yatak

- Çalışma sıcaklık aralığı 32-40 derecedir.
- Üst aydınlatma vardır.
- Sıcaklık çalışma hassasiyeti $\pm 01^{\circ}\text{C}$ 'dir.
- Sıcaklık derecesini gösteren led ekran vardır.
- 2 frenli olmak üzere 4 tane tekeri vardır.

Infant Warmer

- Operating temperature range is 32-40 degrees.
- There is the top lighting.
- Operating temperature accuracy is $\pm 01^{\circ}\text{C}$
- It has led screen for temperature indicator.
- The Bed has including two with brakes for a total of four wheels.

سرير اطفال مفتوح ومزود بنظام تدفئة


درجات حرارة التشغيل تتراوح بين 32 و 40 درجة
يحتوي على اضاءة من الاعلى
حساسية درجات حرارة التشغيل ± 01 درجة مئوية
يحتوي على شاشة LED لاطهار درجات الحرارة
حتوي على 4 عجلات اثنين منها بفراكل

Boyutlar / Dimensions / الأبعاد

Dişan dışa uzunluk ve genişlik/
External lenght and width : 172 x 80 x 55 cm
Ağırlık / Weight : 65 kg

الوزن

K066 / E



Fetoterapi Cihazı

- Işık kaynağı olarak led lamba kullanılmaktadır
- Lambanın 4000 saat ömrü vardır.
- Dijital zamanlayıcı olup süre bitiminde sesli uyarı vermektedir.
- AC220 v-50/60 Hz şebeke geriliminde çalışmaktadır.

Phototherapy Appliance

- Led lamp is used as the light source.
- The lamp has a working life of 4000 hours.
- Digital timer gives an audible warning when the time is over.
- It works AC 220 V-50 / 60Hz supply voltage.

جهاز العلاج بالضوء

يستخدم مصباح LED كمصدر للضوء
كفاءة المصباح العمرية 4000 ساعة
يوجد توقيت رقمي يعطي تحذير صوتي عند انتهاء الوقت
يعمل بجهد الشبكة كهربائي AC220 v-50/60 Hz

Boyutlar / Dimensions / الأبعاد

Dişan dışa uzunluk ve genişlik/
External lenght and width : 200 x 78 x 60 cm
Ağırlık / Weight : 14 kg

الوزن

Çiftli Portküvet (Kr-Ni)
Dual Port Basin (Cr-Ni)
 حوض متنقل كروم نيكل (حوضين)

Boyutlar / Dimensions / الأبعاد

Dişan dışı uzunluk ve genişlik/
 External lenght and width : 67 x 31 cm الأبعاد الكاملة
 Yükseklik / Height : 93 cm الارتفاع



Tekli Portküvet (Kr-Ni)
Single Port Basin (Cr-Ni)
 حوض متنقل كروم نيكل (حوض واحد)

Boyutlar / Dimensions / الأبعاد

Dişan dışı uzunluk ve genişlik/
 External lenght and width : 35 x 31 cm الأبعاد الكاملة
 Yükseklik / Height : 93 cm الارتفاع



Tekli Portküvet
Single Port-basin
 حوض متحرك مفرد

Boyutlar / Dimensions / الأبعاد

Ambalajlı Ölçüsü /
 Package Dims. : 95 X 52 / 52 cm. أبعاد التغليف
 Ağırlık / Weight : 2.5 kg. الوزن




Çiftli Portküvet
Dual Port-Basin
 حوض متحرك مزدوج

Boyutlar / Dimensions / الأبعاد

Ambalajlı Ölçüsü /
 Package Dims. : 60 X 50 X 85 cm. أبعاد التغليف
 Ağırlık / Weight : 3,7 kg. الوزن





K047

Serum Askısı
Serum Holder
علاقة السيروم

Boyutlar / Dimensions / الأبعاد

Ambalaj Ölçüsü /
Package Dims. : 50 X 50 X 117 cm
أبعاد التغليف
Ağırlık / Weight : 3,2 kg الوزن




K047 / K

Serum Askısı (Kr.Ni)
Serum Holder (Cr.Ni)
علاقة السيروم

Boyutlar / Dimensions / الأبعاد

Ambalaj Ölçüsü /
Package Dims. : 50 X 50 X 117 cm
أبعاد التغليف
Ağırlık / Weight : 3,2 kg الوزن



K048 / P

Plastik Ayaklı Serum Askısı
Serum Holder (Pp Base)
علاقة السيروم ذات القدم الصب

Boyutlar / Dimensions / الأبعاد

Ambalaj Ölçüsü /
Package Dims. : 60 X 60 X 116 cm
أبعاد التغليف
Ağırlık / Weight : 7,5 kg الوزن



K048

Metal Ayaklı Serum Askısı
(Alüminyum Döküm)
Serum Holder
(Die-cast Metal Base)
علاقة السيروم ذات القدم الصب

Boyutlar / Dimensions / الأبعاد


Ambalaj Ölçüsü /
Package Dims. : 60 X 60 X 116 cm
أبعاد التغليف
Ağırlık / Weight : 7,5 kg الوزن



K045 / L

Seyyar Lamba (Led) Portable Lamp (Led) مصباح متحرك

Boyutlar / Dimensions / الأبعاد
Ambalaj Ölçüsü /
Package Dims. : 50 X 50 X 100 cm
أبعاد التغليف
Ağırlık / Weight : 3,2 kg الوزن



K045

Seyyar Lamba Portable Lamp مصباح متحرك

Boyutlar / Dimensions / الأبعاد
Ambalaj Ölçüsü /
Package Dims. : 50 X 50 X 100 cm
أبعاد التغليف
Ağırlık / Weight : 3,2 kg الوزن

K050

Büyük Tüp Arabası Big Tube Holder-Cart عربة الجرة الكبيرة

Boyutlar / Dimensions /
الأبعاد
Ambalaj Ölçüsü /
Package Dims. : 49 X 45 X 140 cm
أبعاد التغليف
Ağırlık / Weight : 11 kg الوزن



K049

Küçük Tüp Arabası Small Tube Holder-Cart

Boyutlar / Dimensions /
الأبعاد
Ambalaj Ölçüsü /
Package Dims. : 32 X 110 X 34 cm
أبعاد التغليف
Ağırlık / Weight : 7 kg الوزن



K068

Büyük Çöp Torbası Askısı Big Waste Bag Support علاقة كيس الأوساخ الكبير

Boyutlar / Dimensions / الأبعاد
Boyutlar /
Dimensions : 35 X 40 X 98 cm.(h)
أبعاد الكا مله
Ambalaj Ölçüsü /
Package Dims. : 40 X 45 X 105 cm.
أبعاد التغليف
Ağırlık / Weight : 12 kg. الوزن



K069

Küçük Çöp Torbası Askısı Small Waste Bag Support علاقة كيس الأوساخ الصغير

Boyutlar / Dimensions / الأبعاد
Boyutlar /
Dimensions : 25 X 20 X 43 cm.(h)
أبعاد الكا مله
Ambalaj Ölçüsü /
Package Dims. : 30 X 25 X 45 cm.
أبعاد التغليف
Ağırlık / Weight : 4,5 kg. الوزن



K060

Göz Eşeli Illuminated Optotype لوحة فحص العيون

Boyutlar / Dimensions / الأبعاد

Boyutlar /
Dimensions : 25 X 10 X 63 cm.(h)

أبعاد الكا مله

Ambalajlı Ölçüsü /
Package Dims. : 27 X 16 X 65 cm.
أبعاد التغليف

Ağırlık / Weight : 6 kg. الوزن



K061

Tekli Negatostop Viewer (Negativoscope) نيجاتيف سكوب مفرد

Boyutlar / Dimensions / الأبعاد

Boyutlar /
Dimensions: 50 X 45 X 13,5 cm.(h)

أبعاد الكا مله

Ambalajlı Ölçüsü /
Package Dims. : 52 X 47 X 16 cm.
أبعاد التغليف

Ağırlık / Weight : 7 kg. الوزن



K062

Çiftli Negatostop Horizontal Viewer (Negativoscope) نيجاتيف سكوب مزدوج

Boyutlar / Dimensions / الأبعاد

Boyutlar /
Dimensions: 50 X 80 X 13,5 cm.(h)

أبعاد الكا مله

Ambalajlı Ölçüsü /
Package Dims. : 52 X 82 X 16 cm.
أبعاد التغليف

Ağırlık / Weight : 12 kg. الوزن

K061 / L

Tekli Negatostop (Led) Viewer (Negatoscope) (Led) منظار الأفلام السلبية وحيد (ثنائي باعث للضوء)

Boyutlar / Dimensions / الأبعاد

Ölçüler (Y x G) mm /
Dimensions (H x W) mm: 520 x 450

الأبعاد الكا مله

Işıklı Alan (Y x G) mm /
Screen Size (H x W) mm : 430 x 360

أبعاد الشاشة

Güç / Power Consumption : 35 W

استهلاك الطاقة

Yaklaşık Ömür /
Approx. Lamp Life-time : 100.000 saat/hours/

حياة المصباح

Net Ağırlık / Net Weight : 3,8 kg

الوزن الصافي



K062 / L

Çiftli Negatostop (Led) Horizontal Viewer (Negativoscope) (Led) منظار الأفلام السلبية ثنائي (ثنائي باعث للضوء)

Boyutlar / Dimensions / الأبعاد

Ölçüler (Y x G) mm /
Dimensions (H x W) mm: 520 x 845

الأبعاد الكا مله

Işıklı Alan (Y x G) mm /
Screen Size (H x W) mm : 430 x 755

أبعاد الشاشة

Güç / Power Consumption : 70 W

استهلاك الطاقة

Yaklaşık Ömür /
Approx. Lamp Life-time : 100.000

حياة المصباح

Net Ağırlık / Net Weight : 6,5 kg

الوزن الصافي



K097

Sandalyeler
Chairs
الكراسي



430



420

K054 / AA

Arkalıklı Amortisörlü Tabure
Stool With Back Rest
(Gas Spring Height Adjustment)

كراسي ذات مسافات ذات صمام

Boyutlar / Dimensions / الأبعاد

Ambalajlı Ölçüsü /
Package Dims. : 60 X 60 X 60 cm. أبعاد التغليف
Ağırlık / Weight : 10 kg. الوزن



K054 / A

Amortisörlü Tabure
Gas-spring Height
Adjusted Swivel Stool

كراسي ذات مسافات ذات صمام

Boyutlar / Dimensions / الأبعاد

Ambalajlı Ölçüsü /
Package Dims. : 60 X 60 X 60 cm. أبعاد التغليف
Ağırlık / Weight : 9 kg. الوزن





510



520



530



540



550



560



570

K099 / 840

Üçlü Metal Oturma Grubu (Kolçaklı - Minderli)

- Metal oturma grubu tamamı elektrostatik toz boyalı olup, oturma ve sırt yüzeyi özel delinmiş 1.5 mm DKP saçtır.

Metal Long Waiting Chair (3 Seats)

- Frame made from 1.5mm (thickness) sheet metal (DKP). Whole Chair coated with Electrostatic Powder Paint.

مجموعة كراسي الجلوس المعدنية الثلاثة

كامل المجموعة المعدنية مدھونة بمسحوق الكترولستاتيك، سطح الجلوس والسطح الخلفي هو عبارة عن ساج دي كي بي متقوب بشكل خاص ١,٥ مم.



K099 / 830

Üçlü Metal Oturma Grubu

- Metal oturma grubu tamamı elektrostatik toz boyalı olup, oturma ve sırt yüzeyi özel delinmiş 1.5 mm DKP saçtır.

Metal Long Waiting Chair (3 Seats)

- Frame made from 1.5mm (thickness) sheet metal (DKP). Whole Chair coated with Electrostatic Powder Paint.

مجموعة كراسي الجلوس المعدنية الثلاثة

كامل المجموعة المعدنية مدھونة بمسحوق الكترولستاتيك، سطح الجلوس والسطح الخلفي هو عبارة عن ساج دي كي بي متقوب بشكل خاص ١,٥ مم.



Boyutlar / Dimensions / الأبعاد

Dişın Dışa / External length and width : 168 X 67 X 92 (h) cm
Ağırlık / Weight : 44 kg

أبعاد الكاملة
الوزن

K099 / 860

İkili Oturma Grubu

- Kromaj kaplı metal iskelet.
- Sırt ve oturma kısmı suni deridir.

Waitign Chair (2 Seats)

- Chrome plated metal frame.
- Back and the sitting part are artificial leather.

كرسي الجلوس المعدنية (مقعدين)

إطار الكرسي المعدنية مصفح بي كروم.
المقعد و ظهر ملبس بالجلد الصنناعية.

Boyutlar / Dimensions / الأبعاد

Yükseklik / Height : 84 cm الارتفاع
Genişlik / Width : 106 cm العرض
Derinlik / Depth : 61 cm العمق
Ağırlık / Weight : 14,5 kg الوزن



K099 / 850

Tekli Oturma Grubu

- Kromaj kaplı metal iskelet.
- Sırt ve oturma kısmı suni deridir.

Waitign Chair (1 seat)

- Chrome plated metal frame.
- Back and the sitting part are artificial leather.

كرسي الجلوس المعدنية (مقعد واحد)

إطار الكرسي المعدنية مصفح بي كروم.
المقعد و ظهر ملبس بالجلد الصنناعية.

Boyutlar / Dimensions / الأبعاد

Yükseklik / Height : 84 cm الارتفاع
Genişlik / Width : 60 cm العرض
Derinlik / Depth : 61 cm العمق
Ağırlık / Weight : 8,6 kg الوزن



K084 / A

Hasta Refakatçi Koltuğu
(Tek Kişilik, Kollu) (Winleks Döşeme)

Couch For One Person

أريكة (كرسي وسرير) لشخص واحد

Boyutlar / Dimensions / الأبعاد

Dıştan Dışa /
External length and width : 87 X 83 X 86 (h) cm
Ağırlık / Weight : 182 kg

أبعاد الكا ملة
الوزن



Hasta Refakatçi Koltuğu (Tek Kişilik, Kollu)

Couch For One Person

أريكة (كرسي وسرير) لشخص واحد

Boyutlar / Dimensions / الأبعاد

Dıştan Dışa /
External length and width : 87 X 83 X 86 (h) cm
Ağırlık / Weight : 182 kg

أبعاد الكا ملة
الوزن

K085

Hasta Refakatçi Koltuğu (Tek Kişilik, Kolsuz)

Couch For One Person (Without Armrest)

أريكة (كرسي وسرير)
لشخص واحد (بدون ذراع)

Boyutlar / Dimensions / الأبعاد

Dıştan Dışa /
External length and width : 60 X 83 X 86 (h) cm
Ağırlık / Weight : 182 kg

أبعاد الكا ملة
الوزن



MASA / TABLE	160 -180 X 93 X 74 cm	الطاوله
ETAJER / SMALL CABINET	80 X 53 X 74 cm.	خزانة صغيرة
SEHPA / COFFEE TABLE	60 X 60 X 46 cm.	كرسي
KÜTÜPHANE / LIBRARY	80 X 46 X 194 cm.	مكتبة
YARIM DOLAP / HALF CABINET	80 X 46 X 85-121-157 cm.	خزانة نصفية
KESON / CAISSON	43 X 55 X 60 cm.	كيسون

Yönetici Masa Takımları VENÜS

Manager Desk Sets

مجموعات مكتب مدير


Masa / Table	: 180 -200 X 90 X 75 cm	الطاولة
Etajer / Small Cabinet	: 70 X 50 X 75 cm	خزانة صغيرة
Dolap/ cabinet System	: 240 X 46 X 85-121cm	خزانة
Sehpa / Coffe Table	: 60 X 50 X 45 cm	منضدة القهوة



Masa
Desk L : 180-200cm
D : 90cm
H : 75cm



Etajer
Container L : 70cm
D : 50cm
H : 75cm



Dolap
Cabinet Sytem L : 240cm
D : 46cm
H : 121cm




Sehpa
Coffee Table L : 60cm
D : 50cm
H : 45cm

ÇALIŞMA MASALARI
WORKING TABLE
طاولة العمل



KARŞILAMA BANKOLARI
RECEPTIONS
الاستقبال







Kenmak®

HASTANE MALZEMELERİ SAN. VE TİC. A.Ş.

Sarıç Yolu No.23 Gazıemır - İZMİR - TURKEY

Tel/Phone : +90.232. 274 17 17 - Faks/Fax: +90.232. 274 67 77

e-mail: kenmak@kenmak.com.tr

www.kenmak.com.tr